

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
D031330	MICRO PINCE DISSECTION 1X2 GRIFFES 45 ° 0.9MM, AVEC PLATEAU 8,0MM L:135MM	3661219450566
	MICRO DISSECTING FORCEPS 1X2 TEETH 45 ° 0.9MM, WITH T/P 8,0MM L:135MM	

Catalogues / catalogs

ORL 2021

Chapitre-page

24

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

Pinces à dissection
 Dissecting forceps
 Pinzas para disección

L A N D A N G E R

Pinces à dissection - Dissecting forceps - Pinzas para disección

Copyright © LANDANGER - 2018 - 2021

G R A E F E		C O R R E	
Sans griffes Without teeth Sin dientes	1 x 2 griffes 1 x 2 teeth 1 x 2 dientes	1 x 2 griffes obliques et plateaux lisses 1 x 2 oblique teeth smooth platforms 1 x 2 dientes oblicuo y plataformas lisas	1 x 2 griffes et plateaux lisses 1 x 2 teeth smooth platforms 1 x 2 dientes y plataformas lisas
Droit Straight Recta B404092	Droit Straight Recta B404094		
Courbe Curved Curva B404093	Courbe Curved Curva B404095		



B404092
10 cm - 4"



D031330
13,5 cm - 5 1/4"



B404380
15 cm - 6"



LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
D031330	MICRO PINCE DISSECTION 1X2 GRIFFES 45 ° 0.9MM, AVEC PLATEAU 8,0MM L:135MM	3661219450566
	MICRO DISSECTING FORCEPS 1X2 TEETH 45 ° 0.9MM, WITH T/P 8,0MM L:135MM	 3 661219 450566

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62466

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

ORL 2021

24

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*