

|           |                                                    |                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br>PRODUCT TECHNICAL SHEET | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE  | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS                    | CODE EAN                                                                            |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DC40730-28 | CLAMP OCCLUSION CLAVALE COOLEY L:195MM D:28CH  | 3661219265290                                                                       |
|            | COOLEY CLAVAL OCCLUSION CLAMP L:195MM DIA:28FR |  |

Catalogues / catalogs

Delacroix 2020

Chapitre-page

04.2-051

## DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION



Cooley Clamps / Clamps Cooley / Clamps Cooley



Cooley



Cooley

No Scale / Pas d'Echelle / Sin Escala



|                                                                                                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| DC40730-20                                                                                     | <input type="radio"/> |
| L : 210 mm - 8 <sup>10</sup> / <sub>32</sub> " - Ø : 20 FR                                     |                       |
| DC40730-24                                                                                     | <input type="radio"/> |
| L : 160 mm - 6 <sup>10</sup> / <sub>32</sub> " - Ø : 24 FR                                     |                       |
| DC40730-26                                                                                     | <input type="radio"/> |
| L : 185 mm - 7 <sup>10</sup> / <sub>32</sub> " - Ø : 26 FR                                     |                       |
| DC40730-28                                                                                     | <input type="radio"/> |
| L : 190 mm - 7 <sup>10</sup> / <sub>32</sub> " - Ø : 28 FR                                     |                       |
| DC40730-30                                                                                     | <input type="radio"/> |
| L : 195 mm - 7 <sup>20</sup> / <sub>32</sub> " - Ø : 30 FR                                     |                       |
| DC40730-32                                                                                     | <input type="radio"/> |
| L : 195 mm - 7 <sup>20</sup> / <sub>32</sub> " - Ø : 32 FR                                     |                       |
| DC40730-34                                                                                     | <input type="radio"/> |
| L : 195 mm - 7 <sup>20</sup> / <sub>32</sub> " - Ø : 34 FR                                     |                       |
|  DC40730-36 | <input type="radio"/> |
| L : 195 mm - 7 <sup>20</sup> / <sub>32</sub> " - Ø : 36 FR                                     |                       |
| DC40730-38                                                                                     | <input type="radio"/> |
| L : 200 mm - 7 <sup>45</sup> / <sub>32</sub> " - Ø : 38 FR                                     |                       |
| DC40730-40                                                                                     | <input type="radio"/> |
| L : 210 mm - 8 <sup>10</sup> / <sub>32</sub> " - Ø : 40 FR                                     |                       |



4.2 - Clamps

51

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE  | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>             | CODE EAN                                                                                               |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC40730-28 | CLAMP OCCLUSION CLAUALE COOLEY L:195MM D:28CH  | 3661219265290                                                                                          |
|            | COOLEY CLAVAL OCCLUSION CLAMP L:195MM DIA:28FR | <br>3 661219 265290 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

62468

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

Delacroix 2020

04.2-051

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*