

|                   |                                                                  |                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | <b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b><br><b>PRODUCT TECHNICAL SHEET</b> | <b>FAQ 026 INFO</b><br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE  | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS                                                                                  | CODE EAN                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC71396-04 | CANULE D'ASPIRATION FUKUSHIMA AVEC CONTRÔLE D'ASPIRATION, STYLET ET EMBOUT LUER L.UTILE:100MM D:1,3MM (CH04) | 3661219303329                                                                                          |
|            | FUKUSHIMA SUCTION TUBE WITH FINGER CUT-OFF, STYLET AND LUER HUB WORKING L:100MM DIAM. 1,3MM (CH04)           | <br>3 661219 303329 |

Catalogues / catalogs

OrthoVertebre 2019

Chapitre-page

337

# DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Canules d'aspiration - Suction cannulae - Cánulas de succión

## Fukushima

|                                                 |                                          |                                          |                                          |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Longueur totale - Total length - Longitud total | 165 mm - 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " | 180 mm - 7"                              | 205 mm - 8"                              | 230 mm - 9"                              |
| Longueur utile - Working length - Longitud útil | 100 mm - 4"                              | 115 mm - 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " | 140 mm - 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " | 165 mm - 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " |
| Fr/Ch 4 - Ø : 1,3 mm                            | DC71396-04                               | DC71397-04                               | DC71398-04                               | DC71399-04                               |
| Fr/Ch 5 - Ø : 1,7 mm                            | DC71396-05                               | DC71397-05                               | DC71398-05                               | DC71399-05                               |
| Fr/Ch 6 - Ø : 2,0 mm                            | DC71396-06                               | DC71397-06                               | DC71398-06                               | DC71399-06                               |
| Fr/Ch 7 - Ø : 2,3 mm                            | DC71396-07                               | DC71397-07                               | DC71398-07                               | DC71399-07                               |
| Fr/Ch 8 - Ø : 2,7 mm                            | DC71396-08                               | DC71397-08                               | DC71398-08                               | DC71399-08                               |
| Fr/Ch 9 - Ø : 3,0 mm                            | DC71396-09                               | DC71397-09                               | DC71398-09                               | DC71399-09                               |
| Fr/Ch 12 - Ø : 4,0 mm                           | DC71396-12                               | DC71397-12                               | DC71398-12                               | DC71399-12                               |



U : Longueur utile  
U : Working length  
U : Longitud útil

Copyright © LANDANGER - 2019



337

IX - Divers  
IX - Miscellaneous  
IX - Diversos

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE  | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                                                                           | CODE EAN                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC71396-04 | CANULE D'ASPIRATION FUKUSHIMA AVEC CONTRÔLE D'ASPIRATION, STYLET ET EMBOUT LUER L.UTILE:100MM D:1,3MM (CH04) | 3661219303329                                                                                          |
|            | FUKUSHIMA SUCTION TUBE WITH FINGER CUT-OFF, STYLET AND LUER HUB WORKING L:100MM DIAM. 1,3MM (CH04)           | <br>3 661219 303329 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

Ila

Code GMDN :  
*GMDN code :*

57822

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X8CrNiS18-9(1.4305, 303)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* See products description  
Chapitre-pages

OrthoVertebre 2019

337

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* Polyethylene plastic pouch (PE).