

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
DC82120-95	BRAS 3D POUR ECARTEUR MIS THORACCESS L:105MM	3661219292494
	3D ARM FOR THORACCESS MIS RETRACTOR L:105MM	 3 661219 292494

Catalogues / catalogs

MIS 2021

Chapitre-page

56

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

Retractors
Écarteurs
Retractors



Parts

Copyright LANDANGER - 2009 - 2021

Retractors Accessories* / Accessoires* d'Écarteurs / Accesorios* para Separadores

Connectors - Fixations - Fijaciones



DC82120-30
3D Arm - Bras 3D - Brazo 3D
L : 30 mm



DC82120-50
3D Arm - Bras 3D - Brazo 3D
L : 50 mm



DC82120-90
3D Arm - Bras 3D - Brazo 3D
L : 30 mm - 90°



DC82120-95
Additional 3D Arm - Bras 3D Additionnel - Brazo 3D Adicional
L : 90 mm



DC82125-05
Attachment bracket Extension - Bras de Fixation - Brazo de Fijación
L : 115 mm

Accessories - Accessoires - Accesorios



DC82121-16
Wire Hook - Valve en Fil - Valva en Hilo
L : 160 mm - a : 19 mm - b : 28 mm



DC82121-20
Wire Hook - Valve en Fil - Valva en Hilo
L : 200 mm - a : 28 mm - b : 38 mm



DC82124-30
Additional Blade - Valve Additionnelle - Valva Adicional
L : 155 mm - a : 35 mm - b : 30 mm

* Compatible with / Compatibles avec / Compatibles con :
DC82100-00, DC82100-01, DC82100-02, DC82100-99, DC82130-00, DC82160-00, DC82160-99

56

 1/2

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
DC82120-95	BRAS 3D POUR ECARTEUR MIS THORACCESS L:105MM	3661219292494
	3D ARM FOR THORACCESS MIS RETRACTOR L:105MM	 3 661219 292494

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I-MDR

Code GMDN :
GMDN code :

45182

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + POLYMERE / STAINLESS STEEL + POLYMER

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028) + X2CrNi19-11(1.4306) + POLYPROPYLENE

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

MIS 2021

56

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*