

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
F36125	MANDRIN DILATATEUR HEGAR SIMPLE 12.5MM	3661219069362
	HEGAR UTERINE DILATOR SIMPLE STAINLESS STEEL 12.5MM	

Catalogues / *catalogs*

Landanger 2015

Chapitre-page

08-082

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Dilatateurs utérins - Uterine dilators - Dilatadores uterinos

	HEGAR	PALMER																																																																																					
Modèle simple Simple model Modelo simple  F36160 18 cm - 7"	<table border="0"> <tr><td>Ø</td><td>Ø</td></tr> <tr><td>F36010</td><td>1 mm</td></tr> <tr><td>F36020</td><td>2 mm</td></tr> <tr><td>F36030</td><td>3 mm</td></tr> <tr><td>F36040</td><td>4 mm</td></tr> <tr><td>F36050</td><td>5 mm</td></tr> <tr><td>F36060</td><td>6 mm</td></tr> <tr><td>F36070</td><td>7 mm</td></tr> <tr><td>F36080</td><td>8 mm</td></tr> <tr><td>F36090</td><td>9 mm</td></tr> <tr><td>F36100</td><td>10 mm</td></tr> <tr><td>F36110</td><td>11 mm</td></tr> <tr><td>F36120</td><td>12 mm</td></tr> <tr><td>F36130</td><td>13 mm</td></tr> <tr><td>F36140</td><td>14 mm</td></tr> <tr><td>F36150</td><td>15 mm</td></tr> <tr><td> F36160</td><td>16 mm</td></tr> <tr><td>F36170</td><td>17 mm</td></tr> <tr><td>F36180</td><td>18 mm</td></tr> <tr><td>F36190</td><td>19 mm</td></tr> <tr><td>F36200</td><td>20 mm</td></tr> <tr><td>F36210</td><td>21 mm</td></tr> <tr><td>F36220</td><td>22 mm</td></tr> <tr><td>F36230</td><td>23 mm</td></tr> <tr><td>F36240</td><td>24 mm</td></tr> <tr><td>F36250</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>F36260</td><td>26 mm</td></tr> <tr><td>F362610</td><td>27 mm</td></tr> <tr><td>F362620</td><td>28 mm</td></tr> <tr><td>F362630</td><td>29 mm</td></tr> <tr><td>F362640</td><td>30 mm</td></tr> </table>	Ø	Ø	F36010	1 mm	F36020	2 mm	F36030	3 mm	F36040	4 mm	F36050	5 mm	F36060	6 mm	F36070	7 mm	F36080	8 mm	F36090	9 mm	F36100	10 mm	F36110	11 mm	F36120	12 mm	F36130	13 mm	F36140	14 mm	F36150	15 mm	 F36160	16 mm	F36170	17 mm	F36180	18 mm	F36190	19 mm	F36200	20 mm	F36210	21 mm	F36220	22 mm	F36230	23 mm	F36240	24 mm	F36250	25 mm	F36260	26 mm	F362610	27 mm	F362620	28 mm	F362630	29 mm	F362640	30 mm	<table border="0"> <tr><td>Ø</td></tr> <tr><td>F366006</td><td>1 x 2 mm</td></tr> <tr><td>F366009</td><td>2 x 3 mm</td></tr> <tr><td> F366012</td><td>3 x 4 mm</td></tr> <tr><td>F366015</td><td>4 x 5 mm</td></tr> <tr><td>F366018</td><td>5 x 6 mm</td></tr> <tr><td>F366021</td><td>6 x 7 mm</td></tr> <tr><td>F366024</td><td>7 x 8 mm</td></tr> <tr><td>F366027</td><td>8 x 9 mm</td></tr> <tr><td>F366030</td><td>9 x 10 mm</td></tr> <tr><td>F366033</td><td>10 x 11 mm</td></tr> <tr><td>F366036</td><td>11 x 12 mm</td></tr> </table>  F366012 23 cm - 9"	Ø	F366006	1 x 2 mm	F366009	2 x 3 mm	 F366012	3 x 4 mm	F366015	4 x 5 mm	F366018	5 x 6 mm	F366021	6 x 7 mm	F366024	7 x 8 mm	F366027	8 x 9 mm	F366030	9 x 10 mm	F366033	10 x 11 mm	F366036	11 x 12 mm
Ø	Ø																																																																																						
F36010	1 mm																																																																																						
F36020	2 mm																																																																																						
F36030	3 mm																																																																																						
F36040	4 mm																																																																																						
F36050	5 mm																																																																																						
F36060	6 mm																																																																																						
F36070	7 mm																																																																																						
F36080	8 mm																																																																																						
F36090	9 mm																																																																																						
F36100	10 mm																																																																																						
F36110	11 mm																																																																																						
F36120	12 mm																																																																																						
F36130	13 mm																																																																																						
F36140	14 mm																																																																																						
F36150	15 mm																																																																																						
 F36160	16 mm																																																																																						
F36170	17 mm																																																																																						
F36180	18 mm																																																																																						
F36190	19 mm																																																																																						
F36200	20 mm																																																																																						
F36210	21 mm																																																																																						
F36220	22 mm																																																																																						
F36230	23 mm																																																																																						
F36240	24 mm																																																																																						
F36250	25 mm																																																																																						
F36260	26 mm																																																																																						
F362610	27 mm																																																																																						
F362620	28 mm																																																																																						
F362630	29 mm																																																																																						
F362640	30 mm																																																																																						
Ø																																																																																							
F366006	1 x 2 mm																																																																																						
F366009	2 x 3 mm																																																																																						
 F366012	3 x 4 mm																																																																																						
F366015	4 x 5 mm																																																																																						
F366018	5 x 6 mm																																																																																						
F366021	6 x 7 mm																																																																																						
F366024	7 x 8 mm																																																																																						
F366027	8 x 9 mm																																																																																						
F366030	9 x 10 mm																																																																																						
F366033	10 x 11 mm																																																																																						
F366036	11 x 12 mm																																																																																						

VIII - Voies basses
VIII - Gyné/Uro/Procto
VIII - Gyné/Uro/Practo

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
F36125	MANDRIN DILATATEUR HEGAR SIMPLE 12.5MM	3661219069362
	HEGAR UTERINE DILATOR SIMPLE STAINLESS STEEL 12.5MM	 3 661219 069362

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I-MDR

Code GMDN :
GMDN code :

11267

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X2CrNi19-11(1.4306)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

08-082

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*