

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 1 / 16 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

INFORMATION DU FABRICANT / MANUFACTURER INFORMATION

Document <i>Document</i>	<i>FICHE TECH HF15 HF16</i>	Version <i>Version</i>	2020-12-07
	LANDANGER Z.I La Vendue 52000 Chaumont - France		
Classification CE <i>Classification CE</i>	IIb		

PRODUITS / PRODUCTS

REFERENCES / <i>REFERENCES</i>	DESIGNATIONS / DESIGNATIONS	
HF1507000	PINCE BIPOLAIRE MC PHERSON DROITE 0,25MM POINTUE L:85MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 85 MM MC PHERSON STRAIGHT POINT 0,25 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1507001	PINCE BIPOLAIRE MC PHERSON DROITE 0,45MM MOUSSE L:85MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 85 MM MC PHERSON STRAIGHT BLUNT 0,45MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1507010	PINCE BIPOLAIRE MC PHERSON COUDEE 0,25MM POINTUE L:85MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 85 MM MC PHERSON ANGLED POINT 0,25 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1507011	PINCE BIPOLAIRE MC PHERSON COUDEE 0,45MM MOUSSE L:85MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 85 MM MC PHERSON ANGLED BLUNT 0,45 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1511100	PINCE BIPOLAIRE HORLOGER DROITE 0,25MM POINTUE L:110MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 110 MM JEWELER STRAIGHT POINT 0,25 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1511101	PINCE BIPOLAIRE HORLOGER DROITE 0,45MM MOUSSE L:110MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 110 MM JEWELER STRAIGHT BLUNT 0,45 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1511103	PINCE BIPOLAIRE HORLOGER DROITE 1,00MM MOUSSE L:110MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 110 MM JEWELER STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1511110	PINCE BIPOLAIRE HORLOGER COUDEE 0,25MM POINTUE L:110MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 110 MM JEWELER ANGLED POINT 0,25 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1511111	PINCE BIPOLAIRE HORLOGER COUDEE 0,45MM MOUSSE L:110MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 110 MM JEWELER ANGLED BLUNT 0,45 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1511113	PINCE BIPOLAIRE HORLOGER COUDEE 1,00MM MOUSSE L:110MM	<i>BIPOLAR FORCEPS 110 MM JEWELER ANGLED BLUNT 1,0 MM, INSULATED,</i>

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 2 / 16 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

	CONNECTEUR PLAT	<i>FLAT-PLUG</i>
HF1511120	PINCE BIPOLAIRE HORLOGER COURBE 0,25MM POINTUE L:110MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 110 MM JEWELER CURVED POINT 0,25 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1511121	PINCE BIPOLAIRE HORLOGER COURBE 0,45MM MOUSSE L:110MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 110 MM JEWELER CURVED BLUNT 0,45 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1512601	PINCE BIPOLAIRE ADSON DROITE 1,0MM MOUSSE L:120MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 120 MM ADSON STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1515200	PINCE BIPOLAIRE DROITE 0,3MM POINTUE L:150MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 150 MM STRAIGHT POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1515201	PINCE BIPOLAIRE DROITE 1,0MM MOUSSE L:150MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 150 MM STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1515202	PINCE BIPOLAIRE DROITE 2,0MM MOUSSE L:150MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 150 MM STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1515204	PINCE BIPOLAIRE DROITE 0,6MM MOUSSE L:150MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 150 MM STRAIGHT BLUNT 0,6 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1515210	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 0,3MM POINTUE L:150MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 150 MM ANGLED POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1515211	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 1,0MM MOUSSE L:150MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 150 MM ANGLED BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1515212	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 2,0MM MOUSSE L:150MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 150 MM ANGLED BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1517400	PINCE BIPOLAIRE COURBE 0,3MM POINTUE L:170MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 170 MM KNEE- CURVED STRAIGHT POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1517401	PINCE BIPOLAIRE COURBE 1,0MM MOUSSE L:170MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 170 MM KNEE- CURVED STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1517402	PINCE BIPOLAIRE COURBE 2,0MM MOUSSE L:170MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 170 MM KNEE- CURVED STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1518200	PINCE BIPOLAIRE DROITE 0,3MM POINTUE L:180MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM STRAIGHT POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1518201	PINCE BIPOLAIRE DROITE 1,0MM	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM STRAIGHT</i>

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 3 / 16 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

	MOUSSE L:180MM CONNECTEUR PLAT	<i>BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1518202	PINCE BIPOLAIRE DROITE 2,0MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1518204	PINCE BIPOLAIRE DROITE 0,6MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM STRAIGHT BLUNT 0,6 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1518210	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 0,3MM POINTUE L:180MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM ANGLED POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1518211	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 1,0MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM ANGLED BLUNT 1,0 MM TIO, INSULATED, FLAT- PLUG</i>
HF1518212	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 2,0MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM ANGLED BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1518300	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 0,3MM POINTUE L:180MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM BAYONET STRAIGHT POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1518301	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 1,0MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM BAYONET STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1518302	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 2,0MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM BAYONET STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1518330	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 0,3MM POINTUE L:180MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM BAYONET ANGLED UP POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1518331	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 1,0MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM BAYONET ANGLED UP BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1518332	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 2,0MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM BAYONET ANGLED UP BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1518340	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 0,3MM POINTUE L:180MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM BAYONET ANGLED DOWN POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1518341	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 1,0MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM BAYONET ANGLED DOWN BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1518342	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 2,0MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM BAYONET ANGLED DOWN BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 4 / 16 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

HF1520200	PINCE BIPOLAIRE DROITE 0,3MM POINTUE L:200MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM STRAIGHT POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1520201	PINCE BIPOLAIRE DROITE 1,0MM MOUSSE L:200MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1520202	PINCE BIPOLAIRE DROITE 2,0MM MOUSSE L:200MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1520204	PINCE BIPOLAIRE DROITE 0,6MM MOUSSE L:200MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM STRAIGHT BLUNT 0,6 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1520210	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 0,3MM POINTUE L:200MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM ANGLED POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1520211	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 1,0MM MOUSSE L:200MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM ANGLED BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1520212	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 2,0MM MOUSSE L:200MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM ANGLED, BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1520300	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 0,3MM POINTUE L:200MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM BAYONET STRAIGHT POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1520301	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 1,0MM MOUSSE L:200MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM BAYONET STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1520302	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 2,0MM MOUSSE L:200MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM BAYONET STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1520330	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 0,3MM POINTUE L:200MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM BAYONET ANGLED UP POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1520331	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 1,0MM MOUSSE L:200MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM BAYONET ANGLED UP BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1520332	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 2,0MM MOUSSE L:200MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM BAYONET ANGLED UP BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1520340	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 0,3MM POINTUE L:200MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM BAYONET ANGLED DOWN POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1520341	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 1,0MM MOUSSE L:200MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM BAYONET ANGLED DOWN BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 5 / 16 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

HF1520342	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 2,0MM MOUSSE L:200MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM BAYONET ANGLED DOWN BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1522200	PINCE BIPOLAIRE DROITE 0,3MM POINTUE L:220MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM STRAIGHT POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1522201	PINCE BIPOLAIRE DROITE 1,0MM MOUSSE L:220MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1522202	PINCE BIPOLAIRE DROITE 2,0MM MOUSSE L:220MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1522210	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 0,3MM POINTUE L:220MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM ANGLED POINT 0,3 MM INSULED, FLAT-PLUG</i>
HF1522211	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 1,0MM MOUSSE L:220MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM ANGLED BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1522212	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 2,0MM MOUSSE L:220MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM ANGLED BLUNT 2,0 MM, INSULED, FLAT-PLUG</i>
HF1522300	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 0,3MM POINTUE L:220MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM BAYONET STRAIGHT POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1522301	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 1,0MM MOUSSE L:220MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM BAYONET STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1522302	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 2,0MM MOUSSE L:220MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM BAYONET STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1522330	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 0,3MM POINTUE L:220MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM BAYONET ANGLED UP POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1522331	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 1,0MM MOUSSE L:220MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM BAYONET ANGLED UP BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1522332	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 2,0MM MOUSSE L:220MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM BAYONET ANGLED UP BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1522340	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 0,3MM POINTUE L:220MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM BAYONET ANGLED DOWN POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1522341	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 1,0MM MOUSSE L:220MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM BAYONET ANGLED DOWN BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 6 / 16 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

HF1522342	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 2,0MM MOUSSE L:220MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM BAYONET ANGLED DOWN BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1524200	PINCE BIPOLAIRE DROITE 0,3MM POINTUE L:240MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM STRAIGHT POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1524201	PINCE BIPOLAIRE DROITE 1,0MM MOUSSE L:240MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1524202	PINCE BIPOLAIRE DROITE 2,0MM MOUSSE L:240MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1524210	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 0,3MM POINTUE L:240MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM ANGLED POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1524211	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 1,0MM MOUSSE L:240MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM ANGLED BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1524212	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 2,0MM MOUSSE L:240MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM ANGLED BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1524300	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 0,3MM POINTUE L:240MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM BAYONET STRAIGHT POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1524301	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 1,0MM MOUSSE L:240MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM BAYONET STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1524302	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 2,0MM MOUSSE L:240MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM BAYONET STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1524330	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 0,3MM POINTUE L:240MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM BAYONET ANGLED UP POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1524331	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 1,0MM MOUSSE L:240MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM BAYONET ANGLED UP BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1524332	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 2,0MM MOUSSE L:240MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM BAYONET ANGLED UP BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1524340	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 0,3MM POINTUE L:240MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM BAYONET ANGLED DOWN POINT 0,3 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1524341	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 1,0MM MOUSSE L:240MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM BAYONET ANGLED DOWN BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 7 / 16 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

HF1524342	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 2,0MM MOUSSE L:240MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM BAYONET ANGLED DOWN BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1526201	PINCE BIPOLAIRE DROITE 1,0MM MOUSSE L:260MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 260 MM STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1526202	PINCE BIPOLAIRE DROITE 2,0MM MOUSSE L:260MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 260 MM STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1528201	PINCE BIPOLAIRE DROITE 1,0MM MOUSSE L:280MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 280 MM STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1528202	PINCE BIPOLAIRE DROITE 2,0MM MOUSSE L:280MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 280 MM STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1530201	PINCE BIPOLAIRE DROITE 1,0MM MOUSSE L:300MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 300 MM STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1530202	PINCE BIPOLAIRE DROITE 2,0MM MOUSSE L:300MM CONNECTEUR PLAT	<i>BIPOLAR FORCEPS 300 MM STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, FLAT-PLUG</i>
HF1607000	PINCE BIPOLAIRE MC PHERSON DROITE 0,25MM POINTUE L:85MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 85 MM MC PHERSON STRAIGHT POINT 0,25 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1607001	PINCE BIPOLAIRE MC PHERSON DROITE 0,45MM MOUSSE L:85MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 85 MM MC PHERSON STRAIGHT BLUNT 0,45 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1607010	PINCE BIPOLAIRE MC PHERSON COUDEE 0,25MM POINTUE L:85MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 85 MM MC PHERSON ANGLED POINT 0,25 MM, INSULATED, 2- PIN -PLUG</i>
HF1607011	PINCE BIPOLAIRE MC PHERSON COUDEE 0,45MM MOUSSE L:85MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 85 MM MC PHERSON ANGLED BLUNT 0,45 MM, INSULATED, 2- PIN-PLUG</i>
HF1611100	PINCE BIPOLAIRE HORLOGER DROITE 0,25MM POINTUE L:110MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 110 MM JEWELER STRAIGHT POINT 0,25MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1611101	PINCE BIPOLAIRE HORLOGER DROITE 0,45MM MOUSSE L:110MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 110 MM JEWELER STRAIGHT BLUNT 0,45 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1611110	PINCE BIPOLAIRE HORLOGER COUDEE 0,25MM POINTUE L:110MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 110 MM JEWELER ANGLED POINT 0,25 MM, INSULATED, 2- PIN-PLUG</i>
HF1611111	PINCE BIPOLAIRE HORLOGER COUDEE 0,45MM MOUSSE L:110MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 110 MM JEWELER ANGLED BLUNT 0,45 MM, INSULATED, 2- PIN-PLUG</i>

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 8 / 16 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

HF1611120	PINCE BIPOLAIRE HORLOGER COURBE 0,25MM POINTUE L:110MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 110 MM JEWELER CURVED POINT 0,25 MM, INSULATED, 2- PIN-PLUG</i>
HF1611121	PINCE BIPOLAIRE HORLOGER COURBE 0,45MM MOUSSE L:110MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 110 MM JEWELER CURVED BLUNT 0,45 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1612601	PINCE BIPOLAIRE ADSON DROITE 1,0MM MOUSSE L:120MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 120 MM ADSON STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1615200	PINCE BIPOLAIRE DROITE 0,3MM POINTUE L:150MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 150 MM STRAIGHT POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1615201	PINCE BIPOLAIRE DROITE 1,0MM MOUSSE L:150MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 150 MM STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1615202	PINCE BIPOLAIRE DROITE 2,0MM MOUSSE L:150MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 150 MM STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1615210	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 0,3MM POINTUE L:150MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 150 MM ANGLED POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1615211	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 1,0MM MOUSSE L:150MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 150 MM ANGLED BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1615212	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 2,0MM MOUSSE L:150MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 150 MM ANGLED BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1617400	PINCE BIPOLAIRE COURBE 0,3MM POINTUE L:170MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 170 MM KNEE- CURVED STRAIGHT POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1617401	PINCE BIPOLAIRE COURBE 1,0MM MOUSSE L:170MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 170 MM KNEE- CURVED STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1617402	PINCE BIPOLAIRE COURBE 2,0MM MOUSSE L:170MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 170 MM KNEE- CURVED STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1618200	PINCE BIPOLAIRE DROITE 0,3MM POINTUE L:180MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM STRAIGHT POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1618201	PINCE BIPOLAIRE DROITE 1,0MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1618202	PINCE BIPOLAIRE DROITE 2,0MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 9 / 16 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

HF1618210	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 0,3MM POINTUE L:180MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM ANGLED POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1618211	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 1,0MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM ANGLED BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1618212	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 2,0MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM ANGLED BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1618300	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 0,3MM POINTUE L:180MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM BAYONET STRAIGHT POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1618301	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 1,0MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM BAYONET STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1618302	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 2,0MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM BAYONET STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1618330	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 0,3MM POINTUE L:180MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM BAYONET ANGLED UP POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1618331	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 1,0MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM BAYONET ANGLED UP BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1618332	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 2,0MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM BAYONET ANGLED UP BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1618340	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 0,3MM POINTUE L:180MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM BAYONET ANGLED DOWN POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1618341	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 1,0MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM BAYONET ANGLED DOWN BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1618342	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 2,0MM MOUSSE L:180MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 180 MM BAYONET ANGLED DOWN BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1620200	PINCE BIPOLAIRE DROITE 0,3MM POINTUE L:200MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM STRAIGHT POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1620201	PINCE BIPOLAIRE DROITE 1,0MM MOUSSE L:200MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1620202	PINCE BIPOLAIRE DROITE 2,0MM MOUSSE L:200MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 10 / 16 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

HF1620210	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 0,3MM POINTUE L:200MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM ANGLED POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1620211	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 1,0MM MOUSSE L:200MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM ANGLED BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1620212	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 2,0MM MOUSSE L:200MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM ANGLED BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1620300	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 0,3MM POINTUE L:200MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM BAYONET POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1620301	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 1,0MM MOUSSE L:200MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM BAYONET STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1620302	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 2,0MM MOUSSE L:200MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM BAYONET STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1620330	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 0,3MM POINTUE L:200MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM BAYONET ANGLED UP POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1620331	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 1,0MM MOUSSE L:200MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM BAYONET ANGLED UP BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1620332	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 2,0MM MOUSSE L:200MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM BAYONET ANGLED UP BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1620340	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 0,3MM POINTUE L:200MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM BAYONET ANGLED DOWN POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1620341	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 1,0MM MOUSSE L:200MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM BAYONET ANGLED DOWN BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1620342	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 2,0MM MOUSSE L:200MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 200 MM BAYONET ANGLED DOWN BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1622200	PINCE BIPOLAIRE DROITE 0,3MM POINTUE L:220MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM STRAIGHT POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1622201	PINCE BIPOLAIRE DROITE 1,0MM MOUSSE L:220MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1622202	PINCE BIPOLAIRE DROITE 2,0MM MOUSSE L:220MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 11 / 16 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

HF1622210	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 0,3MM POINTUE L:220MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM ANGLED POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1622211	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 1,0MM MOUSSE L:220MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM ANGLED BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1622212	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 2,0MM MOUSSE L:220MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM ANGLED BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1622300	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 0,3MM POINTUE L:220MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM BAYONET STRAIGHT POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1622301	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 1,0MM MOUSSE L:220MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM BAYONET STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1622302	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 2,0MM MOUSSE L:220MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM BAYONET BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1622330	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 0,3MM POINTUE L:220MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM BAYONET ANGLED UP POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1622331	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 1,0MM MOUSSE L:220MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM BAYONET ANGLED UP BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1622332	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 2,0MM MOUSSE L:220MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM BAYONET ANGLED UP BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1622340	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 0,3MM POINTUE L:220MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM BAYONET ANGLED DOWN POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1622341	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 1,0MM MOUSSE L:220MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM BAYONET ANGLED DOWN BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1622342	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 2,0MM MOUSSE L:220MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 220 MM BAYONET ANGLED DOWN BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1624200	PINCE BIPOLAIRE DROITE 0,3MM POINTUE L:240MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM STRAIGHT POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1624201	PINCE BIPOLAIRE DROITE 1,0MM MOUSSE L:240MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1624202	PINCE BIPOLAIRE DROITE 2,0MM MOUSSE L:240MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 12 / 16 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

HF1624210	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 0,3MM POINTUE L:240MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM ANGLED POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1624211	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 1,0MM MOUSSE L:240MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM ANGLED BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1624212	PINCE BIPOLAIRE COUDEE 2,0MM MOUSSE L:240MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM ANGLED BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1624300	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 0,3MM POINTUE L:240MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM BAYONET STRAIGHT POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1624301	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 1,0MM MOUSSE L:240MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM BAYONET STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1624302	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE DROITE 2,0MM MOUSSE L:240MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM BAYONET BLUNT 2,0 MM TIP, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1624330	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 0,3MM POINTUE L:240MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM BAYONET ANGLED UP POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1624331	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 1,0MM MOUSSE L:240MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM BAYONET ANGLED UP BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1624332	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE HAUT 2,0MM MOUSSE L:240MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM BAYONET ANGLED UP BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1624340	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 0,3MM POINTUE L:240MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM BAYONET ANGLED DOWN POINT 0,3 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1624341	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 1,0MM MOUSSE L:240MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM BAYONET ANGLED DOWN BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1624342	PINCE BIPOLAIRE BAIONNETTE COUDEE BAS 2,0MM MOUSSE L:240MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 240 MM BAYONET ANGLED DOWN BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1626201	PINCE BIPOLAIRE DROITE 1,0MM MOUSSE L:260MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 260 MM STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1626202	PINCE BIPOLAIRE DROITE 2,0MM MOUSSE L:260MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 260 MM STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1628201	PINCE BIPOLAIRE DROITE 1,0MM MOUSSE L:280MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 280 MM STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 13 / 16 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

HF1628202	PINCE BIPOLAIRE DROITE 2,0MM MOUSSE L:280MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 280 MM STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1630201	PINCE BIPOLAIRE DROITE 1,0MM MOUSSE L:300MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 300 MM STRAIGHT BLUNT 1,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>
HF1630202	PINCE BIPOLAIRE DROITE 2,0MM MOUSSE L:300MM CONNECTEUR 2 BROCHES	<i>BIPOLAR FORCEPS 300 MM STRAIGHT BLUNT 2,0 MM, INSULATED, 2-PIN-PLUG</i>

PHOTO OU SCHEMA DU PRODUIT / PHOTO OR SCHEMA OF PRODUCT



L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026
	MARQUAGE CE / CE MARKING	Indice : 5 Page : 14 / 16 Révisée : 01/06/2018

PERFORMANCES REVENDIQUEES / INTENDED USE

Instrumentation chirurgicale bipolaire pour électrocoagulation lors d'intervention chirurgicale.
Bipolar surgical instruments for electro-coagulation during surgical procedures


Instrumentation réutilisable bipolaire pour chirurgie ouverte et neurochirurgie. Ces pinces bipolaires sont utilisables sur les tissus pour / *Reusable bipolar instrumentation for open surgery and neurosurgery. These bipolar forceps can be used on tissues to:*

- saisir / *grasp*
- disséquer / *dissect*
- coaguler / *coagulate*

Elles doivent être connectées, par l'intermédiaire d'un câble bipolaire approprié, à la sortie bipolaire d'un générateur haute fréquence. Elles ne doivent-êtré utilisées qu'avec un courant de coagulation bipolaire.
They have to be connected ,by means of an appropriate bipolar cable, to the bipolar output of a high frequency generator. They may only be used with bipolar coagulation current.

CARACTERISTIQUES / FEATURES

➤ Dimensions / Dimensions



Connecteur plat / Flat plug



Connecteur deux broches / 2 pins plug

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 15 / 16 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

Zone / Area	Dimensions / Dimensions
Longueur / Length	85, 110, 120 150, 170, 180, 200, 220, 240 mm
Largeur des mors / Tip width	0.25, 0.3, 0.45, 0.6, 1.0, 2.0 mm
Larg main gantée / Finger print width	10 ± 1 mm pour toutes les pinces / For all forceps Sauf / Except : Adson : 10 → 13 mm / Mc Pherson : 6 → 8 mm

➤ Matériaux (type et nuance) / Materials (type and grade)

ELEMENTS / PARTS	MATERIAUX / MATERIALS
Mors / tips	Acier inoxydable / Stainless steel 1.4021/1.4024
Branches / shafts	Acier inoxydable / Stainless steel 1.4021/1.4024
Isolant / coating	Rilsan
Isolation du connecteur / Plastic cap	PEEK bleu foncé / darkblue PEEK
Colle liant / potting	Loctite E3526 A/B

➤ Durée de vie / Life-time

La durée de vie estimée pour l'instrumentation chirurgicale faite de métal et d'autres matériaux est de 3 ans.
Garantie : 1 an

The estimated life expectancy for surgical instruments made of metal and other materials is 3 years
Warranty: 1 year

➤ Stockage / Storage

Stocker dans un endroit propre et sec.
Store in a clean and dry place.

➤ Nettoyage, pré-désinfection / Cleaning, pre-disinfection

Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Standard conditions for reusable surgical instruments.

➤ Stérilisation / Sterilization

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 Indice : 5 Page : 16 / 16 Révisée : 01/06/2018
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

<i>Saturated steam sterilization method</i>	<i>Temperature</i>	<i>Time</i>	<i>Drying time</i>	<i>Absolute pressure</i>
<i>Pre-vacuum</i>	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
<i>Pre-vacuum</i>	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
<i>Pre-vacuum</i>	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
<i>Pre-vacuum</i>	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / PACKAGING

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Unité de vente : 1

Polyethylene plastic pouch (PE).

Sales unit:1

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION

Tension de sortie maximale du générateur / *Maximum output voltage of the generator :*

- 300Vp pour / *for* HF1507000; HF1507001, HF1507010, HF1507011, HF1511100, HF1511101, HF1511103, HF1511110; HF1511111; HF1511113; HF1511120; HF1511121, HF1607000; HF1607001, HF1607010, HF1607011, HF1611100, HF1611101, HF1611110; HF1611111; HF1611120; HF1611121
- 500Vp pour toutes les autres pinces bipolaires / *for all other forceps*

Compatibilité avec générateur / *Generator compatibility:*

ERBE, MARTIN, BERCHTOLD, AESULAP (GK4, GK20, GK21, GK30, GK34, GK50, GK51, GK55, GK60), VALLEYLAB, LAMIDEY, EMC, CODMAN CMC II, VALLEYLAB AUTOBIPOLAR.