

	<b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b> <b><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i></b>	<b>FAQ 026</b> <b>Indice :</b> 3 <b>Page :</b> 1 <b>Date :</b> 30/04/2002 <b>Révisée :</b> 07/01/2010
	<b>MARQUAGE CE / <i>CE MARKING</i></b>	

Version du 19/11/2015 / *Version of 19/11/2015*

Page / *Page* : 1/3

## **POIGNEES POUR ELECTODES MONOPOLAIRES** ***HANDLES FOR MONOPOLAR ELECTRODES***

<b><u>REFERENCES</u></b> <b><i>REFERENCE</i></b>	<b><u>DESIGNATIONS</u></b> <b><i>DESCRIPTION</i></b>
<b>HF9232003</b>	ELECTRODE NEUTRE POUR ENFANT 128CM2 (80X160MM) AVEC CABLE POUR GENERATEUR ERBE, INTEGRA, KLS MARTIN L:4,5M <i>REUSABLE RETURN ELECTRODE FOR CHILDREN 8X16 CM WITH 4,5 M CABLE FOR ERBE/INTEGRA/KLS</i>
<b>HF9232004</b>	ELECTRODE NEUTRE POUR ENFANT 128CM2 (80X160MM) AVEC CABLE POUR GENERATEUR KLS MARTIN L:4,5M <i>REUSABLE RETURN ELECTRODE FOR CHILDREN 8X16 CM WITH 4,5 M CABLE FOR KLS MARTIN</i>
<b>HF9242003</b>	ELECTRODE NEUTRE POUR ADULTE 390CM2 (150X260MM) AVEC CABLE POUR GENERATEUR ERBE, INTEGRA, KLS MARTIN L:4,5M <i>REUSABLE RETURN ELECTRODE FOR ADULTS 15X26CM WITH 4,5 M CABLE FOR ERBE/INTEGRA/KLS</i>
<b>HF9242004</b>	ELECTRODE NEUTRE POUR ADULTE 390CM2 (150X260MM) AVEC CABLE POUR GENERATEUR KLS MARTIN L:4,5M <i>REUSABLE RETURN ELECTRODE FOR ADULTS 15X26CM WITH 4,5 M CABLE FOR KLS MARTIN</i>

<p><b>LANDANGER</b> TECHNOLOGIE POUR LA SANTÉ</p>	<p><b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b> <i><b>PRODUCT TECHNICAL SHEET</b></i></p>	<p><b>FAQ 026</b></p> <p><b>Indice :</b> <b>3</b></p> <p><b>Page :</b> <b>2</b></p> <p><b>Date :</b> <b>30/04/2002</b></p> <p><b>Révisée :</b> <b>07/01/2010</b></p>
	<p><b>MARQUAGE CE / <i>CE MARKING</i></b></p>	

**IMAGE DES PRODUITS**  
***PRODUCT PICTURE***

**LANDANGER**

Électrodes neutres réutilisables - Reusable neutral electrodes - Electrodoes neutros reutilizables



Pour enfants : surface de contact 128 cm<sup>2</sup> (8 x 16 cm)  
For children : contact surface 128 cm<sup>2</sup> (8 x 16 cm)  
Para niños : superficie de contacto 128 cm<sup>2</sup> (8 x 16 cm)

Avec connecteur Erbe, Integra, KLS Martin  
with Erbe, Integra, KLS Martin plug  
Con enchufe Erbe, Integra, KLS Martin

**HF9232004**

Avec connecteur KLS Martin  
With KLS Martin plug  
Con enchufe KLS Martin

**HF9232003**



Pour adultes : surface de contact 390 cm<sup>2</sup> (15 x 26 cm)  
For adults : contact surface 390 cm<sup>2</sup> (15 x 26 cm)  
Para adultos : superficie de contacto 390 cm<sup>2</sup> (15 x 26 cm)

Avec connecteur Erbe, Integra, KLS Martin  
With Erbe, Integra, KLS Martin plug  
Con enchufe Erbe, Integra, KLS Martin

**HF9242004**

Avec connecteur KLS Martin  
With KLS Martin plug  
Con enchufe KLS Martin

**HF9242003**

	<b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b> <b><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i></b>	<b>FAQ 026</b> <b>Indice :</b> 3 <b>Page :</b> 3 <b>Date :</b> 30/04/2002 <b>Révisée :</b> 07/01/2010
	<b>MARQUAGE CE / <i>CE MARKING</i></b>	

**PERFORMANCES REVENDIQUÉES**  
***REQUIRED PERFORMANCES***

Les électrodes neutres doivent être fixées sur le patient pour faire sortir le courant lors de chirurgie avec instruments monopolaires.

Elles doivent être connectées également à un générateur HF

*Neutral Electrodes are to be attached to the patient's body for the deflection of current during electrosurgical procedures.*

*They have to be connected to the respective connector socket of the HF generator.*

**CARACTERISTIQUES**  
***FEATURES***

Matériaux : PA6, Silicone  
*Materials*

Nettoyage/Pré-désinfection : Se référer à la notice d'instruction.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Consult the instructions for use.*

Stérilisation : Autoclavable min 132°C, max 137°C / 18 minutes.  
*Sterilization process :* *Autoclavable 270°-279°F (132 ° -137°C) /18 minutes.*

**EMBALLAGE**  
***PACKAGING***

Conditionnement : unitaire dans une pochette plastique en polypropylène (PP).  
*Packing :* *1 unit in a Polypropylene plastic pouch (PP).*