

|                   |                                                                  |                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | <b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b><br><b>PRODUCT TECHNICAL SHEET</b> | <b>FAQ 026 INFO</b><br><b>Indice : 2</b><br><b>Date : 01/06/2018</b> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

Editée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS                                                                | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01457-20 | MICRO DISSECTION BAIONNETTE YASARGIL COUDEE 45° MORS<br>POINTU 0,4MM L:200MM DIAMONITE     | 3661219436072                                                                                          |
|           | YASARGIL BAYONET MICRO DISSECTING FORCEPS 45° ANGLED<br>0,4MM SHARP JAWS L:200MM DIAMONITE | <br>3 661219 436072 |

Catalogues / catalogs

OrthoVertebre 2019

Chapitre-page

11

### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

# L A N D A N G E R

Micro Pinces à Dissection - Micro Tissue Forceps - Micro Pinzas de Disección

**Diamonite**

**Pointu**  
Straight  
Aguda  
0,4 mm

**Mousse**  
Blunt  
Roma  
0,9 mm

**1 x 2 griffes**  
1 x 2 teeth  
1 x 2 dientes  
1,0 mm

**J01456-16**  
U : 35 mm - 1<sup>1/2"</sup>

**J01456-18**  
U : 55 mm - 2<sup>1/4"</sup>

**J01456-20**  
U : 75 mm - 3"

**J01456-22**  
U : 100 mm - 4"

**J01456-24**  
U : 115 mm - 4<sup>1/2"</sup>

**Yasargil**



L : 225 mm - 9"

**Coudée vers le haut 45°**  
45° Upward  
45° Arriba

**Pointu**  
Straight  
Aguda  
0,4 mm

**Mousse**  
Blunt  
Roma  
0,9 mm

**J01457-16**  
U : 35 mm - 1<sup>1/2"</sup>

**J01457-18**  
U : 55 mm - 2<sup>1/4"</sup>

**J01457-20**  
U : 75 mm - 3"

**J01457-22**  
U : 100 mm - 4"

**J01457-24**  
U : 115 mm - 4<sup>1/2"</sup>

**J01454-16**  
U : 35 mm - 1<sup>1/2"</sup>

**J01454-18**  
U : 55 mm - 2<sup>1/4"</sup>

**J01454-20**  
U : 75 mm - 3"

**J01454-22**  
U : 100 mm - 4"

**J01454-24**  
U : 115 mm - 4<sup>1/2"</sup>

**J01455-16**  
U : 35 mm - 1<sup>1/2"</sup>

**J01455-18**  
U : 55 mm - 2<sup>1/4"</sup>

**J01455-20**  
U : 75 mm - 3"

**J01455-22**  
U : 100 mm - 4"

**J01455-24**  
U : 115 mm - 4<sup>1/2"</sup>

**J01458-16**  
U : 35 mm - 1<sup>1/2"</sup>

**J01458-18**  
U : 55 mm - 2<sup>1/4"</sup>

**J01458-20**  
U : 75 mm - 3"

**J01458-22**  
U : 100 mm - 4"

**J01458-24**  
U : 115 mm - 4<sup>1/2"</sup>

**J01454-16**  
U : 35 mm - 1<sup>1/2"</sup>

**J01454-18**  
U : 55 mm - 2<sup>1/4"</sup>

**J01454-20**  
U : 75 mm - 3"

**J01454-22**  
U : 100 mm - 4"

**J01454-24**  
U : 115 mm - 4<sup>1/2"</sup>

**J01455-16**  
U : 35 mm - 1<sup>1/2"</sup>

**J01455-18**  
U : 55 mm - 2<sup>1/4"</sup>

**J01455-20**  
U : 75 mm - 3"

**J01455-22**  
U : 100 mm - 4"

**J01455-24**  
U : 115 mm - 4<sup>1/2"</sup>

**J01458-16**  
U : 35 mm - 1<sup>1/2"</sup>

**J01458-18**  
U : 55 mm - 2<sup>1/4"</sup>

**J01458-20**  
U : 75 mm - 3"

**J01458-22**  
U : 100 mm - 4"

**J01458-24**  
U : 115 mm - 4<sup>1/2"</sup>

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                                                         | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01457-20 | MICRO DISSECTION BAIONNETTE YASARGIL COUDEE 45° MORS<br>POINTU 0,4MM L:200MM DIAMONITE     | 3661219436072                                                                                          |
|           | YASARGIL BAYONET MICRO DISSECTING FORCEPS 45° ANGLED<br>0,4MM SHARP JAWS L:200MM DIAMONITE | <br>3 661219 436072 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

62466

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

OrthoVertebre 2019

11

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*