

|                   |                                                                  |                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | <b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b><br><b>PRODUCT TECHNICAL SHEET</b> | <b>FAQ 026 INFO</b><br><b>Indice : 2</b><br><b>Date : 01/06/2018</b> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

Éditée le / Publishing date

2022-04-29

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS                                                       | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01473-25 | MICRO DISSECTION BAIONNETTE COUDEE 45° MORS POINTU<br>0,4MM L:250MM DIAMONITE     | 3661219436591                                                                                          |
|           | BAYONET MICRO DISSECTING FORCEPS 45° ANGLED 0,4MM SHARP<br>JAWS L:250MM DIAMONITE | <br>3 661219 436591 |

Catalogues / catalogs

OrthoVertebre 2019

Chapitre-page

17

# **DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION**

## L A N D A N G E R

Micro Pincers à Dissection - Micro Dissecting Forceps - Micro Pinzas de Disección



Diamonite



Mors lisses  
Blunt jaws  
Bocas lisas

U

L: 250mm - 10"

Courbe  
Curved  
Curvo

**Droite**  
Straight  
Recto

Mors Pointus  
Sharp Jaws  
Bocas Aceradas

0,4 mm



J01471-21  
U: 80 mm - 3 1/4"

J01471-23  
U: 100 mm - 4"

J01471-25  
U: 120 mm - 4 3/4"

1 x 2 griffes  
1x 2 teeth  
1 x 2 dientes

0,4 mm



J01475-21  
U: 80 mm - 3 1/4"

J01475-23  
U: 100 mm - 4"

J01475-25  
U: 120 mm - 4 3/4"

Mors Mousles  
Blunt jaws  
Bocas Romas

0,9 mm



J01472-21  
U: 80 mm - 3 1/4"

J01472-23  
U: 100 mm - 4"

J01472-25  
U: 120 mm - 4 3/4"

1 x 2 griffes  
1x 2 teeth  
1 x 2 dientes

0,9 mm



J01476-21  
U: 80 mm - 3 1/4"

J01476-23  
U: 100 mm - 4"

J01476-25  
U: 120 mm - 4 3/4"

Mors Pointus  
Sharp Jaws  
Bocas Aceradas

0,4 mm - 45°



J01473-21  
U: 80 mm - 3 1/4"

J01473-23  
U: 100 mm - 4"

J01473-25  
U: 120 mm - 4 3/4"

Mors Mousles  
Blunt jaws  
Bocas Romas

0,9 mm - 45°



J01474-21  
U: 80 mm - 3 1/4"

J01474-23  
U: 100 mm - 4"

J01474-25  
U: 120 mm - 4 3/4"

Copyright © LANDANGER - 2019



17

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-29

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                                                | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01473-25 | MICRO DISSECTION BAIONNETTE COUDEE 45° MORS POINTU<br>0,4MM L:250MM DIAMONITE     | 3661219436591                                                                                          |
|           | BAYONET MICRO DISSECTING FORCEPS 45° ANGLED 0,4MM SHARP<br>JAWS L:250MM DIAMONITE | <br>3 661219 436591 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

62466

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

OrthoVertebre 2019

17

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*