

|                   |                                                                  |                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | <b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b><br><b>PRODUCT TECHNICAL SHEET</b> | <b>FAQ 026 INFO</b><br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS                                        | CODE EAN                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| J170567   | PINCE RONGEUR SPURLING L:280MM MORS COUDES 30° HAUT 4X10MM         | 3661219359012                                                                       |
|           | SPURLING LAMINECTOMY RONGEUR L:280MM ANGLED JAWS UPWARD 30° 4X10MM |  |

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

11-011

### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

## L A N D A N G E R

Neurochirurgie : pinces rongeurs - Neurosurgery : laminectomy rongeurs - Neurocirugía : pinzas para laminectomía



J170160





|                                                                                     | Largeur de mors<br>Width of jaw<br>Anchura de boca | Longueur tige<br>Length of shaft<br>Largo del tallo                                 | Droite<br>Straight<br>Recta | Vers le haut<br>Upward<br>Hacia arriba | Vers le bas<br>Downward<br>Hacia abajo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>CUSHING</b>                                                                      |                                                    |                                                                                     |                             |                                        |                                        |
|  | 13 cm - 5 1/8"                                     |                                                                                     | J17001                      | J17002                                 | J17003                                 |
|                                                                                     | 15 cm - 6"                                         |                                                                                     | J170040                     | J170041                                | J170042                                |
|                                                                                     | 18 cm - 7"                                         |                                                                                     | J17005                      | J17006                                 | J17007                                 |
|                                                                                     | 23 cm - 9"                                         |                                                                                     | J170043                     | J170044                                | -                                      |
|                                                                                     | 28 cm - 11"                                        |                                                                                     | J170046                     | J170047                                | -                                      |
| <b>LOVE-GRUENWALD</b>                                                               |                                                    |                                                                                     |                             |                                        |                                        |
|  | 13 cm - 5 1/8"                                     |                                                                                     | J17010                      | J17012                                 | J17015                                 |
|                                                                                     | 15 cm - 6"                                         |  | J170160                     | J170161                                | J170162                                |
|                                                                                     | 18 cm - 7"                                         |                                                                                     | J17020                      | J17025                                 | J17035                                 |
|                                                                                     | 23 cm - 9"                                         |                                                                                     | J170163                     | J170164                                | -                                      |
|                                                                                     | 28 cm - 11"                                        |                                                                                     | J170166                     | J170167                                | -                                      |
| <b>SPURLING</b>                                                                     |                                                    |                                                                                     |                             |                                        |                                        |
|  | 13 cm - 5 1/8"                                     |                                                                                     | J17045                      | J17050                                 | J17055                                 |
|                                                                                     | 15 cm - 6"                                         |                                                                                     | J170560                     | J170561                                | J170562                                |
|                                                                                     | 18 cm - 7"                                         |                                                                                     | J17060                      | J17065                                 | J17070                                 |
|                                                                                     | 23 cm - 9"                                         |                                                                                     | J170563                     | J170564                                | -                                      |
|                                                                                     | 28 cm - 11"                                        |                                                                                     | J170566                     | J170567                                | -                                      |

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

**XI - 11**

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                                 | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J170567   | PINCE RONGEUR SPURLING L:280MM MORS COUDES 30° HAUT 4X10MM         | 3661219359012                                                                                          |
|           | SPURLING LAMINECTOMY RONGEUR L:280MM ANGLED JAWS UPWARD 30° 4X10MM | <br>3 661219 359012 |

### **INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION***

Classe CE :

I

Code GMDN :

35541

*CE Class :*

*GMDN code :*

### **PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE***

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

*Operating room medical device :*

### **CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES***

Type matière :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

*Material type :*

Nuance matière :

X20Cr13(1.4021) + X8CrNiS18-9(1.4305)

*Material grade :*

Dimensions :

Voir désignations produits

Landanger 2015

*Outer dimensions :*

*See products description*

Chapitre-pages

11-011

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### **EMBALLAGE / *PACKAGING***

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

*Packaging :*

*Polyethylene plastic pouch (PE).*