

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
J326895	CISEAU OSTEOTOME HIBBS COURBE L:240MM 22MM	3661219347729
	HIBBS CHISEL L:240MM 22MM CURVED	 3 661219 347729

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

13-073

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Ciseaux burins, ostéotomes, gouges - Bone chisels, osteotomes, gouges - Osea cincelas, osteotomos, gubias

LUCAS		HIBBS																																												
Burin Bone chisel Osea cincela  J32235 21 cm - 8 1/4"	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>  24 cm - 9 1/2" Droit Straight Recto </td> <td>  24 cm - 9 1/2" Courbe Curved Curvo </td> <td>  19 mm J326904 24 cm - 9 1/2" </td> </tr> <tr> <td>38 mm</td> <td>J326909</td> <td>J326899</td> <td></td> </tr> <tr> <td>32 mm</td> <td>J326908</td> <td>J326898</td> <td></td> </tr> <tr> <td>28 mm</td> <td>J326907</td> <td>J326897</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25 mm</td> <td>J326906</td> <td>J326896</td> <td></td> </tr> <tr> <td>22 mm</td> <td>J326905</td> <td>J326895</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19 mm</td> <td>J326904</td> <td>J326894</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>J326903</td> <td>J326893</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 mm</td> <td>J326902</td> <td>J326892</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 mm</td> <td>J326901</td> <td>J326891</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 mm</td> <td>J326900</td> <td>J326890</td> <td></td> </tr> </table>		 24 cm - 9 1/2" Droit Straight Recto	 24 cm - 9 1/2" Courbe Curved Curvo	 19 mm J326904 24 cm - 9 1/2"	38 mm	J326909	J326899		32 mm	J326908	J326898		28 mm	J326907	J326897		25 mm	J326906	J326896		22 mm	J326905	J326895		19 mm	J326904	J326894		16 mm	J326903	J326893		13 mm	J326902	J326892		9 mm	J326901	J326891		6 mm	J326900	J326890		XIII - 73
	 24 cm - 9 1/2" Droit Straight Recto	 24 cm - 9 1/2" Courbe Curved Curvo	 19 mm J326904 24 cm - 9 1/2"																																											
38 mm	J326909	J326899																																												
32 mm	J326908	J326898																																												
28 mm	J326907	J326897																																												
25 mm	J326906	J326896																																												
22 mm	J326905	J326895																																												
19 mm	J326904	J326894																																												
16 mm	J326903	J326893																																												
13 mm	J326902	J326892																																												
9 mm	J326901	J326891																																												
6 mm	J326900	J326890																																												

XIII - Oseaux
XIII - Bone surgery
XIII - Crugía osea

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J326895	CISEAU OSTEOTOME HIBBS COURBE L:240MM 22MM	3661219347729
	HIBBS CHISEL L:240MM 22MM CURVED	 3 661219 347729

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

12844

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X46Cr13(1.4034)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

13-073

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*