

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
J326896	CISEAU OSTEOTOME HIBBS COURBE L:240MM 25MM	3661219347736
	HIBBS CHISEL L:240MM 25MM CURVED	 3 661219 347736

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

13-073

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Ciseaux burins, ostéotomes, gouges - Bone chisels, osteotomes, gouges - Osea cincelas, osteotomos, gubias

LUCAS		HIBBS																																										
Burin Bone chisel Osea cincela  J32235 21 cm - 8 1/4"	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Osteotome Osteotome Osteotomo</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>19 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>  24 cm - 9 1/2" </td> <td>  24 cm - 9 1/2" </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Droit Straight Recto</td> <td>Courbe Curved Curvo</td> </tr> <tr> <td>38 mm</td> <td>J326909</td> <td>J326899</td> </tr> <tr> <td>32 mm</td> <td>J326908</td> <td>J326898</td> </tr> <tr> <td>28 mm</td> <td>J326907</td> <td>J326897</td> </tr> <tr> <td>25 mm</td> <td>J326906</td> <td>J326896</td> </tr> <tr> <td>22 mm</td> <td>J326905</td> <td>J326895</td> </tr> <tr> <td>19 mm</td> <td>J326904</td> <td>J326894</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>J326903</td> <td>J326893</td> </tr> <tr> <td>13 mm</td> <td>J326902</td> <td>J326892</td> </tr> <tr> <td>9 mm</td> <td>J326901</td> <td>J326891</td> </tr> <tr> <td>6 mm</td> <td>J326900</td> <td>J326890</td> </tr> </table>		Osteotome Osteotome Osteotomo				19 mm		 24 cm - 9 1/2"	 24 cm - 9 1/2"		Droit Straight Recto	Courbe Curved Curvo	38 mm	J326909	J326899	32 mm	J326908	J326898	28 mm	J326907	J326897	25 mm	J326906	J326896	22 mm	J326905	J326895	19 mm	J326904	J326894	16 mm	J326903	J326893	13 mm	J326902	J326892	9 mm	J326901	J326891	6 mm	J326900	J326890	 J326904 24 cm - 9 1/2"
	Osteotome Osteotome Osteotomo																																											
		19 mm																																										
	 24 cm - 9 1/2"	 24 cm - 9 1/2"																																										
	Droit Straight Recto	Courbe Curved Curvo																																										
38 mm	J326909	J326899																																										
32 mm	J326908	J326898																																										
28 mm	J326907	J326897																																										
25 mm	J326906	J326896																																										
22 mm	J326905	J326895																																										
19 mm	J326904	J326894																																										
16 mm	J326903	J326893																																										
13 mm	J326902	J326892																																										
9 mm	J326901	J326891																																										
6 mm	J326900	J326890																																										

XIII - Oseaux
XIII - Bone surgery
XIII - Cirugía osea

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015



XIII - 73

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
J326896	CISEAU OSTEOTOME HIBBS COURBE L:240MM 25MM	3661219347736
	HIBBS CHISEL L:240MM 25MM CURVED	

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

12844

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X46Cr13(1.4034)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

13-073

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*