

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 Indice : 3 Page : 1 Date : 30/04/2002 Révisée : 07/01/2010
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

Version du 11/07/2016 / *Version of July 11, 2016*

Page / *Page* : 1/2

REFERENCES <i>REFERENCE</i>	DESIGNATIONS <i>DESCRIPTION</i>	Ø x L (MM) <i>Ø x L (MM)</i>
M004510	FORET A OS INO X EMBASE CYLINDRIQUE <i>BONE DRILL STAINLESS STEEL CYLINDRICAL END</i> 	1.0 X 55 MM
M004511		1.5 X 70 MM
M004512		2.0 X 85 MM
M004513		2.5 X 95 MM
M004514		2.7 X 100 MM
M004515		3.2 X 130 MM
M004516		3.5 X 112 MM
M004517		4.5 X 130 MM
M004530	FORET A OS INO X VERROUILLAGE RAPIDE A.O <i>BONE DRILL STAINLESS STEEL QUICK COOPLING SYSTEM AO</i> 	1.1 X 60 MM
M004531		1.5 X 85 MM
M004532		2.0 X 100 MM
M004533		2.0 X 125 MM
M004534		2.5 X 110 MM
M004535		2.7 X 100 MM
M004536		2.7 X 125 MM
M004537		3.2 X 145 MM
M004538		3.2 X 195 MM
M004539		3.5 X 110 MM
M004540		3.5 X 145 MM
M004541		3.5 X 195 MM
M004542		4.5 X 145 MM
M004543		4.5 X 195 MM

PERFORMANCES REVENDIQUEES *REQUIRED PERFORMANCES*

Instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Foret en acier inoxydable, avec embase cylindrique ou à verrouillage rapide AO, pour percer les os.

Reusable instrumentation for operating room.

Drill bit in stainless steel, with cylindrical end or quick coupling system ao, for pierce the bones.

Durée de vie : 3ans - (garantie 1 ans)

The lifetime of the device: 3 years – (1 year warranty)

CARACTERISTIQUES *FEATURES*

Matériaux : Acier inoxydable martensitique - X46Cr13/1.4034

Materials : *Martensitic stainless steel - X46Cr13/1.4034*

Dimensions : Voir tableau ci-dessus.

Dimensions : *See table above.*

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 Indice : 3 Page : 2 Date : 30/04/2002 Révisée : 07/01/2010
	MARQUAGE CE / CE MARKING	

Page / *Page* : 2/2

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
 Compatible traitement à la soude 1N.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments.*
Suitable with 1N sodium hydroxide treatment.

Stérilisation : Autoclavable - min : 132°C, max : 137°C / min : 4 min, max : 18 min.
Sterilization process : *Autoclavable - min : 270°F, max : 279°F /min : 4 min, max : 18 min.*

EMBALLAGE ***PACKAGING***

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packing : *Polyethylene plastic pouch.(PE).*