

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
M02020	PETIT CROCHET POUR ARRACHE CLOU M02010	3661219217299
	SMALL HOOK FOR NAIL EXTRACTOR M02010	 3 661219 217299

Catalogues / *catalogs*

Landanger 2015

Chapitre-page

14-041

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Instrumentation pour enclouage IM - Instruments for IM nails - Instrumentación para clavos IM

Guide clou fendu
Slotted nail driver
Conductor clavo ranurado



M020220
20 cm - 8 "

Impacteur final
Final impactor
Impactor final

Ø 6 - 8 mm	M020230 
Ø 9 - 12 mm	M020231
Ø 13 - 20 mm	M020232



M020230
20 cm - 8 "

Crochet d'extraction
Extraction hook
Gancho de extracción

29 cm - 11 1/2 "	M02000 
37 cm - 14 1/2 "	M02001
43 cm - 17 "	M02002
51 cm - 20 "	M02003



M02000
Ø 5 mm

Arrache clou à masse coulissante avec 2 crochets
Nail extractor with 2 hooks - sliding Mallet
Extractor de clavos con 2 ganchos



M02010
63 cm - 24 3/4 "

Crochets seuls - Hooks only - Ganchos solo

Petit - Small - Pequeño



M02020
9 cm - 3 1/2 "

Grand - Large - Largo



M02021
9 cm - 3 1/2 "

XIV - Traumatologie
XIV - Traumatology
XIV - Traumatología

XIV - 41

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

 3/5

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
M02020	PETIT CROCHET POUR ARRACHE CLOU M02010	3661219217299
	SMALL HOOK FOR NAIL EXTRACTOR M02010	 3 661219 217299

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

46768

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

14-041

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*