

HOUSESSES DE RECHANGE COUSSINS



HOUSSE POLYMAILLE®

[REF] se terminant par **1HW** : coussin livré avec 1 housse

- Enduction polyuréthane sur textile jersey
- Housse intégrale 6 faces
- Face inférieure anti-dérapante
- Adapté aux usages en MAD et Collectivités
- Anallergique
- Antibactérien, antimicrobien et antifongique
- Bi-extensible
- Housse imper-respirante (imperméabilisée et perméable à la transpiration), adaptée à l'incontinence. Diminue les effets de macération en facilitant la respiration cutanée.
- Ouverture 3 côtés (sauf POLYFORM® : face inférieure)
- Poignée intégrée



HOUSSE POLYMAILLE® HD

[REF] se terminant par **1HF** : coussin livré avec 1 housse

- Enduction polyuréthane sur textile jersey
- Housse intégrale 6 faces
- Spécialement conçue pour les environnements exigeants et/ou collectivités
- Anallergique
- Antibactérien, antimicrobien et antifongique
- Bi-extensible
- Housse imper-respirante (imperméabilisée et perméable à la transpiration), adaptée à l'incontinence. Diminue les effets de macération en facilitant la respiration cutanée.
- Cousue et soudée
- Sérigraphiée
- Ouverture 2 côtés

TYPE DE PROTECTION		
	POLYMAILLE®	POLYMAILLE® HD
Composition	Enduction de Polyuréthane sur jersey polyester	Enduction de Polyuréthane sur jersey polyamide
CARACTÉRISTIQUES MATERIAUX		
Anallergique	✓	✓
Antibactérien	✓	✓
Antimicrobien	✓	✓
Antifongique	✓	✓
Bi-extensibilité	+	++
Respirabilité	++	++
CARACTÉRISTIQUES CONFECTION (coussins seulement)		
Mode d'assemblage	Couture	Soudure + couture
Base antidérapante	✓	
Ouverture	3 côtés (sauf POLYFORM® : face inférieure)	2 côtés
Poignée intégrée	✓	
Sérigraphie		Sérigraphie indiquant les conditions de lavage
ENTRETIEN & DÉSINFECTION		
Lavage		
Désinfection		Par produit de pulvérisation à froid (ammonium quaternaire - glutaraldéhyde...)

Pour une question technique,
contactez l'équipe DIMEHO

dimeho@dimeho.com
968, av. du Général Leclerc
47000 Agen
Tél. +33 (0)5 53 98 15 18
Fax +33(0)5 53 98 06 87
www.dimeho.com

HOUSSES DE RECHANGE COUSSINS

DÉSIGNATION	REF POLYMAILLE®	REF POLYMAILLE® HD	DIMENSIONS
Housse pour coussin POLYFORM® P311C	P511PA4040W P511PA4543W	P511PA4040F P511PA4543F	40 x 40 x 2,5 cm 45 x 43 x 2,5 cm
Housse pour coussin POLYFORM® Percé P313C	P513PA4040W		40 x 40 x 2,5 cm
Housse pour coussin POLYFORM® MIXTE P314C	P514PA4040W P514PA4543W	P514PA4040F P514PA4543F	40 x 40 x 6 cm 45 x 43 x 6 cm
Housse pour coussin DUOFORM® P341C	P541PA3636W		36 x 36 x 8 cm
	P541PA4242W	P541PA4242F	42 x 42 x 8 cm
	P541PA4246W		42 x 46 x 8 cm
	P541PA4542W	P541PA4542F	45 x 42 x 8 cm
	P541PA4546W	P541PA4546F	45 x 46 x 8 cm
	P541PA5146W	P541PA5146F	51 x 46 x 8 cm
	P541PA5150W		51 x 50 x 8 cm
	P541PA3636W		36 x 36 x 8 cm
	P541PA3838W		38 x 38 x 8 cm
	P541PA4040W		40 x 40 x 8 cm
Housse pour coussin VISCOFLEX® P361C	P541PA4242W		42 x 42 x 8 cm
	P541PA4246W		42 x 46 x 8 cm
	P541PA4542W		45 x 42 x 8 cm
	P541PA4546W		45 x 46 x 8 cm
	P541PA4843W		48 x 43 x 8 cm
	P541PA5146W		51 x 46 x 8 cm
	P541PA5150W		51 x 50 x 8 cm
	P541PAL4040W		40 x 40 x 8 cm
	P541PAL4242W		42 x 42 x 8 cm
	P541PAL4543W		45 x 42 x 8 cm
Housse pour coussin VISCOFLEX® Plat P361C-L	P541PA3232W		32 x 32 x 8 cm
	P541PA3636W		36 x 36 x 8 cm
	P541PA3838W		38 x 38 x 8 cm
	P541PA3843W		38 x 43 x 8 cm
	P541PA4040W	P541PA4040F	40 x 40 x 8 cm
	P541PA4242W	P541PA4242F	42 x 42 x 8 cm
	P541PA4246W	P541PA4246F	42 x 46 x 8 cm
	P541PA4250W		42 x 50 x 8 cm
	P541PA4542W	P541PA4542F	45 x 42 x 8 cm
	P541PA4546W	P541PA4546F	45 x 46 x 8 cm
Housse pour coussin VISCOFLEX®+ P361CA	P541PA4550W		45 x 50 x 8 cm
	P541PA4843W	P541PA4843F	48 x 43 x 8 cm
	P541PA5146W	P541PA5146F	51 x 46 x 8 cm
	P541PA5150W	P541PA5150F	51 x 50 x 8 cm
	P541PA5646W	P541PA5646F	56 x 46 x 10 cm
	P541PA6150W		61 x 50 x 10 cm
	P541PAP4242W		42 x 42 x 8 cm
	P541PAP4542W		45 x 42 x 8 cm
	P541PAP4546W		45 x 46 x 8 cm
Housse pour coussin VISCOFLEX®+ Bariatrique P361CA			
Housse pour coussin VISCOFLEX®+ d'aide au positionnement P361CP			

Pour une question technique,
contactez l'équipe DIMEHO

dimeho@dimeho.com
968, av. du Général Leclerc
47000 Agen
Tél. +33 (0)5 53 98 15 18
Fax +33(0)5 53 98 06 87
www.dimeho.com

HOUSSES DE RECHANGE COUSSINS

DÉSIGNATION	REF POLYMAILLE*	REF POLYMAILLE*HD	DIMENSIONS
Housse pour coussin POLYAIR® 60 P301C	P501PA3636W P501PA4040W P501PA4043W P501PA4046W P501PA4343W P501PA4640W P501PA4646W P501PA5146W P501PA5150W		36 x 36 x 6 cm 40 x 40 x 6 cm 40 x 43 x 6 cm 40 x 46 x 6 cm 43 x 43 x 6 cm 46 x 40 x 6 cm 46 x 46 x 6 cm 51 x 46 x 6 cm 51 x 50 x 6 cm
Housse pour coussin POLYAIR® 100 P302C	P502PA4040W P502PA4043W P502PA4046W P502PA4343W P502PA4640W P502PA4646W P502PA5146W P502PA5150W		40 x 40 x 10 cm 40 x 43 x 10 cm 40 x 46 x 10 cm 43 x 43 x 10 cm 46 x 40 x 10 cm 46 x 46 x 10 cm 51 x 46 x 10 cm 51 x 50 x 10 cm
Housse pour coussin POLYAIR® avec option confort P301CMC	P502PA4343W P502PA4643W P502PA4646W	P502PA4343F P502PA4646F P502PA4646F	42 x 42 x 10 cm 46 x 43 x 10 cm 46 x 46 x 10 cm
Housse pour DOSSERET P951D	Small Standard Large	P951SHW P951HW P951LHW	44 x 39 x 9 cm 49 x 44 x 9 cm 49 x 50 x 10 cm
Housse pour DOSSERET HR P952D		P952HW	49 x 44 x 9 cm
Housse pour CALE DE POSITIONNEMENT des membres supérieurs au fauteuil P961F		P961HW	

Pour une question technique,
contactez l'équipe DIMEHO

dimeho@dimeho.com
968, av. du Général Leclerc
47000 Agen
Tél. +33 (0)5 53 98 15 18
Fax +33(0)5 53 98 06 87
www.dimeho.com

fiche technique-housses coussins-pj