

DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT EN MOUSSE HOUSSES DE RECHANGE



- P901T** : Talonnière moulée en mousse viscoélastique à mémoire de forme
- P902T, P904T, P906T** : Dispositifs de fond de lit moulés en mousse viscoélastique à mémoire de forme multiportance
- P903T** : Dispositif anti équin et de décharge de l'appui des talons moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme
- P905T** : Bloc de rétraction moulé en mousse haute résilience
- P910L** : Cale de positionnement à 30° moulée en mousse à mémoire de forme avec insert de stabilisation en mousse haute résilience
- P911L** : Coussin d'abduction de hanches moulé en mousse haute résilience
- P912L, P915L** : Cales de positionnement au lit des membres supérieurs moulées en mousse viscoélastique à mémoire de forme
- P913L** : Dispositif de positionnement occipital moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme
- P914L** : Dispositifs de positionnement universel moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme

CARACTERISTIQUES DE LA PROTECTION POLYMAILLE®

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	SPÉCIFICATIONS
Épaisseur (en μm)	ISO 2286-3	300 $\mu\text{m} \pm 50$
Allongement à la rupture dans les deux sens (en %)	NF EN ISO 1421 Méthode 1	$\geq 55 \%$
Force de rupture dans les deux sens (en N)		$\geq 90 \text{ N}$
Perméabilité à la vapeur d'eau (en $\text{g}/\text{m}^2 \text{ 24h}$)	NF ISO 2528	$> 500 \text{ g}/\text{m}^2 \text{ 24h}$
Imperméabilité (en m)	ISO 811	$> 3 \text{ m}$
Anallergique	-	✓
Antibactérien	-	✓
Antimicrobien	-	✓
Antifongique	-	✓
Base anti dérapante	-	✓ (P902T, P903T, P904T, P905T, P910L, P912L)
Conditions de nettoyage	-	
Désinfection	-	Par produit de pulvérisation à froid (ammonium quaternaire - glutaraldéhydes...)

RÉFÉRENCES DES HOUSSES POLYMAILLE®

REF	DÉSIGNATION
P901HW	Housse de rechange pour talonnière enveloppante
P902HW	Housse de rechange pour dispositif fond de lit
P904HW	Housse de rechange pour demi-dispositif fond de lit
P906HW	Housse de rechange pour dispositif fond de lit avec coussin d'abduction
P903HW	Housse de rechange pour dispositif anti-équin
P905HW	Housse de rechange pour bloc de retraction semi-fowler
P910HW	Housse de rechange pour cale de positionnement à 30°
P910DHW	Housse de rechange pour demi cale de positionnement à 30° Droite
P910GHW	Housse de rechange pour demi cale de positionnement à 30° Gauche
P912HW	Housse de rechange pour cale de positionnement au lit P912L
P911HW	Housse de rechange pour coussin d'abduction
P913HW	Housse de rechange pour dispositif de positionnement P913L
P914HW	Housse de rechange pour dispositif de positionnement universel
P915HW	Housse de rechange pour cale de positionnement au lit P912L

Pour une question technique,
contactez l'équipe DIMEHO

dimeho@dimeho.com
968, av. du Général Leclerc
47000 Agen
Tél. +33 (0)5 53 98 15 18
Fax +33(0)5 53 98 06 87
www.dimeho.com