



# Fiche Technique 7007-208SC SCANLAN® Stevens Tenotomy Scissors

7007-208SC SCANLAN® Stevens Tenotomy Scissors, Straight, 4 5/8" 11.5 cm



### Identification du fabricant ou de la distribution

Scanlan International, Inc. est le fabricant légal de ces appareils.

**Le certificat CE, y compris l'organisme de certification et la classe dans laquelle il est notifié au dispositif médical**  
Cet appareil est CE Class I- ISO 13485 Certificate délivré par DEKRA B.V.

### Les sites de production

Scanlan International Inc. Saint Paul, MN USA

### Origine et qualité des matières premières

Allemagne - 420 Acier inoxydable

### Composition des matières premières

#### l'élément Poids %

C 0.15

Mn 1.00

Si 0.50

Cr 11.5-13.0

P 0.04

S 0.03

### Procédés de fabrication, étapes de finition et de traitement

Le SCANLAN® Stevens Tenotomy Scissors est forgé en Allemagne; la fabrication de l'appareil est achevée aux États-Unis.

### Le protocole de marquage des instruments (laser or DATA MATRIX)

Le SCANLAN® Stevens Tenotomy Scissors est marqué au laser avec un identifiant de périphérique unique DATAMATRIX.



## Technical Document

### **Protocole de stérilisation à la vapeur à 134 ° C, 18 minutes**

S'il vous plaît voir le document-

MÉTHODES DE RECONDITIONNEMENT DES INSTRUMENTS SCANLAN®  
CONFORMÉMENT À LA NORME ISO 17664.

### **Cleaning protocol during commissioning**

S'il vous plaît voir le document-

MÉTHODES DE RECONDITIONNEMENT DES INSTRUMENTS SCANLAN®  
CONFORMÉMENT À LA NORME ISO 17664.

### **Instrument maintenance conditions**

S'il vous plaît voir le document-

MÉTHODES DE RECONDITIONNEMENT DES INSTRUMENTS SCANLAN®  
CONFORMÉMENT À LA NORME ISO 17664.

### **Instrument maintenance conditions by the manufacturer during the period of guarantee**

S'il vous plaît voir le document-

GARANTIE, Entretien et maintenance des instruments.