

# Laveur – Désinfecteur Série 46 8 paniers

## Fiche technique

### Appareil de lavage et de désinfection automatisé

- Capacité : 8 paniers DIN
- Marquage CE
- Porte abattante vitrée avec éclairage intérieur de la chambre
- Chargement frontal à 790 mm du sol
- Installation au sol
- Habillage extérieur en acier inoxydable.
- Version simple et double porte

### Dimensions de la cuve

- Hauteur 660 x Longueur 550 x Profondeur 620 mm
- Volume : 225 litres



### Détails techniques

- 2 pompes de détergent programmables avec alarme de détection de niveau insuffisant
- Cuve de lavage en acier inoxydable AISI 316 résistant aux acides
- 2 bras d'aspersion fixes en partie inférieure et supérieure de la cuve
- Système de raccordement d'eau pour les différents types de modules de lavage
- Désinfection thermique jusqu'à 93° C
- Pompe de circulation en acier inox (débit 400l/mn)
- Chauffage d'eau en circuit fermé, filtré
- Vanne d'eau osmosée, d'eau froide et chaude 15 mm (1/2")
- Air déshumidifié par un condenseur à récupération d'énergie.
- Pilotage par microprocesseur à affichage digital PACS 350
- 6 programmes en accès direct
- Bibliothèque de 60 cycles
- Automate programmable avec accès multi niveaux
- Alimentation : 400 V Tri. + N + T, 50Hz



### Conformité

- Conformité EN 15 883-1 et EN 15883-2
- Contrôle en temps réel d'intégrité du filtre de séchage
- Débitmètres produits volumétriques indépendant
- Double sonde de température PT 1000 indépendante
- Mesure de pression de la pompe de circulation
- Interface informatique pour traçabilité

## **Dimensions hors tout**

- Dimensions Long x Haut x Largeur : 690 x 1930 x 650 (mm)

## **Options**

- Chauffage à la vapeur de l'eau de traitement
- Pompes doseuses de détergent supplémentaires 3+4
- Refroidissement de la vidange
- Rails de guidage pour les modules de lavage standard supérieur et inférieur
- Disjoncteur de ligne pour l'alimentation principale
- Carte NetCom pour la communication avec Getinge online et T-DOC
- Boîte d'échange de signaux pour une interface externe
- Surveillance de la conductivité du rinçage final

## **Module de lavage pour une capacité de 8 paniers DIN :**



Module 4 niveaux  
Capacité: 8 paniers DIN