

STYLETS GLIDERITE



Vue habituelle des voies aériennes

POUR DES INTUBATIONS RAPIDES

CONÇU POUR FONCTIONNER AVEC LES VIDÉOLARYNGOSCOPES GLIDESCOPE

Les stylets GlideRite® sont conçus pour compléter les vidéolaryngoscopes inclinés GlideScope® et permettre la mise en place rapide des sondes endotrachéales.

- La conception rigide améliore le contrôle de la sonde endotrachéale pour une intubation rapide
- Préformé pour s'adapter à la forme des lames inclinées GlideScope
- Options réutilisables et à usage unique disponibles
- Options disponibles pour s'adapter à un large éventail de patients et de procédures
- Disponible en packs de 10

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ
VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL VERATHON
OU APPELEZ LE 800-331-2313



STYLETS À USAGE UNIQUE

Emballé stérile pour une utilisation immédiate



STYLET À USAGE UNIQUE GLIDERITE® – PETIT

Plastique rigide biocompatible préformé

- Conçu pour une utilisation avec des sondes ET 3,0 mm à 4,0 mm
- Dispositif d'arrêt réglable



STYLET À USAGE UNIQUE GLIDERITE® – MOYEN

Acier inoxydable préformé et rigide

- Conçu pour une utilisation avec des sondes endotrachéales de 4,5 mm à 5,5 mm
- Poignée ergonomique pour une fixation simple de la sonde ET et le retrait du stylet



STYLET À USAGE UNIQUE GLIDERITE® – GRAND

Acier inoxydable préformé et rigide

- Conçu pour une utilisation avec des sondes ET de 6,0 mm et plus
- Poignée ergonomique pour une fixation simple de la sonde ET et le retrait du stylet

STYLETS RÉUTILISABLES


Compatibles avec les désinfectants de haut niveau et les autoclaves



STYLET RIGIDE GLIDERITE®

Acier inoxydable préformé et rigide

- Conçu pour une utilisation avec des sondes ET de 6,0 mm et plus
- Poignée ergonomique pour une fixation simple de la sonde ET et le retrait du stylet



STYLET DLT GLIDERITE®

Acier inoxydable préformé et rigide

- Conçu pour une utilisation avec des sondes ET à double lumière de 6,0 mm et plus
- Poignée ergonomique pour une fixation simple de la sonde ET et le retrait du stylet
- Poignée d'une conception unique avec goupille de positionnement intégrée de la lumière trachéale

② indique un usage unique

GlideScope.com



verathon.com

Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011
États-Unis
Tél. : +1 800 331 2313
(États-Unis et Canada uniquement)
Tél. : +1 425 867 1348
Fax : +1 425 883 2896

EC REP

Verathon Medical (Europe) B.V.
Willem Fenengastrat 13
1096 BL Amsterdam
Pays-Bas
Tél. : +31 (0) 20 210 30 91
Fax : +31 (0) 20 210 30 92

Verathon Medical (Australie) Pty Limited
Unit 9, 39 Herbert Street
St Leonards NSW 2065
Australie
Tél. : 1800 613 603 (depuis l'Australie)
Fax : 1800 657 970
Tél. : +61 2 9431 2000 (international)
Fax : +61 2 9475 1201