

Casques waveguard™ original

Conception et performance supérieures

- Les électrodes Ag/AgCl garantissent qualité et flexibilité pour toute une gamme d'applications.
- Disponibles avec 23, 64, 128 ou 256 électrodes EEG actives, en plus des électrodes de référence et de mise à la terre.
- Branchement direct aux boîtiers à broches des amplificateurs Natus Quantum ; un adaptateur se terminant par des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts est également disponible.
- Le tissu respirant Coolmax™ pour plus de confort et un séchage rapide ; facile à utiliser et à entretenir.



021120
waveguard original
64 canaux (moyen)

Casque 23 canaux	Casque 64 canaux	Casque 128 canaux	Casque 256 canaux	Dimension	Tailles des casques Tour de tête	Couleurs de tissu gauche, centre, droite
✓	✓	✓	✓	Grand	56-61 cm	● ● ●
✓	✓	✓	✓	Moyen	51-56 cm	● ● ●
✓	✓	✓		Petit	47-51 cm	● ● ●
✓	✓	✓		Enfant	43-47 cm	● ● ●
✓	✓			Nourrisson	39-43 cm	● ● ●
✓	✓			Bébé	36-39 cm	● ● ●



Petit

Moyen

Grand

HC0017
waveguard original
256 canaux (moyen)



Informations de commande

Casques waveguard™ original

Numéro de référence	Dimension	Couleurs du tissu G, C et D	Description	Compatibilité	Type d'électrode	Disposition	Quantité
021115	Grand	● ● ●	Casque waveguard original 23 canaux + référence et mise à la terre, sangle de menton et adaptateur, connecteur 68 broches, câble 1,8 m. Garantie d'un an	Quantum uniquement (connecteur à 68 broches), à moins que l'on utilise l'adaptateur 022390 en option.*	Ag/AgCl fritté	Système international 10-20 de disposition des électrodes	1/emballage
021114	Moyen	● ● ●					
021113	Petit	● ● ●					
021112	Enfant	● ● ●					
021110	Nourrisson	● ● ●					
021304	Bébé	● ● ●					
021121	Grand	● ● ●	Casque waveguard original 64 canaux + référence et mise à la terre, sangle de menton et adaptateur, connecteur 68 broches, câble 1,8 m. Garantie d'un an	Quantum uniquement (connecteur à 68 broches), à moins que l'on utilise l'adaptateur 022390 en option.*	Ag/AgCl fritté	Système international 10-10 de disposition des électrodes	1/emballage
021120	Moyen	● ● ●					
021119	Petit	● ● ●					
021118	Enfant	● ● ●					
021117	Nourrisson	● ● ●					
021116	Bébé	● ● ●					
HC0016	Grand	● ● ●	Casque waveguard original 128 canaux + référence et mise à la terre, sangle de menton et adaptateur, connecteur 68 broches, câble 1,8 m. Garantie d'un an	Quantum uniquement (connecteur 2 x 68 broches), à moins que l'on utilise l'adaptateur 022390 en option.*	Ag/AgCl fritté	Système international 10-5 de disposition des électrodes	1/emballage
HC0015	Moyen	● ● ●					
HC0014	Petit	● ● ●					
HC0013	Enfant	● ● ●					
HC0018	Grand	● ● ●	Casque waveguard original 256 canaux + référence et mise à la terre, sangle de menton et adaptateur, connecteur 68 broches, câble 1,8 m. Garantie d'un an	Quantum uniquement (connecteur 4 x 68 broches), à moins que l'on utilise l'adaptateur 022390 en option.*	Ag/AgCl fritté	Positionnement équidistant des électrodes	1/emballage
HC0017	Moyen	● ● ●					

Accessoires waveguard original

Numéro de référence	Type/Description	Quantité
*022390	Adaptateur reliant le connecteur bulk à 68 broches Quantum aux connecteurs standard 1,5 mm DIN 42802 protégés des contacts	1/emballage
021122	Sangle menton de recharge avec pinces pour casque, longueur 2-14 cm (0,8-5,5 po)	1/emballage
021123	Kit de réparations/insertions Fastfix pour électrodes de casque waveguard ; câble de 2 m (78,8 po), connecteur protégé des contacts	1/emballage
021124	Coussinet de menton (pour les patients sensibles à la pression) 70 mm x 120 mm 1 mm d'épaisseur. (Alternative à réf 021122)	1/emballage
021125	Aiguille émoussée, canule 18G x 2,54 cm (1 po), Luer Lock, acier inoxydable, raccord en aluminium, supporte l'autoclave, stérile	25/emballage
021126	Seringue Monoject™, 6 mL, Luer Lock, supporte l'autoclave, pour application de gel	50/emballage
021127	Ceinture thoracique en option, avec connexion casque, longueur de la bandoulière 30-52 cm ; longueur de la sangle de poitrine réglable 70 cm	1/emballage
122-407000	Electro-Gel™, 473 ml (16 oz)	1/emballage



021122 –
Sangle menton waveguard de recharge (inclus avec tous les casques ; commandez-la uniquement si vous devez la remplacer)



021124 - Coussinet de menton (pour les patients sensibles à la pression)



021127 – Ceinture thoracique (méthode de fixation en option ; vendue séparément)



021123 –
Kit de réparations/insertions Fastfix pour électrodes (à utiliser uniquement avec waveguard original)

021125 – Aiguille émoussée Luer Lock



021126 –
Seringue Luer Lock Monoject



Natus Neurology Incorporated

3150 Pleasant View Road

Middleton, WI 53562 USA

Tél. : 1-800-356-0007

1-608-829-8500

Fax : 1-608-829-8709

www.natus.com

Pour passer une commande ou obtenir plus de renseignements, contactez votre distributeur local ou votre représentant commercial.

Numéro à composer à l'international : **+1-608-829-8500**

©2017 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques commerciales ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées.