



Hillrom™

Table à manger au lit - TA270

CONCEPTION SÛRE, ROBUSTE ET ERGONOMIQUE

- Le système Autolift™ de Hillrom permet de réduire les risques de piégeage et de retournement. D'une simple pression, le plateau de la table se relève en toute sécurité.
- Les pieds en H et en U de la table assurent une stabilité optimale et sont compatibles avec tous les environnements de soins.
 - La forme en H intègre un empattement avant réduit.
 - La forme en U est idéale pour une utilisation avec un large éventail de chaises.
- Le plateau de la table incliné bidirectionnel verrouillable offre une position de lecture idéale au patient.
- Le plateau en plastique est conçu pour faciliter le nettoyage et retenir l'eau en cas de déversements.

**Plateau stratifié
haute pression
(HPL)**



**Plateau en
plastique**





Hillrom™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réglage de la hauteur	HPL 730 - 1 080 mm (sans rails) PLASTIQUE 740 - 1 090 mm (pied en H) 752 - 1 102 mm (pied en U)
Tailles	Largeur : 960 mm Profondeur : 490 mm
Dimensions de la surface	Modèles fixes/Table fixe : 960 x 450 mm Modèles inclinables/Partie inclinable : 740 x 450 mm/Partie fixe : 220 x 450 mm
Poids	18,5 kg
Charge maximale	16 kg
Matériau	DIMENSIONS DE LA SURFACE Plateau HPL - Stratifié haute pression Plateau en plastique - Polypropylène avec résistance aux UV CHÂSSIS Acier recouvert de résine époxyde gris métallique (avec capot en plastique pour le pied en H)
Roulettes	4 x 50 mm, double galets, avec 2 freins
Angle d'inclinaison	Modèle TA270 TT positions verrouillées à 30° max./rotation complète 360°
Coloris	Voir la fiche des coloris pour le plateau HPL/ Gris (RAL 7035) pour le plateau en plastique



Pied en U



Pied en H

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Hillrom local.

hillrom.fr

Ce document est destiné uniquement aux professionnels de la santé. Les mobiliers présentés dans cette brochure sont prévus pour une utilisation avec des patients dans les services des établissements de soins de santé. Hillrom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des mobiliers, qui se trouvent dans les documents accompagnant les mobiliers. Le personnel des établissements de soins est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils.

Fabricant du mobilier : Hillrom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët - 56330 Pluvigner - France (également représentant en Europe)

Hillrom se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles. La seule garantie consentie par Hillrom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

© 2020 Hillrom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS. APR86801-FR-EMEA-R1 07-JANV.-2022 FR - EMEA