

Solido 3

Table à manger au lit universelle



Patient

- Inclinaison pour permettre de lire
- Rend l'hospitalisation plus agréable



Personnel

- Table très maniable
- Manipulation ergonomique de la table



Gestion

- Design moderne et plusieurs coloris au choix
- Très fonctionnelle et prix raisonnable



Solido 3

La table à manger au lit Solido 3 est un accessoire très pratique, qui rendra l'hospitalisation de vos patients alités plus agréable. Ergonomique, elle possède également de nombreuses fonctionnalités intuitives qui rendent sa manipulation très facile, à la fois pour les patients et le personnel soignant.

Commande simple

La table à manger au lit Solido 3 est équipé d'une remontée automatique du plateau qui permet d'ajuster sa hauteur sans qu'il soit nécessaire d'utiliser la poignée.

Facilement inclinable

Les patients apprécieront de pouvoir incliner cette table pour lire ou utiliser une tablette.

Conception ergonomique

Grâce à ses fonctionnalités ergonomiques et à la structure unique de sa colonnel, cette table est très maniable.

- 1 Sa poignée, située à l'extrémité du plateau, permet de la déplacer facilement dans la chambre.
- 2 La découpe incurvée de chaque côté du plateau facilite le positionnement de la table devant de patient pour la prise des repas.
- 3 La hauteur de la table s'ajuste très facilement grâce à la poignée située sous le plateau.
- 4 Les bords moulés empêchent à un livre de glisser, même quand le plateau est incliné.
- 5 Galerie anti-chute.





HandyClip

La forme unique de la colonne permet d'installer un clip de fixation. Vous pourrez y accrocher de nombreux accessoires : un porte-bouteille, un crochet porte-poche à urine, une petite tablette pour poser le téléphone portable... Les patients auront ainsi tout à portée de main.



Design : fonctionnel et esthétique

Cette table possède des lignes épurées pour permettre un nettoyage facile. Elle est proposée en différents coloris. Vous pouvez donc coordonner la couleur de la table à celle du lit et des autres éléments du mobilier.



Des détails pratiques

- La conception sans soudure de la colonne et le design de sa structure rendre la table facile à nettoyer.
- Le châssis bas en T passe facilement sous le lit, même s'il possède une cinquième roue.
- Choisissez entre :
 - Le châssis en T, extra plat avec ses deux petites roulettes intégrées à l'avant.
 - Le châssis en C, qui permet une utilisation aussi bien au lit qu'au fauteuil.
- La table peut supporter une charge de 30 kg.



Paramètres techniques

Dimensions intérieures de la table « version plateau inclinable »	Petit plateau	11×35 cm
	Grand plateau	64×35 cm
Dimensions extérieures de la table « version plateau fixe »		94,5×45 cm
Ajustement de la hauteur (varie en fonction des roulettes et du châssis)	Châssis en C et roulettes de 50 mm	103×71 cm
	Châssis en C et roulettes de 75 mm	104,5×72,5 cm
	Châssis en T	102×70 cm
Charge max admissible	Au milieu de la table	30 kg
Dimensions du châssis	Châssis en C et roulettes de 50 mm	80,5×44 cm
	Châssis en T	79,5×43,5 cm
Hauteur du châssis	Châssis en C et roulettes de 50 mm	11,3 cm
	Châssis en forme de T	3,4 cm
Angle d'inclinaison		0° – 8° – 21° – 31° – 40° – 48°



Members of LINET Group

LINET FRANCE

7 rue Augustin Fresnel | 37170 Chambray-lès-Tours | FRANCE

Tél. : 02 47 80 31 80 | Fax : 02 47 80 31 81 | E-mail: info@linet.fr | www.linet.fr

