

Notice d'utilisation

PROTECTION DE LA PERSONNE

Chemise patient standard – fermeture dorsale:

Articles concernés: 1000018069, 53143

1- Utilisateurs:



Patients

2- Conditionnement:



10 unités par sachet



10 sachets par carton

3- Stockage:

A conserver dans un local sec à l'abri de la chaleur et de l'humidité.



4- Gestion des déchets:

a) Chemise usagée:



Déchets ménagers Déchets cliniques

b) Sachet plastique:



Déchets ménagers

c) Carton:



Déchets ménagers Déchets recyclables

5- Utilisation:

Etape 1



Enfiler la chemise par devant

Etape 2



Fermeture dorsale
Lanières col

Etape 3



Fermeture dorsale
Lanières taille