

# Appareil de cryothérapie Zimmer Cryo 6

Référence FYZEA : ZIM0600



*L'application d'air froid est la forme la plus moderne de la cryothérapie antalgique et anti-inflammatoire. Ce froid puissant à -30°C peut être adapté de manière individuelle à chaque besoin et appliqué avec précision. A la fois programmé et programmable le Cryo 6 est extrêmement simple d'utilisation.*

**Choc thermique :** la température réelle de l'air froid appliqué sur la peau atteint -30°C, l'assurance d'un choc thermique très rapide qui se traduit par à un abaissement de la température cutanée à 5°C en moins de 10 secondes.

**Simplicité et fonctionnalité :** sa mobilité permet au Cryo 6 de s'intégrer idéalement dans vos concepts thérapeutiques quotidiens.

**Cryothérapie économique :** aucun consommable

**Entretien facile :** filtre à air nettoyable en quelques secondes, sans démontage, sur simple indication de l'écran.

**Précision et efficacité :** les traitements avec la buse standard du Cryo 6 s'effectuent en application semi stationnaire ou dynamique entre 2 et 5 cm de l'épiderme.

## Caractéristiques :

- Niveaux d'air : 9 niveaux, jusqu'à 1000 l/min
- 6 programmes combinant niveau d'air et durée de traitement
- 3 programmes configurables et mémorisables
- 1 programme favori
- Menu de configuration individuelle
- Menu du service technique
- Buses réductrices de 5 et 10mm
- Consommation max pendant la thérapie : 1 kw en veille
- Consommation 260W/h
- Longueur du tuyau : 180 cm
- Dimensions Cryo 6 : H 645 mm / L 390mm / P 680mm
- Poids : 60 Kg
- Garantie 2 ans

## Normes :

- Dispositif Médical Classe IIa
- Conforme à la Directive n°93/42/CEE

## Recommandations thérapeutiques :

- Algoneurodystrophie
- Spasticité après un accident vasculaire cérébral
- Cicatrices
- Syndrome canalaire sous-acromial, péri-arthrite huméro-scapulaire
- Lésion musculaire
- Syndrome douloureux de la colonne thoracique
- Distorsion de la cheville
- Épicondylite
- Hématomes
- St. après plasticité des ligaments croisés
- Lombalgie
- Syndrome du défilé thoracique
- Œdème lymphatique
- Polyarthrite rhumatoïde
- Pubalgie
- Sciatique / sciatalgie
- Sclérose en plaques
- Syndrome du piriforme
- Tendinite achilléenne
- Torticolis



Accessoires et options :

**Bras inox pour Cryo 6 Zimmer**

Référence FYZEA : ZIM0610



**Tuyau de traitement cannelé Cryo 6 dermatô Zimmer**

Référence FYZEA : ZIM0625

Forfait pour prestation d'installation sur le lieu d'utilisation, mise en service avec démonstration du fonctionnement

Référence FYZEA : ZIM-FORM



shutterstock.com • 240742385