



Connexions rapides

Câbles embase pour la mesure du débit cardiaque



Les câbles GE Healthcare pour la mesure du débit cardiaque sont testés et vérifiés en termes de compatibilité avec vos appareils de monitoring GE Healthcare (voir compatibilité). Un code couleur permet une connexion rapide.

- Des matériaux de qualité sont utilisés, évitant ainsi que les câbles ne s'emmêlent ou ne s'entortillent.
- Le bloc connecteur moulé garantit la flexibilité des câbles et prévient la pénétration de fluides.
- Les câbles sont munis d'un connecteur pour sonde d'injection, ainsi que d'un connecteur pour cathéter trois broches standard compatible avec la plupart des cathéters Swan-Ganz™

Caractéristiques

Les câbles GE pour dispositifs de mesure du débit cardiaque sont proposés dans des longueurs de 2,4 m et 3,6 m.

Compatibilité des produits

Les câbles sont certifiés compatibles pour une utilisation avec les moniteurs GE CARESCAPE™ B450, B650 et B850, via le module de données patient CARESCAPE (PDM).

Des accessoires compatibles avec votre équipement

Fiables et performants, les accessoires et consommables GE Healthcare sont conçus pour garantir le fonctionnement optimal de vos appareils.

- Un interlocuteur unique pour des conseils d'expert
- Processus de commande simplifié
- Livraison rapide
- Assistance technique garantie à chaque étape.

SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS

Matériaux

Sans latex naturel ou DEHP

Conformes à la norme ROHS (Restriction des substances dangereuses)

Conditions de fonctionnement

Consultez le manuel du dispositif hôte pour obtenir des recommandations

Conditions de stockage

Température recommandée -10 °C à 50°C (14 °F à 122°F)

Produits de nettoyage

Alcool éthylique maximum 90 % par volume

Alcool isopropylique maximum 60 % par poids

Glutaraldéhyde 2 %

Phénol 2 %

Ne pas stériliser ou nettoyer dans un autoclave

Conformité

Marquage CE

INFORMATIONS POUR LES COMMANDES

Référence	Description
2104180-001	Câble pour mesure du débit cardiaque, 3,6 m
2104180-002	Câble pour mesure du débit cardiaque, 2,4 m

Il se peut que ce produit ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions du monde. Contactez votre représentant GE Healthcare local pour plus d'informations. Visitez notre site Internet www.gehealthcare.com/promotional-locations

Imagination at work

© 2018 General Electric Company – Tous droits réservés.

General Healthcare se réserve le droit de modifier les spécifications et caractéristiques décrites dans ce document ou d'interrompre la commercialisation du produit présenté à tout moment, sans préavis ni obligation. Contactez votre représentant GE Healthcare pour obtenir les informations les plus récentes. GE et le monogramme GE sont des marques commerciales de General Electric Company. GE Healthcare, une division de General Electric Company, Swan-Ganz est une marque commerciale d'EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION. GE Medical Systems Inc., commercialisant ses produits sous le nom de GE Healthcare

JB60657XE