

RESPIREO HOSPITAL F DIS NV DISP AAV CONNECTEUR FEMELLE - M Code produit ALMS : KM229133



- Masque naso-buccal sans fuite à usage unique avec valve anti-asphyxie.
- Il doit être utilisé sur de courtes périodes (moins de 7 jours), sur des adultes de plus de 30 kg.
- Il n'existe aucune méthode de décontamination, désinfection ou stérilisation pour ce consommable

Composition : Polycarbonate, Silicone, Polypropylene, Nylon, UBL, Polyurethane

Mise en place du masque

