

## RESPIREO HOSPITAL F DIS NV DISP AAV CONNECTEUR FEMELLE - L Code produit ALMS : KM229134



- Masque naso-buccal sans fuite à usage unique avec valve anti-asphyxie.
- Il doit être utilisé sur de courtes périodes (moins de 7 jours), sur des adultes de plus de 30 kg.
- Il n'existe aucune méthode de décontamination, désinfection ou stérilisation pour ce consommable

**Composition** : Polycarbonate, Silicone, Polypropylene, Nylon, UBL, Polyurethane

### Mise en place du masque

