

## Consommables

### ATTENTION

Utiliser exclusivement des options et des consommables validés par Nihon Kohden, tels que les électrodes, les capteurs, les sondes et les transducteurs. Si des dispositifs non validés sont utilisés, la performance maximale du moniteur ne peut pas être garantie.

#### REMARQUE

- La conformité aux exigences de la directive européenne MDD (Medical Device Directive) n'a pas été vérifiée pour les éléments signalés par<sup>1</sup>. Pour les pays membres de la CE, Nihon Kohden recommande l'utilisation d'éléments qui répondent aux exigences de la MDD.
- La configuration du système dépend du pays dans lequel il est utilisé. Pour savoir quelles options sont disponibles dans votre pays, contactez le représentant local Nihon Kohden.

## Pour des moniteurs individuels avec option n° 01A et 02A

### Pour la surveillance de l'ECG et de la respiration (par impédancemétrie)

| Option                     | Utilisation          |                 | Longueur (m) | Qté | Modèle   | N° de réf. |
|----------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----|----------|------------|
| Dérivation d'électrode     | 3 électrodes         | CEI, type pince | 0,8          | 1   | BR-903P  | K911       |
|                            | 3 électrodes         | AHA, type pince | 0,8          | 1   | BR-903PA | K911A      |
|                            | 6 électrodes         | AHA, type pince | 0,8          | 1   | BR-906PA | K912A      |
| Cordon de raccordement ECG | 3/6 électrodes (AHA) |                 | 3            | 1   | JC-906PA | K922A      |
|                            | 3/6 électrodes (CEI) |                 | 1,5          | 1   | JC-916P  | K925       |
|                            | 10 électrodes (AHA)  |                 | 3            | 1   | JC-900PA | K921A      |
| Câble patient ECG          | 10 électrodes (AHA)  |                 | 3,8          | 1   | BJ-900PA | K901A      |
| Adaptateur                 |                      |                 | –            | –   | JC-990P  | L021       |

## Pour la surveillance de la SpO<sub>2</sub>

### Sondes SpO<sub>2</sub> Nihon Kohden

| Option                                                                                     |                                  | Sujet (poids)                                          | Site de mise en place                                                         | Longueur (m) | Qté | Modèle/N° de code | N° de réf. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------|------------|
| Cordon de raccordement de la SpO <sub>2</sub> (pour sonde SpO <sub>2</sub> Masimo)         | pour les sondes de la série LNCS | —                                                      | —                                                                             | 3,0          | 1   | JL-631P           | K937       |
|                                                                                            | pour capteur de sonde RD SET     | —                                                      | —                                                                             | 3,6          | 1   | JL-632P           | K943A      |
| Cordon de raccordement de la SpO <sub>2</sub> (pour sonde SpO <sub>2</sub> Nellcor)        |                                  | —                                                      | —                                                                             | 3,0          | 1   | JL-650P           | —          |
| Cordon de raccordement SpO <sub>2</sub> (pour sonde jetable Nihon Kohden)                  |                                  | —                                                      | —                                                                             | 2,5          | 1   | JL-900P           | K931       |
| Cordon de raccordement SpO <sub>2</sub> (pour sonde SpO <sub>2</sub> TL-535U Nihon Kohden) |                                  | —                                                      | —                                                                             | 3            | 1   | JL-930P           | K930       |
|                                                                                            |                                  | —                                                      | —                                                                             | 0,3          | 1   | JL-030U1          | K929A      |
|                                                                                            |                                  | —                                                      | —                                                                             | 1            | 1   | JL-030U2          | K929B      |
| Adaptateur SpO <sub>2</sub>                                                                |                                  | —                                                      | —                                                                             | 2,5          | 1   | JL-500P1          | —          |
| Sonde digitée                                                                              |                                  | Adultes, enfants (20 kg ou plus)                       | Doigt                                                                         | 1,6          | 1   | TL-201T           | P225F      |
| Sonde multisite                                                                            |                                  | Adultes, enfants (3 kg ou plus)                        | Doigt de la main ou du pied                                                   | 1,6          | 1   | TL-220T           | P225G      |
|                                                                                            |                                  | Nouveau-nés (3 kg ou moins)                            | Cou de pied ou dessous du pied                                                | 1,6          | 1   |                   |            |
| Sonde digitée                                                                              |                                  | Adultes, enfants (20 kg ou plus)                       | Doigt de la main ou du pied                                                   | 0,6          | 1   | TL-631T1          | P311A      |
|                                                                                            |                                  |                                                        |                                                                               | 1,6          | 1   | TL-631T3          | P311C      |
| Sonde de SpO <sub>2</sub> (jetable)                                                        |                                  | Adultes (30 kg ou plus)                                | Doigt de la main ou du pied                                                   | 0,8          | 24  | TL-271T           | P203A      |
|                                                                                            |                                  |                                                        |                                                                               | 1,6          | 24  | TL-271T3          | P203E      |
| Sonde de SpO <sub>2</sub> (jetable)                                                        |                                  | Enfants (de 10 à 50 kg)                                | Doigt de la main ou du pied                                                   | 0,8          | 24  | TL-272T           | P203B      |
|                                                                                            |                                  |                                                        |                                                                               | 1,6          | 24  | TL-272T3          | P203F      |
| Sonde de SpO <sub>2</sub> (jetable)                                                        |                                  | Nouveau-nés (3 kg ou moins)<br>Adultes (40 kg ou plus) | Cou de pied ou dessous du pied<br>Doigt de la main ou du pied                 | 0,8          | 24  | TL-273T           | P203C      |
|                                                                                            |                                  |                                                        |                                                                               | 1,6          | 24  | TL-273T3          | P203G      |
| Sonde de SpO <sub>2</sub> (jetable)                                                        |                                  | Nourrissons (de 3 à 20 kg)                             | Doigt de la main ou du pied                                                   | 0,8          | 24  | TL-274T           | P203D      |
|                                                                                            |                                  |                                                        |                                                                               | 1,6          | 24  | TL-274T3          | P203H      |
| Sonde jetable                                                                              |                                  | Adultes (50 kg ou plus)<br>Nouveau-nés (3 kg ou moins) | Doigt<br>Cou de pied ou dessous du pied                                       | 0,8          | 5   | TL-051S           | P228A      |
|                                                                                            |                                  |                                                        |                                                                               | 1,6          | 5   | TL-052S           | P228B      |
| Sonde jetable                                                                              |                                  | Enfant (15 à 50 kg)<br>Nourrisson (3 à 15 kg)          | Doigt<br>Orteil                                                               | 0,8          | 5   | TL-061S           | P229A      |
|                                                                                            |                                  |                                                        |                                                                               | 1,6          | 5   | TL-062S           | P229B      |
| Sonde jetable                                                                              |                                  | Prématurés (moins de 1 kg)                             | Dos et paume de la main ou dessus et plante du pied (Ruban adhésif de type S) | —            | 5   | TL-535U           | P206       |
|                                                                                            |                                  | Prématurés (moins de 2,5 kg)                           | Dos et paume de la main ou dessus et plante du pied (Ruban adhésif de type L) |              |     |                   |            |

## Sondes SpO<sub>2</sub> Nellcor

Capteurs adhésifs OxiMax : Utilisation sur une seule page.

| Description                                                        | Plage de poids  | Précision des mesures   | Qté         | N° de réf. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|------------|
| Capteur adhésif frontal MAX-FAST                                   | >10 kg          | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | Boîte de 24 | MAXFAST    |
| Bandeau MAX-FAST                                                   | —               | —                       | Boîte de 12 | 10004954   |
| Capteur adhésif MAX-A, adulte                                      | >30 kg          | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | Boîte de 24 | MAXA       |
| Capteur adhésif MAX-AL (câble long, 90 cm), adulte                 | >30 kg          | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | Boîte de 24 | MAXAL      |
| Capteur adhésif MAX-N, adulte/nouveau-né                           | <3 kg ou >40 kg | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | Boîte de 24 | MAXN       |
| Capteur adhésif MAX-P, enfant                                      | 10 à 50 kg      | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | Boîte de 24 | MAXP       |
| Capteur adhésif MAX-A, nourrisson                                  | 3 à 20 kg       | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | Boîte de 24 | MAXI       |
| Capteur adhésif nasal MAX-R, adulte                                | >50 kg          | ±3,5 % SpO <sub>2</sub> | Boîte de 24 | MAXR       |
| Assortiment de capteurs MAX (2 capteurs MAX-A et 2 capteurs MAX-N) | —               | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | 1           | MAXPACI    |

Capteurs OxiMax OxiCliq® : Câble réutilisable avec bandage adhésif de capteur

| Description                        | Plage de poids  | Précision des mesures                                                    | Qté         | N° de réf. |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Câble pour capteur OxiCliq (90 cm) | —               | —                                                                        | 1           | OC-3       |
| OxiCliq A, adulte                  | >30 kg          | ±2,5 % SpO <sub>2</sub>                                                  | Boîte de 24 | A          |
| OxiCliq N, nouveau-né/adulte       | <3 kg ou >40 kg | Nouveau-né : ±3,5 % SpO <sub>2</sub><br>Adulte : ±2,5 % SpO <sub>2</sub> | Boîte de 24 | N          |
| OxiCliq P, enfant                  | 10 à 50 kg      | ±2,5 % SpO <sub>2</sub>                                                  | Boîte de 24 | P          |
| OxiCliq I, nourrisson              | 3 à 20 kg       | ±2,5 % SpO <sub>2</sub>                                                  | Boîte de 24 | I          |

Capteurs réutilisables OxiMax

| Description                                             | Plage de poids  | Précision des mesures                                                           | Qté | N° de réf. |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Capteur pince digité Durasensor® DS-100A, adulte        | >40 kg          | ±3 % SpO <sub>2</sub>                                                           | 1   | DS100A     |
| Oxiband® OXI-A/N, adulte/nouveau-né                     | <3 kg ou >40 kg | Nouveau-né : ±4 % SpO <sub>2</sub><br>Adulte : ±3 % SpO <sub>2</sub>            | 1   | OXI-A/N    |
| Oxiband OXI-P/I, enfant/nourrisson                      | <3 kg ou >40 kg | ±3 % SpO <sub>2</sub>                                                           | 1   | OXI-P/I    |
| Capteur multisite Dura-Y® D-YS                          | >1 kg           | Nouveau-né : ±4 % SpO <sub>2</sub><br>Nourrisson/Adulte : ±3 % SpO <sub>2</sub> | 1   | D-YS       |
| Pince pour oreille D-YSE pour capteur Dura-Y            | >30 kg          | ±3,5 % SpO <sub>2</sub>                                                         | 1   | D-YSE      |
| Capteur de contrôle aléatoire PediCheck® D-YSPD, enfant | <3 kg ou >40 kg | ±3,5 % SpO <sub>2</sub>                                                         | 1   | D-YSPD     |

## Sondes SpO<sub>2</sub> Masimo

### Sondes réutilisables LNOP®

| Modèle      | Patient        | Plage de poids | Précision des mesures   |                       | Site de mise en place  | Qté (boîte) |
|-------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
|             |                |                | Sans mouvement          | Avec mouvement        |                        |             |
| LNOP DCI    | Adulte, enfant | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                  | 1           |
| LNOP DCIP   | Enfant         | 10 à 50 kg     | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                  | 1           |
| LNOP TC-I   | Adulte, enfant | >30 kg         | ±3,5 % SpO <sub>2</sub> | S/O                   | Lobe de l'oreille      | 1           |
| LNOP TF-I   | Adulte, enfant | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | S/O                   | Front                  | 1           |
| LNOP DC-195 | Adulte, enfant | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                  | 1           |
| LNOP YI     | Nouveau-né     | 1 à 10 kg      | ±3 % SpO <sub>2</sub>   | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pied                   | 1           |
|             | Adulte, enfant | >10 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt ou pouce du pied |             |

### Sondes adhésives LNOP®

| Modèle                        | Patient            | Plage de poids | Précision des mesures |                       | Site de mise en place | Qté (boîte) |
|-------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                               |                    |                | Sans mouvement        | Avec mouvement        |                       |             |
| LNOP Adt                      | Adulte, enfant     | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNOP Adtx                     | Adulte, enfant     | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNOP Pdt                      | Adulte, enfant     | 10 à 50 kg     | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNOP Pdtx                     | Enfant             | 10 à 50 kg     | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNOP Neo-L                    | Nouveau-né         | <3 kg          | ±3 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pied                  | 20          |
|                               | Adulte, enfant     | >40 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 |             |
| LNOP Inf-L                    | Nouveau-né, enfant | 3 à 20 kg      | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pouce du pied         | 20          |
| LNOP NeoPt-L                  | Nouveau-né         | <1 kg          | ±3 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pied                  | 20          |
| LNOP Trauma                   | Adulte             | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNOP Newborn Neonatal         | Nouveau-né         | <3 kg          | ±3 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pied                  | 20          |
| LNOP Newborn Infant/Pediatric | Nourrisson         | 3 à 10 kg      | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pouce du pied         | 20          |
|                               | Enfant             | 10 à 30 kg     |                       |                       | Doigt                 |             |

### Sondes réutilisables LNCS™

| Modèle    | Patient        | Plage de poids | Précision des mesures   |                       | Site de mise en place  | Qté (boîte) |
|-----------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
|           |                |                | Sans mouvement          | Avec mouvement        |                        |             |
| LNCS DCI  | Adulte, enfant | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                  | 1           |
| LNCS DCIP | Enfant         | 10 à 50 kg     | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                  | 1           |
| LNCS TC-I | Adulte, enfant | >30 kg         | ±3,5 % SpO <sub>2</sub> | S/O                   | Lobe de l'oreille      | 1           |
| LNCS YI   | Nouveau-né     | 1 à 10 kg      | ±3 % SpO <sub>2</sub>   | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pied                   | 1           |
|           | Adulte, enfant | >10 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt ou pouce du pied |             |
| LNCS TF-I | Adulte, enfant | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | S/O                   | Front                  | 1           |
| LNCS DBI  | Adulte         | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | S/O                   | Doigt                  | 1           |

## Sondes adhésives LNCS™

| Modèle                         | Patient            | Plage de poids | Précision des mesures |                       | Site de mise en place | Qté (boîte) |
|--------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                                |                    |                | Sans mouvement        | Avec mouvement        |                       |             |
| LNCS Amtx                      | Adulte, enfant     | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNCS Amtx-3                    | Adulte, enfant     | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNCS Pmtx                      | Adulte, enfant     | 10 à 50 kg     | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNCS Pmtx-3                    | Adulte, enfant     | 10 à 50 kg     | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNCS Inf                       | Nouveau-né, enfant | 3 à 20 kg      | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pouce du pied         | 20          |
| LNCS Inf-3                     | Nouveau-né, enfant | 3 à 20 kg      | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pouce du pied         | 20          |
| LNCS Neo                       | Nouveau-né         | <3 kg          | ±3 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pied                  | 20          |
|                                | Adulte, enfant     | >40 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 |             |
| LNCS Neo-3                     | Nouveau-né         | <3 kg          | ±3 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pied                  | 20          |
|                                | Adulte, enfant     | >40 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 |             |
| LNCS NeoPt                     | Nouveau-né         | <1 kg          | ±3 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pied                  | 20          |
| LNCS NeoPt-3                   | Nouveau-né         | <1 kg          | ±3 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pied                  | 20          |
| LNCS NeoPt-500                 | Nouveau-né         | <1 kg          | ±3 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pied                  | 20          |
| LNCS Trauma                    | Adulte             | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNCS Newborn Neonatal          | Nouveau-né         | <3 kg          | ±3 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Main ou pied          | 20          |
| LNCS Newborn Infant/Pediatrics | Nourrisson         | 3 à 10 kg      | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pouce du pied         | 20          |
|                                | Enfant             | 10 à 30 kg     | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 |             |

Pour la surveillance du CO<sub>2</sub>

| Option                                                                                                                           | Poids                     | Volume de l'espace mort | Longueur (m) | Qté | Modèle  | N° de réf. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----|---------|------------|
| Kit de capteur de CO <sub>2</sub> (adaptateur pour CO <sub>2</sub> + capteur de CO <sub>2</sub> ) pour méthode semi-quantitative | —                         | —                       | 3            | 1   | TG-900P | P903       |
| Adaptateur pour CO <sub>2</sub> pour TG-900P                                                                                     | —                         | —                       | 2            |     | JG-900P | K981       |
| Capteur de CO <sub>2</sub> pour TG-900P                                                                                          | —                         | —                       | 1            |     | TG-101T | P922A      |
| Adaptateur buccal pour TG-900P                                                                                                   | Supérieur ou égal à 10 kg | 5 ml                    | —            | 50  | YG-101T | R801       |
| Kit de capteur de CO <sub>2</sub> (adaptateur pour CO <sub>2</sub> + capteur de CO <sub>2</sub> ) pour méthode semi-quantitative | —                         | —                       | 3,5          | 1   | TG-920P | P907       |
| Adaptateur pour CO <sub>2</sub> pour TG-920P                                                                                     | —                         | —                       | 2            |     | JG-920P | K984       |
| Capteur de CO <sub>2</sub> pour TG-920P                                                                                          | —                         | —                       | 1,5          |     | TG-121T | P923       |
| Adaptateur nasal pour TG-920P (respiration nasale)                                                                               | Supérieur ou égal à 10 kg | 1,2 ml                  | —            | 30  | YG-120T | V921       |
| Adaptateur nasal pour TG-920P (respiration nasale-orale)                                                                         |                           |                         |              |     | YG-121T | V922       |
| Adaptateur nasal pour TG-920P (pour ajuster la sonde à oxygène)                                                                  |                           |                         |              |     | YG-122T | V923       |
| Adaptateur buccal pour TG-920P                                                                                                   | Supérieur ou égal à 7 kg  | 4 ml                    |              |     | YG-111T | R804       |
| Kit de capteur de CO <sub>2</sub> pour la méthode quantitative                                                                   | —                         | —                       | —            | 1   | TG-980P | P910A      |
| Adaptateur buccal pour TG-980P (pour adulte et enfant)                                                                           | Supérieur ou égal à 7 kg  | 4 ml                    | —            | 30  | YG-211T | R805       |
| Adaptateur buccal pour TG-980P (pour nouveau-né et enfant)                                                                       | —                         | 0,5 ml                  | —            | 30  | YG-213T | R806       |

| Option                                                     | Poids                     | Volume de l'espace mort | Longueur (m) | Qté | Modèle            | N° de réf. |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----|-------------------|------------|
| Adaptateur buccal pour TG-980P (pour nouveau-né et enfant) | –                         | 1,8 ml                  | –            | 30  | YG-214T           | R807       |
| Cale-dent cap-ONE pour TG-980P (pour adulte)               | –                         | –                       | –            | 20  | Cale-dent cap-ONE | V939A      |
| Masque cap-ONE pour TG-980P (pour enfant)                  | 20 à 40 kg                | 3,5 ml                  | –            | 10  | YG-232T           | V933       |
| Masque cap-ONE pour TG-980P (pour nourrisson)              | 7 à 20 kg                 | 2,5 ml                  | –            | 10  | YG-242T           | V935       |
| Masque cap-ONE pour TG-980P (pour adulte)                  | Supérieur ou égal à 30 kg | 7 ml                    | –            | 10  | YG-272T           | V938A      |
| Masque cap-ONE pour TG-980P (pour adulte, grand)           | Supérieur ou égal à 40 kg | 10 ml                   | –            | 10  | YG-282T           | V938C      |

## Pour la surveillance de la PNI

Les options suivantes sont exemptes de latex.

| Option                                               |                 | Largeur (cm) | Circonférence applicable (cm) | Longueur (m) | Qté | Modèle               | N° de réf. |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|----------------------|------------|
| Tuyau d'air pour adulte/enfant                       |                 | –            | –                             | 1,5          | 1   | YN-900P              | S901       |
|                                                      |                 | –            | –                             | 3,5          | 1   | YN-901P              | S902       |
| Tuyau d'air S pour nouveau-né (connecteur SnapQuik®) |                 | –            | –                             | 1,5          | 1   | YN-924P              | S904A      |
|                                                      |                 | –            | –                             | 3,5          | 1   | YN-925P              | S905A      |
| Prolongateur pour tuyau d'air                        |                 | –            | –                             | 1,5          | 1   | YN-990P              | S903       |
| Brassard PNI pour nourrisson                         |                 | 5            | 8 à 13                        | 0,15         | 1   | YP-710T              | S951A      |
| Brassard PNI pour enfant                             |                 | 7            | 13 à 18                       | 0,15         | 1   | YP-711T              | S951B      |
| Brassard PNI pour adulte                             | Petite taille   | 10           | 18 à 23                       | 0,15         | 1   | YP-712T <sup>3</sup> | S951C      |
|                                                      | Standard        | 13           | 23 à 33                       | 0,15         | 1   | YP-713T <sup>3</sup> | S951D      |
|                                                      | Grand           | 16           | 33 à 45                       | 0,15         | 1   | YP-714T <sup>3</sup> | S951E      |
| Brassard PNI pour la cuisse                          |                 | 19           | 45 à 55                       | 0,15         | 1   | YP-715T <sup>3</sup> | S951F      |
| Brassard jetable pour nourrisson                     |                 | 5            | 8 à 13                        | 0,15         | 20  | YP-840T              | S954A      |
| Brassard jetable pour enfant                         |                 | 7            | 13 à 18                       | 0,15         | 20  | YP-841T              | S954B      |
| Brassard jetable non stérilisé pour adulte           | Petite taille   | 10           | 18 à 23                       | 0,15         | 20  | YP-842T <sup>3</sup> | S954C      |
|                                                      | Taille standard | 13           | 23 à 33                       | 0,15         | 20  | YP-843T <sup>3</sup> | S954D      |
|                                                      | Grand           | 16           | 33 à 45                       | 0,15         | 20  | YP-844T <sup>3</sup> | S954E      |
| Brassard jetable pour la cuisse                      |                 | 19           | 45 à 55                       | 0,15         | 20  | YP-845T <sup>3</sup> | S954F      |

<sup>3</sup> Peut être utilisé pour la méthode de prise de mesure par gonflage.

## Pour la surveillance de la PI

### Transducteurs de pression artérielle réutilisables Merit Medical Systems

| Option                         | Longueur, description                                                           | Qté | Modèle    | N° de réf. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| Cordon de raccordement pour PI | Pour transducteurs de pression P23XL-1, P10EZ-1 et Merit Medical Systems, 3,5 m | 1   | JP-900P   | K951       |
| Transducteur pour PI           | –                                                                               | 1   | P23XL-1   | –          |
| Transducteur pour PI           | –                                                                               | 1   | P10EZ-1   | –          |
| Super dome                     | –                                                                               | 10  | TA-1015T  | –          |
| Dôme                           | Avec membrane et Luer-lock rotatif                                              | 12  | TA-1010ND | –          |
| Criti flo                      | 3 cc                                                                            | 10  | TA-4004   | –          |
| Support de transducteur        | Pour deux P231D/XL/XL-1                                                         | 1   | TA-9007   | –          |
| Tubulure de mise sous pression | 15 cm                                                                           | 25  | PT-06     | –          |
| Tubulure de mise sous pression | 30 cm                                                                           | 25  | PT-12     | –          |
| Tubulure de mise sous pression | 60 cm                                                                           | 25  | PT-24     | –          |
| Tubulure de mise sous pression | 90 cm                                                                           | 25  | PT-36     | –          |
| Tubulure de mise sous pression | 120 cm                                                                          | 25  | PT-48     | –          |
| Tubulure de mise sous pression | 150 cm                                                                          | 25  | PT-60     | –          |

### Transducteurs de pression artérielle jetables Merit Medical Systems

| Option                             | Longueur, description | Qté | Modèle  | N° de réf. |
|------------------------------------|-----------------------|-----|---------|------------|
| Cordon de raccordement pour PI     | 3,5 m                 | 1   | JP-900P | K951       |
| Plaque de fixation de transducteur | –                     | 1   | G-TBG2  | –          |
| Plaque de fixation de transducteur | –                     | 1   | G-TMM   | –          |
| Plaque de fixation de transducteur | –                     | 1   | G-UMM   | –          |

### Transducteurs de pression artérielle jetables Edwards Lifesciences (Baxter)

| Option                         | Longueur, description                              | Qté | Modèle  | N° de réf. |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| Cordon de raccordement pour PI | Transducteurs Edwards Lifesciences (Baxter), 3,5 m | 1   | JP-920P | L901       |
|                                | Transducteurs Edwards Lifesciences (Baxter), 1,5 m | 1   | JP-921P | L902       |

Les transducteurs de pression artérielle Edwards Lifesciences (Baxter) sont disponibles directement auprès de Edwards Lifesciences (Baxter) ([www.edwards.com](http://www.edwards.com)) ou de l'un de ses fournisseurs.

### Autre

| Option                              | Longueur, description                                                                                                                               | Qté | Modèle  | N° de réf. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| Cordon de raccordement pour PI      | Pour transducteurs de pression artérielle réutilisables Merit Medical Systems et Edwards Lifesciences avec connecteur circulaire à 5 broches, 0,3 m | 1   | JP-910P | K952       |
| Câble d'isolation de l'interface PI | Raccorde un moniteur multiparamètre Integra NeuroSciences                                                                                           | 1   | JP-911P | –          |
| Cordon de raccordement pour PI      | Pour Biosensor, 3,5 m                                                                                                                               | 1   | JP-960P | K957       |

## Pour la surveillance de la température

| Option                                     | Utilisation, Site de mise en place | Épaisseur | Longueur (m) | Qté | Modèle  | N° de réf. |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------|-----|---------|------------|
| Cordon de raccordement pour la température | Pour sonde jetable/réutilisable    | —         | 0,3 m        | 1   | JT-900P | K961       |

Les sondes pour température jetables sont directement disponibles auprès de Kendall Healthcare Products Company ([www.kendallhq.com](http://www.kendallhq.com)) ou de l'un de ses fournisseurs.

## Pour la surveillance du BIS (à l'aide du processeur BISx)

| Option                  | Longueur, description | Qté | Modèle  | N° de réf. |
|-------------------------|-----------------------|-----|---------|------------|
| Câble de connexion BISx | 0,3 m                 | 1   | YJ-671P | —          |

Le câble de l'interface patient Covidien et les capteurs BIS sont directement disponibles chez Covidien ([www.covidien.com](http://www.covidien.com)) ou ses distributeurs.

## Pour la surveillance du BIS (avec le moniteur du BIS)

Consultez le manuel d'utilisation du moniteur du BIS.

## Pour la surveillance de l'agent anesthésiant

Veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'unité multigaz GF-110PA ou GF-210R.

## Pour la surveillance de l'EEG

Veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'unité neuro AE-918P.

## Pour la mesure du DC

| Option                                    | Méthode de mesure et cathéter                                   | Longueur (m) | Qté | Modèle  | N° de réf. |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|------------|
| Cordon de raccordement pour DC            | Méthode de sonde immergée et capteur en ligne                   | 2,0          | 1   | JT-950P | K962       |
| Sonde immergée                            | Toute méthode avec cathéter ou sonde immergée                   | 1,5          | 1   | SP-5030 | —          |
| Capteur en ligne                          | Méthode de capteur en ligne avec cathéter Merit Medical Systems | —            | 25  | SP-5045 | —          |
| Câble de raccordement du capteur en ligne | —                                                               | —            | 1   | SP-4045 | —          |

### Cathéters Edwards Lifesciences (Baxter)

Les cathéters Edwards Lifesciences (Baxter) sont disponibles directement auprès de Edwards Lifesciences (Baxter) ([www.edwards.com](http://www.edwards.com)) ou de ses distributeurs.

### Cathéter Edwards Lifesciences (Baxter) Swan-Ganz (Thermodilution)

| Modèle                     | Caractéristiques techniques                       | Taille (F) | Lumière |
|----------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------|
| 131H-7F <sup>1</sup>       | Taille standard                                   | 7          | 4       |
| 141H-7F <sup>1</sup>       | Rigide                                            |            |         |
| 096-6F <sup>1 2</sup>      | Pour petits vaisseaux sanguins chez l'adulte      | 6          | 5       |
| 93A-741H-7,5F <sup>1</sup> | Mesure $\bar{S}\bar{V}O_2$ possible. <sup>3</sup> | 7,5        |         |

<sup>2</sup> Ce moniteur calcule automatiquement la constante de calcul de la valeur du DC, sauf pour les cathéters marqués<sup>2</sup>. Lorsque ces cathéters sont utilisés, saisissez la constante de calcul indiquée sur l'emballage du cathéter.

<sup>3</sup> La surveillance de la  $\bar{S}\bar{V}O_2$  n'est pas possible sur ce moniteur individuel.

## Pour des moniteurs individuels avec option n° 01K et 02K

### Pour la surveillance de l'ECG et de la respiration (par impédancemétrie)

☐ Marquage CE (depuis janv. 2018)

| Option                       | Utilisation                                               |                 | Longueur (m) | Qté   | Modèle   | N° de réf. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|----------|------------|
| Dérivation d'électrode       | 3 électrodes                                              | CEI, type pince | 0,8          | 1     | BR-903P  | K911       |
|                              |                                                           |                 | 0,8          | 1     | BR-963P  | K916       |
|                              |                                                           | AHA, type pince | 0,8          | 1     | BR-903PA | K911A      |
|                              |                                                           | CEI, type pince | 1,5          | 1     | BR-923P  | K917       |
|                              |                                                           | CEI, type pince | 1,25         | 1     | BR-973P  | K905       |
|                              | 5 électrodes                                              | CEI, type pince | 1,25         | 1     | BR-975P  | K906       |
|                              | 6 électrodes                                              | CEI, type pince | 0,8          | 1     | BR-906P  | K912       |
|                              |                                                           | AHA, type pince | 0,8          | 1     | BR-906PA | K912A      |
|                              |                                                           | CEI, pince      | 1,5          | 1     | BR-926P  | K918       |
| Cordon de raccordement ECG   | 3/6 électrodes (CEI)                                      |                 | 3            | 1     | JC-906P  | K922       |
|                              | 3/6 électrodes (AHA)                                      |                 | 3            | 1     | JC-906PA | K922A      |
|                              | 3/6 électrodes (CEI)                                      |                 | 1,5          | 1     | JC-916P  | K925       |
|                              | 10 électrodes (CEI)                                       |                 | 3            | 1     | JC-900P  | K921       |
|                              | 10 électrodes (AHA)                                       |                 | 3            | 1     | JC-900PA | K921A      |
| Câble patient ECG            | 10 électrodes (CEI)                                       |                 | 3,8          | 1     | BJ-900P  | K901       |
|                              | 10 électrodes (AHA)                                       |                 | 3,8          | 1     | BJ-900PA | K901A      |
| Adaptateur                   |                                                           |                 | —            | —     | JC-990P  | L021       |
| Électrodes jetables, Vitrode | Utilisation générale                                      |                 | —            | 30×5  | Bs-150   | G201       |
|                              |                                                           |                 | —            | 30×5  | C-150    | G204       |
|                              |                                                           |                 | —            | 3×30  | D-90     | G217       |
|                              |                                                           |                 | —            | 3×50  | F-150M   | G210D      |
|                              |                                                           |                 | —            | 3×50  | F-150U3  | G209A      |
|                              |                                                           |                 | —            | 5×30  | F-150U5  | G209B      |
|                              |                                                           |                 | —            | 30×20 | G-600    | G221       |
|                              |                                                           |                 | —            | 30×5  | J-150    | G250       |
|                              |                                                           |                 | —            | 30×20 | K-600    | G222       |
|                              |                                                           |                 | —            | 30×5  | M-150    | G236       |
|                              |                                                           |                 | —            | 30×5  | L-150    | G203       |
|                              |                                                           |                 | —            | 30×5  | R-150    | G254       |
| Électrodes jetables, Vitrode | Utilisation générale, radiotransparentes                  |                 | —            | 30×5  | L-150X   | G207       |
|                              |                                                           |                 | —            | 120×5 | L-600X   | G207B      |
|                              | Utilisation générale, dérivation de type DIN              |                 | 1,0          | 4×10  | V-040M4  | G272B      |
|                              |                                                           |                 | 1,5          | 4×10  | V-04IO4  | G273A      |
|                              |                                                           |                 | 1,0          | 6×10  | V-060M6  | G272C      |
|                              |                                                           |                 | 1,5          | 6×10  | V-06IO6  | G274A      |
|                              |                                                           |                 | 1,0          | 3×30  | V-090M3  | G272A      |
|                              |                                                           |                 | 1,5          | 3×30  | V-09IO3  | G278A      |
|                              | Pour nouveau-nés et enfants, USIN                         |                 | —            | 3×50  | F-150S   | G210C      |
|                              | Pour nouveau-nés et enfants, USIN, dérivation de type DIN |                 | 0,6          | 3×40  | V-120S3  | G271A      |
|                              |                                                           |                 | 0,6          | 3×40  | V-120SK  | G271K      |
|                              |                                                           |                 | 0,6          | 3×10  | N-03IS3  | G300A      |

## Pour la surveillance de la SpO<sub>2</sub>

### Sondes SpO<sub>2</sub> Nihon Kohden

 Marquage CE (depuis mar. 2018)

| Option                                                                                     |                                    | Sujet (poids)                                           | Site de mise en place                                                  | Longueur (m) | Qté      | Modèle/N° de code     | N° de réf. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------|------------|
| Cordon de raccordement de la SpO <sub>2</sub> (pour sonde SpO <sub>2</sub> Masimo)         | pour les sondes de la série LNOP   | —                                                       | —                                                                      | 3,6          | 1        | JL-630P               | K936       |
|                                                                                            | pour les sondes de la série LNCS   | —                                                       | —                                                                      | 3,0          | 1        | JL-631P               | K937       |
|                                                                                            | pour les sondes de la série RD SET | —                                                       | —                                                                      | 3,6          | 1        | JL-632P               | K943A      |
| Cordon de raccordement de la SpO <sub>2</sub> (pour sonde SpO <sub>2</sub> Nellcor)        |                                    | —                                                       | —                                                                      | 3,0          | 1        | JL-650P               | —          |
| Cordon de raccordement de la SpO <sub>2</sub> (pour sonde SpO <sub>2</sub> Nihon Kohden)   |                                    | —                                                       | —                                                                      | 2,5          | 1        | JL-900P               | K931       |
| Cordon de raccordement SpO <sub>2</sub> (pour sonde SpO <sub>2</sub> TL-535U Nihon Kohden) |                                    | —                                                       | —                                                                      | 3            | 1        | JL-930P               | K930       |
|                                                                                            |                                    | —                                                       | —                                                                      | 0,3          | 1        | JL-030U1              | K929A      |
|                                                                                            |                                    | —                                                       | —                                                                      | 1            | 1        | JL-030U2              | K929B      |
| Adaptateur SpO <sub>2</sub>                                                                |                                    | —                                                       | —                                                                      | 2,5          | 1        | JL-500P1 <sup>3</sup> | —          |
|                                                                                            |                                    | —                                                       | —                                                                      | 2,5          | 1        | JL-500P2 <sup>3</sup> | —          |
| Sonde digitée                                                                              |                                    | Adultes, enfants (20 kg ou plus)                        | Doigt                                                                  | 1,6          | 1        | TL-201T               | P225F      |
| Sonde multisite                                                                            |                                    | Adultes, enfants (3 kg ou plus)                         | Doigt de la main ou du pied                                            | 1,6          | 1        | TL-220T               | P225G      |
|                                                                                            |                                    | Nouveau-nés (3 kg ou moins)                             | Cou de pied ou dessous du pied                                         |              |          |                       |            |
| Capteur digité                                                                             |                                    | Adultes, enfants (50 kg ou plus)                        | Doigt de la main ou du pied                                            | 0,6          | 1        | TL-630T1              | P310A      |
|                                                                                            |                                    |                                                         |                                                                        | 1,6          | 1        | TL-630T3              | P310C      |
| Capteur digité                                                                             |                                    | Adultes, enfants (20 kg ou plus)                        | Doigt de la main ou du pied                                            | 0,6          | 1        | TL-631T1              | P311A      |
|                                                                                            |                                    |                                                         |                                                                        | 1,6          | 1        | TL-631T3              | P311C      |
| Sonde en Y multisite (jetable)                                                             |                                    | Prématurés de faible poids de naissance (1 kg ou moins) | Cou de pied ou dessous du pied (Ruban adhésif de type S <sup>2</sup> ) | 1,6          | 5        | TL-260T               | P205A      |
|                                                                                            |                                    | Enfants, nouveau-nés (3 kg ou plus)                     | Doigt de la main ou du pied (Ruban adhésif de type S <sup>2</sup> )    | 1,6          | 5        |                       |            |
|                                                                                            |                                    | Nouveau-nés (3 kg ou moins)                             | Cou de pied ou dessous du pied (Ruban adhésif de type L <sup>2</sup> ) | 1,6          | 5        |                       |            |
| Sonde de SpO <sub>2</sub> (jetable)                                                        |                                    | Adultes (30 kg ou plus)                                 | Doigt de la main ou du pied                                            | 0,8          | 24       | TL-271T               | P203A      |
|                                                                                            |                                    |                                                         |                                                                        | 1,6          | 24       | TL-271T3              | P203E      |
|                                                                                            |                                    | Enfants (de 10 à 50 kg)                                 |                                                                        | 0,8          | 24       | TL-272T               | P203B      |
|                                                                                            |                                    |                                                         |                                                                        | 1,6          | 24       | TL-272T3              | P203F      |
|                                                                                            |                                    | Nouveau-nés (3 kg ou moins)                             | Cou de pied ou dessous du pied                                         | 0,8          | 24       | TL-273T               | P203C      |
|                                                                                            |                                    |                                                         |                                                                        | 1,6          | 24       | TL-273T3              | P203G      |
|                                                                                            |                                    | Adultes (40 kg ou plus)                                 | Doigt de la main ou du pied                                            | 0,8          | 24       | TL-274T               | P203D      |
|                                                                                            |                                    |                                                         |                                                                        |              |          | 1,6                   | 24         |
| Nourrissons (de 3 à 20 kg)                                                                 |                                    | Doigt de la main ou du pied                             | 0,8                                                                    | 24           | TL-274T  | P203D                 |            |
|                                                                                            |                                    |                                                         | 1,6                                                                    | 24           | TL-274T3 | P203H                 |            |

| Option                                                                     | Sujet (poids)                                          | Site de mise en place                                                         | Longueur (m) | Qté  | Modèle/N° de code | N° de réf. |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|------------|
| Sonde jetable                                                              | Prématurés (moins de 1 kg)                             | Dos et paume de la main ou dessus et plante du pied (Ruban adhésif de type S) | –            | 5    | TL-535U           | P206       |
|                                                                            | Prématurés (moins de 2,5 kg)                           | Dos et paume de la main ou dessus et plante du pied (Ruban adhésif de type L) |              |      |                   |            |
| Sonde jetable                                                              | Adultes (50 kg ou plus)<br>Nouveau-nés (3 kg ou moins) | Doigt<br>Cou de pied ou dessous du pied                                       | 0,8          | 5    | TL-051S           | P228A      |
|                                                                            |                                                        |                                                                               | 1,6          | 5    | TL-052S           | P228B      |
| Sonde jetable                                                              | Enfant (15 à 50 kg)<br>Nourrisson (3 à 15 kg)          | Doigt<br>Orteil                                                               | 0,8          | 5    | TL-061S           | P229A      |
|                                                                            |                                                        |                                                                               | 1,6          | 5    | TL-062S           | P229B      |
| Attache pour sonde                                                         | –                                                      | –                                                                             | –            | 30   | YS-093P2          | P267       |
| Ruban adhésif cellulaire pour fixation S pour sonde en Y multisite TL-260T | –                                                      | –                                                                             | –            | 24   | –                 | P260A      |
| Ruban adhésif cellulaire pour fixation L pour sonde en Y multisite TL-260T | –                                                      | –                                                                             | –            | 24   | –                 | P260B      |
| Adaptateur pour pince de la sonde en Y multisite TL-260T                   | –                                                      | –                                                                             | –            | 1    | –                 | P256       |
| Isolant adhésif pour sondes jetables TL-051S/052S/061S/062S                | –                                                      | –                                                                             | –            | 4×25 | –                 | P260C      |
| Plaque de vérification de la SpO <sub>2</sub> pour capteur digité TL-201T  | –                                                      | –                                                                             | –            | 1    | 6114-121095       | –          |

<sup>2</sup> Le ruban adhésif de fixation type S et L dépend du patient.

<sup>3</sup> Pour obtenir des informations sur les différences entre JL-500P1 et JL-500P2, contactez le représentant local de Nihon Kohden.

## Sondes SpO<sub>2</sub> Nellcor

Capteurs adhésifs OxiMax : Utilisation sur une seule page.

| Description                                                        | Plage de poids  | Précision des mesures   | Qté         | N° de réf. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|------------|
| Capteur adhésif frontal MAX-FAST                                   | >10 kg          | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | Boîte de 24 | MAXFAST    |
| Bandeau MAX-FAST                                                   | –               | –                       | Boîte de 12 | 10004954   |
| Capteur adhésif MAX-A, adulte                                      | >30 kg          | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | Boîte de 24 | MAXA       |
| Capteur adhésif MAX-AL (câble long, 90 cm), adulte                 | >30 kg          | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | Boîte de 24 | MAXAL      |
| Capteur adhésif MAX-N, adulte/nouveau-né                           | <3 kg ou >40 kg | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | Boîte de 24 | MAXN       |
| Capteur adhésif MAX-P, enfant                                      | 10 à 50 kg      | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | Boîte de 24 | MAXP       |
| Capteur adhésif MAX-A, nourrisson                                  | 3 à 20 kg       | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | Boîte de 24 | MAXI       |
| Capteur adhésif nasal MAX-R, adulte                                | >50 kg          | ±3,5 % SpO <sub>2</sub> | Boîte de 24 | MAXR       |
| Assortiment de capteurs MAX (2 capteurs MAX-A et 2 capteurs MAX-N) | –               | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | 1           | MAXPACI    |

Capteurs OxiMax OxiCliq® : Câble réutilisable avec bandage adhésif de capteur

| Description                        | Plage de poids  | Précision des mesures                                                    | Qté         | N° de réf. |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Câble pour capteur OxiCliq (90 cm) | –               | –                                                                        | 1           | OC-3       |
| OxiCliq A, adulte                  | >30 kg          | ±2,5 % SpO <sub>2</sub>                                                  | Boîte de 24 | A          |
| OxiCliq N, nouveau-né/adulte       | <3 kg ou >40 kg | Nouveau-né : ±3,5 % SpO <sub>2</sub><br>Adulte : ±2,5 % SpO <sub>2</sub> | Boîte de 24 | N          |
| OxiCliq P, enfant                  | 10 à 50 kg      | ±2,5 % SpO <sub>2</sub>                                                  | Boîte de 24 | P          |
| OxiCliq I, nourrisson              | 3 à 20 kg       | ±2,5 % SpO <sub>2</sub>                                                  | Boîte de 24 | I          |

## Capteurs réutilisables OxiMax

| Description                                             | Plage de poids  | Précision des mesures                                                           | Qté | N° de réf. |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Capteur pince digité Durasensor® DS-100A, adulte        | >40 kg          | ±3 % SpO <sub>2</sub>                                                           | 1   | DS100A     |
| Oxiband® OXI-A/N, adulte/nouveau-né                     | <3 kg ou >40 kg | Nouveau-né : ±4 % SpO <sub>2</sub><br>Adulte : ±3 % SpO <sub>2</sub>            | 1   | OXI-A/N    |
| Oxiband OXI-P/I, enfant/nourrisson                      | <3 kg ou >40 kg | ±3 % SpO <sub>2</sub>                                                           | 1   | OXI-P/I    |
| Capteur multisite Dura-Y® D-YS                          | >1 kg           | Nouveau-né : ±4 % SpO <sub>2</sub><br>Nourrisson/Adulte : ±3 % SpO <sub>2</sub> | 1   | D-YS       |
| Pince pour oreille D-YSE pour capteur Dura-Y            | >30 kg          | ±3,5 % SpO <sub>2</sub>                                                         | 1   | D-YSE      |
| Capteur de contrôle aléatoire PediCheck® D-YSPD, enfant | <3 kg ou >40 kg | ±3,5 % SpO <sub>2</sub>                                                         | 1   | D-YSPD     |

Sondes SpO<sub>2</sub> Masimo

## Sondes réutilisables LNOP®

| Modèle      | Patient        | Plage de poids | Précision des mesures   |                       | Site de mise en place  | Qté (boîte) |
|-------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
|             |                |                | Sans mouvement          | Avec mouvement        |                        |             |
| LNOP DCI    | Adulte, enfant | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                  | 1           |
| LNOP DCIP   | Enfant         | 10 à 50 kg     | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                  | 1           |
| LNOP TC-I   | Adulte, enfant | >30 kg         | ±3,5 % SpO <sub>2</sub> | S/O                   | Lobe de l'oreille      | 1           |
| LNOP TF-I   | Adulte, enfant | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | S/O                   | Front                  | 1           |
| LNOP DC-195 | Adulte, enfant | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                  | 1           |
| LNOP YI     | Nouveau-né     | 1 à 10 kg      | ±3 % SpO <sub>2</sub>   | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pied                   | 1           |
|             | Adulte, enfant | >10 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt ou pouce du pied | 1           |

## Sondes adhésives LNOP®

| Modèle                        | Patient            | Plage de poids | Précision des mesures |                       | Site de mise en place | Qté (boîte) |
|-------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                               |                    |                | Sans mouvement        | Avec mouvement        |                       |             |
| LNOP Adt                      | Adulte, enfant     | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNOP Adtx                     | Adulte, enfant     | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNOP Pdt                      | Adulte, enfant     | 10 à 50 kg     | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNOP Pdtx                     | Enfant             | 10 à 50 kg     | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNOP Neo-L                    | Nouveau-né         | <3 kg          | ±3 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pied                  | 20          |
|                               | Adulte, enfant     | >40 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNOP Inf-L                    | Nouveau-né, enfant | 3 à 20 kg      | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pouce du pied         | 20          |
| LNOP NeoPt-L                  | Nouveau-né         | <1 kg          | ±3 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pied                  | 20          |
| LNOP Trauma                   | Adulte             | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNOP Newborn Neonatal         | Nouveau-né         | <3 kg          | ±3 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pied                  | 20          |
| LNOP Newborn Infant/Pediatric | Nourrisson         | 3 à 10 kg      | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pouce du pied         | 20          |
|                               | Enfant             | 10 à 30 kg     |                       |                       | Doigt                 | 20          |

## Sondes réutilisables LNCS™

| Modèle    | Patient        | Plage de poids | Précision des mesures   |                       | Site de mise en place  | Qté (boîte) |
|-----------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
|           |                |                | Sans mouvement          | Avec mouvement        |                        |             |
| LNCS DCI  | Adulte, enfant | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                  | 1           |
| LNCS DCIP | Enfant         | 10 à 50 kg     | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                  | 1           |
| LNCS TC-I | Adulte, enfant | >30 kg         | ±3,5 % SpO <sub>2</sub> | S/O                   | Lobe de l'oreille      | 1           |
| LNCS YI   | Nouveau-né     | 1 à 10 kg      | ±3 % SpO <sub>2</sub>   | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pied                   | 1           |
|           | Adulte, enfant | >10 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt ou pouce du pied | 1           |
| LNCS TF-I | Adulte, enfant | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | S/O                   | Front                  | 1           |
| LNCS DBI  | Adulte         | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub>   | S/O                   | Doigt                  | 1           |

## Sondes adhésives LNCS™

| Modèle                         | Patient            | Plage de poids | Précision des mesures |                       | Site de mise en place | Qté (boîte) |
|--------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                                |                    |                | Sans mouvement        | Avec mouvement        |                       |             |
| LNCS Amtx                      | Adulte, enfant     | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNCS Amtx-3                    | Adulte, enfant     | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNCS Pmtx                      | Adulte, enfant     | 10 à 50 kg     | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNCS Pmtx-3                    | Adulte, enfant     | 10 à 50 kg     | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNCS Inf                       | Nouveau-né, enfant | 3 à 20 kg      | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pouce du pied         | 20          |
| LNCS Inf-3                     | Nouveau-né, enfant | 3 à 20 kg      | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pouce du pied         | 20          |
| LNCS Neo                       | Nouveau-né         | <3 kg          | ±3 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pied                  | 20          |
|                                | Adulte, enfant     | >40 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNCS Neo-3                     | Nouveau-né         | <3 kg          | ±3 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pied                  | 20          |
|                                | Adulte, enfant     | >40 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNCS NeoPt                     | Nouveau-né         | <1 kg          | ±3 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pied                  | 20          |
| LNCS NeoPt-3                   | Nouveau-né         | <1 kg          | ±3 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pied                  | 20          |
| LNCS NeoPt-500                 | Nouveau-né         | <1 kg          | ±3 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pied                  | 20          |
| LNCS Trauma                    | Adulte             | >30 kg         | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |
| LNCS Newborn Neonatal          | Nouveau-né         | <3 kg          | ±3 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Main ou pied          | 20          |
| LNCS Newborn Infant/Pediatrics | Nourrisson         | 3 à 10 kg      | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Pouce du pied         | 20          |
|                                | Enfant             | 10 à 30 kg     | ±2 % SpO <sub>2</sub> | ±3 % SpO <sub>2</sub> | Doigt                 | 20          |

## Pour la surveillance du CO<sub>2</sub>

 Marquage CE (depuis janv. 2018)

| Option                                                                                                                           | Poids                     | Volume de l'espace mort | Longueur (m) | Qté | Modèle/N° de code | N° de réf. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----|-------------------|------------|
| Kit de capteur de CO <sub>2</sub> (adaptateur pour CO <sub>2</sub> + capteur de CO <sub>2</sub> ) pour méthode semi-quantitative | —                         | —                       | 3            | 1   | TG-900P           | P903       |
| Adaptateur pour CO <sub>2</sub> pour TG-900P                                                                                     | —                         | —                       | 2            | 1   | JG-900P           | K981       |
| Capteur de CO <sub>2</sub> pour TG-900P                                                                                          | —                         | —                       | 1            | 1   | TG-101T           | P922A      |
| Adaptateur buccal pour TG-900P                                                                                                   | Supérieur ou égal à 10 kg | 5 ml                    | —            | 50  | YG-101T           | R801       |
| Kit de capteur de CO <sub>2</sub> (adaptateur pour CO <sub>2</sub> + capteur de CO <sub>2</sub> ) pour méthode semi-quantitative | —                         | —                       | 3,5          | 1   | TG-920P           | P907       |
| Adaptateur pour CO <sub>2</sub> pour TG-920P                                                                                     | —                         | —                       | 2            | 1   | JG-920P           | K984       |
| Capteur de CO <sub>2</sub> pour TG-920P                                                                                          | —                         | —                       | 1,5          | 1   | TG-121T           | P923       |
| Adaptateur nasal pour TG-920P (respiration nasale)                                                                               | Supérieur ou égal à 10 kg | 1,2 ml                  | —            | 30  | YG-120T           | V921       |
| Adaptateur nasal pour TG-920P (respiration nasale-orale)                                                                         | Supérieur ou égal à 10 kg | 1,2 ml                  | —            | 30  | YG-121T           | V922       |
| Adaptateur nasal pour TG-920P (pour ajuster la sonde à oxygène)                                                                  | Supérieur ou égal à 10 kg | 1,2 ml                  | —            | 30  | YG-122T           | V923       |
| Adaptateur buccal pour TG-920P                                                                                                   | Supérieur ou égal à 7 kg  | 4 ml                    | —            | 30  | YG-111T           | R804       |
| Ruban de pansement adhésif                                                                                                       | —                         | —                       | —            | 1   | #1527             | Y242       |
| Kit de capteur de CO <sub>2</sub> pour la méthode quantitative                                                                   | —                         | —                       | —            | 1   | TG-980P           | P910A      |
| Adaptateur buccal pour TG-980P (pour adulte et enfant)                                                                           | Supérieur ou égal à 7 kg  | 4 ml                    | —            | 30  | YG-211T           | R805       |
| Adaptateur buccal pour TG-980P (pour nouveau-né et enfant)                                                                       | —                         | 0,5 ml                  | —            | 30  | YG-213T           | R806       |
| Adaptateur buccal pour TG-980P (pour nouveau-né et enfant)                                                                       | —                         | 1,8 ml                  | —            | 30  | YG-214T           | R807       |
| Cale-dent cap-ONE pour TG-980P (pour adulte)                                                                                     | —                         | —                       | —            | 20  | Cale-dent cap-ONE | V939A      |
| Masque cap-ONE pour TG-980P (pour enfant)                                                                                        | 20 à 40 kg                | 3,5 ml                  | —            | 10  | YG-232T           | V933       |
| Masque cap-ONE pour TG-980P (pour nourrisson)                                                                                    | 7 à 20 kg                 | 2,5 ml                  | —            | 10  | YG-242T           | V935       |
| Masque cap-ONE pour TG-980P (pour adulte)                                                                                        | Supérieur ou égal à 30 kg | 7 ml                    | —            | 10  | YG-272T           | V938A      |
| Masque cap-ONE pour TG-980P (pour adulte, grand)                                                                                 | Supérieur ou égal à 40 kg | 10 ml                   | —            | 10  | YG-282T           | V938C      |

## Pour la surveillance de la PNI

 Marquage CE (depuis janv. 2018)

| Option                                               |                                    | Largeur (cm) | Circonférence applicable (cm) | Longueur (m) | Qté | Modèle/N° de code    | N° de réf. |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|----------------------|------------|
| Tuyau d'air pour adulte/enfant                       |                                    | —            | —                             | 1,5          | 1   | YN-900P              | S901       |
|                                                      |                                    | —            | —                             | 3,5          | 1   | YN-901P              | S902       |
| Tuyau d'air pour nouveau-né (connecteur Luer)        |                                    | —            | —                             | 1,5          | 1   | YN-920P              | S904       |
|                                                      |                                    | —            | —                             | 3,5          | 1   | YN-921P              | S905       |
| Tuyau d'air S pour nouveau-né (connecteur SnapQuik®) |                                    | —            | —                             | 1,5          | 1   | YN-924P              | S904A      |
|                                                      |                                    | —            | —                             | 3,5          | 1   | YN-925P              | S905A      |
| Prolongateur pour tuyau d'air                        |                                    | —            | —                             | 1,5          | 1   | YN-990P              | S903       |
| Brassard pour nourrisson                             | BRASSARD YAWARA 2                  | 5            | 8 à 13                        | 0,15         | 1   | YP-710T              | S951A      |
|                                                      | —                                  | 5            | 8 à 13                        | 0,15         | 1   | YP-960T              | S943A      |
| Brassard pour enfant                                 | BRASSARD YAWARA 2                  | 7            | 13 à 18                       | 0,15         | 1   | YP-711T              | S951B      |
|                                                      | Petite taille                      | 7            | 12 à 18                       | 0,15         | 1   | YP-961T              | S943B      |
|                                                      | BRASSARD YAWARA, taille standard   | 10           | 15 à 23                       | 0,15         | 1   | YP-702T              | S949A      |
|                                                      | Taille standard                    | 10           | 15 à 23                       | 0,15         | 1   | YP-962T              | S943C      |
| Brassard pour adulte                                 | BRASSARD YAWARA 2, petite taille   | 10           | 18 à 23                       | 0,15         | 1   | YP-712T <sup>2</sup> | S951C      |
|                                                      | BRASSARD YAWARA, taille standard   | 13           | 21 à 30                       | 0,15         | 1   | YP-703T              | S949B      |
|                                                      | BRASSARD YAWARA 2, taille standard | 13           | 23 à 33                       | 0,15         | 1   | YP-713T <sup>2</sup> | S951D      |
|                                                      | Taille standard                    | 13           | 21 à 30                       | 0,15         | 1   | YP-963T              | S944B      |
|                                                      | BRASSARD YAWARA 2, grande taille   | 16           | 33 à 45                       | 0,15         | 1   | YP-714T <sup>2</sup> | S951E      |
|                                                      | Grande taille                      | 15           | 26 à 36                       | 0,15         | 1   | YP-964T              | S944C      |
| Brassard pour cuisse                                 | BRASSARD YAWARA 2                  | 19           | 45 à 55                       | 0,15         | 1   | YP-715T <sup>2</sup> | S951F      |
|                                                      | —                                  | 19           | 33 à 45                       | 0,15         | 1   | YP-965T              | S944D      |
| Brassard jetable pour nourrisson                     |                                    | 6            | 8 à 14                        | 0,17         | 20  | YP-810P              | S945C      |
|                                                      |                                    | 5            | 8 à 13                        | 0,15         | 20  | YP-840T              | S954A      |
| Brassard jetable pour enfant                         |                                    | 8            | 13 à 20                       | 0,17         | 20  | YP-811P              | S945D      |
|                                                      |                                    | 7            | 13 à 18                       | 0,15         | 20  | YP-841T              | S954B      |
| Brassard jetable non stérilisé pour adulte           | Petite taille                      | 10           | 18 à 26                       | 0,17         | 20  | YP-812P <sup>2</sup> | S946E      |
|                                                      |                                    | 10           | 18 à 23                       | 0,15         | 20  | YP-842T <sup>2</sup> | S954C      |
|                                                      | Taille standard                    | 14           | 26 à 35                       | 0,17         | 20  | YP-813P <sup>2</sup> | S946F      |
|                                                      |                                    | 13           | 23 à 33                       | 0,15         | 20  | YP-843T <sup>2</sup> | S954D      |
|                                                      | Taille moyenne                     | 15           | 29 à 38                       | 0,17         | 20  | YP-814P <sup>2</sup> | S946G      |
|                                                      | Grande taille                      | 17           | 32 à 42                       | 0,17         | 20  | YP-815P <sup>2</sup> | S946H      |
|                                                      |                                    | 16           | 33 à 45                       | 0,15         | 20  | YP-844T <sup>2</sup> | S954E      |
|                                                      | Super grande taille                | 18           | 35 à 44                       | 0,17         | 20  | YP-816P <sup>2</sup> | S946I      |
| Brassard jetable pour la cuisse                      |                                    | 20           | 42 à 50                       | 0,2          | 20  | YP-817P <sup>2</sup> | S946J      |
|                                                      |                                    | 19           | 45 à 55                       | 0,15         | 20  | YP-845T <sup>2</sup> | S954F      |

| Option                                                                | Largeur (cm) | Circonférence applicable (cm) | Longueur (m) | Qté | Modèle/N° de code | N° de réf. |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-------------------|------------|
| Brassard jetable non stérilisé pour nouveau-né (connecteur Luer)      | 2            | 3 à 6                         | 0,2          | 10  | YP-820P           | S948A      |
|                                                                       | 3            | 4 à 8                         | 0,2          | 10  | YP-821P           | S948B      |
|                                                                       | 4            | 6 à 10                        | 0,2          | 10  | YP-822P           | S948C      |
|                                                                       | 4,5          | 7 à 13                        | 0,2          | 10  | YP-823P           | S948D      |
|                                                                       | 5            | 8 à 15                        | 0,2          | 10  | YP-824P           | S948E      |
| Brassard jetable non stérilisé pour nouveau-né (connecteur SnapQuik®) | 2            | 3 à 6                         | 0,2          | 10  | YP-820S           | S948F      |
|                                                                       | 3            | 4 à 8                         | 0,2          | 10  | YP-821S           | S948G      |
|                                                                       | 4            | 6 à 10                        | 0,2          | 10  | YP-822S           | S948H      |
|                                                                       | 4,5          | 7 à 13                        | 0,2          | 10  | YP-823S           | S948I      |
|                                                                       | 5            | 8 à 15                        | 0,2          | 10  | YP-824S           | S948J      |

<sup>2</sup> Peut être utilisé pour la méthode de prise de mesure par gonflage.

## Pour la surveillance de la PI

### Transducteurs de pression artérielle réutilisables Merit Medical Systems

 Marquage CE (depuis janv. 2018)

| Option                         | Longueur, description                                                           | Qté | Modèle               | N° de réf. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|------------|
| Cordon de raccordement pour PI | Pour transducteurs de pression P23XL-1, P10EZ-1 et Merit Medical Systems, 3,5 m | 1   | JP-900P              | K951       |
| Transducteur pour PI           | —                                                                               | 1   | P23XL-1              | —          |
| Transducteur pour PI           | —                                                                               | 1   | P10EZ-1              | —          |
| Super dome                     | —                                                                               | 10  | TA-1015T             | —          |
| Dôme                           | Avec membrane et Luer-lock rotatif                                              | 12  | TA-1010ND            | —          |
| Criti flo                      | 3 cc                                                                            | 10  | TA-4004              | —          |
| Criti flo                      | 30 cc                                                                           | 10  | TA-4005 <sup>1</sup> | —          |
| Support de transducteur        | Pour deux P231D/XL/XL-1                                                         | 1   | TA-9007              | —          |
| Support de transducteur        | Pour P23XL-1                                                                    | 1   | TA-9010 <sup>1</sup> | —          |
| Tubulure de mise sous pression | 15 cm                                                                           | 25  | PT-06                | —          |
| Tubulure de mise sous pression | 30 cm                                                                           | 25  | PT-12                | —          |
| Tubulure de mise sous pression | 60 cm                                                                           | 25  | PT-24                | —          |
| Tubulure de mise sous pression | 90 cm                                                                           | 25  | PT-36                | —          |
| Tubulure de mise sous pression | 120 cm                                                                          | 25  | PT-48                | —          |
| Tubulure de mise sous pression | 150 cm                                                                          | 25  | PT-60                | —          |

### Transducteurs de pression artérielle jetables Merit Medical Systems

 Marquage CE (depuis janv. 2018)

| Option                          | Longueur, description          | Qté | Modèle                | N° de réf. |
|---------------------------------|--------------------------------|-----|-----------------------|------------|
| Cordon de raccordement pour PI  | 3,5 m                          | 1   | JP-900P               | K951       |
| Boîtier de raccordement pour PI | 2,7 m, pour 4 canaux           | 1   | JP-940P               | —          |
| Kit de surveillance             | Pour pression cérébrale        | 10  | DX-100 <sup>1</sup>   | —          |
| Kit de surveillance             | Pour nouveau-né                | 10  | DX-200 <sup>1</sup>   | —          |
| Kit de surveillance             | Avec dispositif de rinçage     | 10  | DX-300 <sup>1</sup>   | —          |
| Kit de surveillance             | Pour mise en place sur le bras | 5   | DX-312 <sup>1</sup>   | —          |
| Kit de surveillance             | Pour mise en place sur potence | 5   | DX-360 <sup>1</sup>   | —          |
| Kit de surveillance             | Pour mise en place sur potence | 5   | DX-360R <sup>1</sup>  | —          |
| Kit de surveillance             | Pour ligne triple              | 3   | DX-360TT <sup>1</sup> | —          |
| Kit de surveillance             | Pour mise en place sur potence | 5   | DX-360SD <sup>1</sup> | —          |

| Option                             | Longueur, description | Qté | Modèle              | N° de réf. |
|------------------------------------|-----------------------|-----|---------------------|------------|
| Plaque de fixation de transducteur | —                     | 1   | G-TBG2              | —          |
| Plaque de fixation de transducteur | —                     | 1   | G-TMM               | —          |
| Plaque de fixation de transducteur | —                     | 1   | G-UMM               | —          |
| Aiguille de sécurité               | Pour DX-360SD         | 50  | TA-BPN <sup>1</sup> | —          |

## Transducteurs de pression artérielle jetables Edwards Lifesciences (Baxter)

 Marquage CE (depuis janv. 2018)

| Option                         | Longueur, description                              | Qté | Modèle  | N° de réf. |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| Cordon de raccordement pour PI | Transducteurs Edwards Lifesciences (Baxter), 3,5 m | 1   | JP-920P | L901       |
|                                | Transducteurs Edwards Lifesciences (Baxter), 1,5 m | 1   | JP-921P | L902       |

Les transducteurs de pression artérielle Edwards Lifesciences (Baxter) sont disponibles directement auprès de Edwards Lifesciences (Baxter) ([www.edwards.com](http://www.edwards.com)) ou de l'un de ses fournisseurs.

## Autre

 Marquage CE (depuis janv. 2018)

| Option                              | Longueur, description                                                                                                                               | Qté | Modèle              | N° de réf. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------------|
| Robinet 3 voies jetable             | —                                                                                                                                                   | 50  | 318434 <sup>1</sup> | S180       |
| Cordon de raccordement pour PI      | Pour transducteurs de pression artérielle réutilisables Merit Medical Systems et Edwards Lifesciences avec connecteur circulaire à 5 broches, 0,3 m | 1   | JP-910P             | K952       |
| Câble d'isolation de l'interface PI | Raccorde un moniteur multiparamètre CAM01 Integra NeuroSciences Camino® à un moniteur individuel avec option n° 01K                                 | 1   | JP-911P             | —          |
| Cordon de raccordement pour PI      | Pour Biosensor, 3,5 m                                                                                                                               | 1   | JP-960P             | K957       |

## Pour la surveillance de la température

16

| Option                                            | Utilisation, Site de mise en place   | Épaisseur | Longueur (m) | Qté         | Modèle/<br>N° de code | N° de réf. |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------------|------------|
| Thermistance réutilisable                         | Œsophage et rectum, adultes          | —         | 3,5          | 1           | 401J <sup>2</sup>     | P240A      |
|                                                   | Œsophage et rectum, enfant           | —         | 3,5          | 1           | 402J <sup>2</sup>     | P241A      |
|                                                   | Pour surface corporelle, type disque | —         | 3,5          | 1           | 409J <sup>2</sup>     | P242D      |
| Gaine pour sonde <sup>1</sup>                     | Pour 401J                            | —         | —            | 10          | —                     | P249A      |
| Coussin d'isolation pour température <sup>1</sup> | Pour 409J                            | —         | —            | 5 douzaines | 336468                | P252       |

<sup>2</sup> Ces thermistances sont directement disponibles auprès de YSI, Yellow Springs Instrument Inc., Yellow Springs Ohio 45387, États Unis ; Téléphone +1 937-767-7241.

Les sondes pour température jetables sont directement disponibles auprès de Kendall Healthcare Products Company ([www.kendallhq.com](http://www.kendallhq.com)) ou de l'un de ses distributeurs.

## Pour la surveillance du BIS (avec le processeur BIS ou BISx)

 Marquage CE (depuis janv. 2018)

| Option                  | Longueur | Qté | Modèle  | N° de réf. |
|-------------------------|----------|-----|---------|------------|
| Câble de connexion BISx | 0,3 m    | 1   | YJ-671P | —          |

Le câble de l'interface patient Covidien et les capteurs BIS sont directement disponibles chez Covidien ([www.covidien.com](http://www.covidien.com)) ou ses distributeurs.

## Pour la surveillance du BIS (avec le moniteur du BIS)

Consultez le manuel d'utilisation du moniteur du BIS.

## Pour la surveillance de l'agent anesthésiant

Veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'unité multigaz GF-110PA ou GF-210R.

## Pour la surveillance du paramètre Débit/Pva

Veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'unité multigaz/débit GF-120PA ou GF-220R.

## Pour la surveillance de l'EEG

Veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'unité neuro AE-918P.

## Pour la mesure du DC

 Marquage CE (depuis janv. 2018)

| Option                                    | Méthode de mesure et cathéter                                   | Longueur (m) | Qté | Modèle                | N° de réf. |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------------|------------|
| Cordon de raccordement pour DC            | Méthode de sonde immergée et capteur en ligne                   | 2,0          | 1   | JT-950P               | K962       |
| Sonde immergée                            | Toute méthode avec cathéter ou sonde immergée                   | 1,5          | 1   | SP-5030               | —          |
| Capteur en ligne                          | Méthode de capteur en ligne avec cathéter Merit Medical Systems | —            | 25  | SP-5045               | —          |
| Câble de raccordement du capteur en ligne | —                                                               | —            | 1   | SP-4045               | —          |
| Kit Life                                  | Méthode de sonde immergée et capteur en ligne                   | —            | 5   | DX-336DT <sup>1</sup> | —          |

## Cathéters de thermodilution Merit Medical Systems

| Modèle                | Caractéristiques techniques | Taille (F) | Lumière | Longueur totale (m) | Qté |
|-----------------------|-----------------------------|------------|---------|---------------------|-----|
| TC-664MP <sup>1</sup> | En polyuréthane             | 6          | 4       | 1,1                 | 1   |
| TC-704MU <sup>1</sup> | En polyuréthane souple      | 7          | 4       | 1,1                 | 1   |
| TC-774MP <sup>1</sup> | En polyuréthane             | 7          | 4       | 1,1                 | 1   |

## Cathéters Edwards Lifesciences (Baxter)

Les cathéters Edwards Lifesciences (Baxter) sont disponibles directement auprès de Edwards Lifesciences (Baxter) ([www.edwards.com](http://www.edwards.com)) ou de ses distributeurs.

## Cathéter Edwards Lifesciences (Baxter) Swan-Ganz (Thermodilution)

| Modèle                     | Caractéristiques techniques                    | Taille (F) | Lumière |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------|---------|
| 131H-7F <sup>1</sup>       | Taille standard                                | 7          | 4       |
| 141H-7F <sup>1</sup>       | Rigide                                         |            |         |
| 096-6F <sup>1,2</sup>      | Pour petits vaisseaux sanguins chez l'adulte   | 6          | 5       |
| 93A-741H-7,5F <sup>1</sup> | Mesure SvO <sub>2</sub> possible. <sup>3</sup> | 7,5        |         |

<sup>2</sup> Ce moniteur calcule automatiquement la constante de calcul de la valeur de DC, sauf pour les cathéters marqués<sup>2</sup>.

Lorsque ces cathéters sont utilisés, saisissez la constante de calcul indiquée sur l'emballage du cathéter.

<sup>3</sup> La surveillance de la SvO<sub>2</sub> n'est pas possible sur ce moniteur individuel.

## Pour la surveillance du PCCO

Veuillez consulter le manuel d'utilisation du module hémodynamique AP-170P.

## Pour la surveillance esCCO

 Marquage CE (depuis fév. 2018)

| Option                                  | Qté | Modèle  | N° de réf. |
|-----------------------------------------|-----|---------|------------|
| Licence esCCO                           | 1   | QL-005P | —          |
| Licence Graphiques esCCO/hémodynamiques | 1   | QL-006P | —          |

## Pour la surveillance TOF

Consultez le manuel d'utilisation du module AF-101P NMT.

## Pour l'ECG 18 dérivations synthétisées

| Option                                         | Qté | Modèle  | N° de réf. |
|------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| Licence Fonction à 18 dérivations synthétisées | 1   | QL-002P | —          |