

PRODUITS	BRASSARDS PNI pour Enregistreur MAPA
TITRE	DISPONIBILITE DES TAILLES DE BRASSARD UltraCheck
DOCUMENT	030-0202-00 Rev B
DATE	DECEMBRE 2019

Objet

La gamme de brassards Ultracheck® ABP a été conçue pour être utilisée avec les moniteurs MAPA de Spacelabs. Ces brassards offrent un niveau élevé de performance, indispensable à la prise en charge appropriée de l'hypertension par les patients. Le confort est primordial pour garantir la bonne observance du patient et des résultats d'excellente qualité.

Informations générales

Fiabilité des performances

Performances éprouvées et soutenues par les tests complets et la validation des moniteurs MAPA de Spacelabs conformément aux protocoles des normes AAMI/ANSI/ISO 81060, de la Société Britannique de l'Hypertension (BHS) et de la Société Européenne de l'Hypertension (EHS).

Port continu confortable

Le brassard UltraCheck® ABP est fabriqué dans des tissus doux et ne comporte pas de latex, PVC ou DEHP. Le brassard UltraCheck® ABP est doté d'un mécanisme très pratique permettant l'auto-application. Les patients peuvent ainsi placer et ajuster le brassard en toute facilité pour maintenir un positionnement optimal et un confort idéal.

Pour toutes les corpulences

Pour accommoder un large éventail de patients, les brassards UltraCheck® ABP de Spacelabs sont disponibles en quatre tailles identifiables à leur couleur, de la taille enfant à la taille adulte à forte corpulence. L'utilisation du moniteur OnTrak™ ABP de Spacelabs est validée chez l'enfant, cet appareil offrant même un mode spécifique.

Brassards lavables

Le CDC (« Center for Disease Control ») recommande de nettoyer les brassards de pression artérielle dès qu'ils sont sales et de manière régulière, par exemple, pour chaque patient, une fois par jour ou une fois par semaine. Pour répondre à cette attente, le brassard UltraCheck® ABP est doté d'une barrière contre les liquides qui permet d'éviter les tâches et simplifie le nettoyage.

Le brassard peut être nettoyé avec un détergent doux ou une solution d'eau de Javel diluée (1 à 2 %), et désinfecté avec une solution telle qu'Enzol, Cidezyme, Cidex, Sporidicin, alcool isopropylique (70 %) ou éthanol (70 %).

Tables de références

Veuillez sélectionner la ou les références selon vos besoins dans les tables ci-dessous.

Tailles des brassards UltraCheck® ABP

PATIENT	CIRCONFÉRENCE DU BRAS	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
BRASSARD EN NYLON RÉUTILISABLE		
Enfant — Vert	13–18 cm	016-1320-02
Adulte de petite corpulence — Bleu roi	18–26 cm	016-1826-02
Adulte — Bleu	26–35 cm	016-2635-02
Adulte de forte corpulence — Bordeaux	32–42 cm	016-3242-02

Tailles des brassards SoftCheck® ABP

PATIENT	CIRCONFÉRENCE DU BRAS	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
BRASSARDS JETABLES		
Adulte de petite corpulence	18–26 cm (Boîte de 20)	015-1826-00
Adulte	26–35 cm (Boîte de 20)	015-2635-00

Autres accessoires de confort

DESCRIPTION	TAILLE (QTÉ)	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
PROTECTIONS DE BRASSARD JETABLES À USAGE UNIQUE		
Adulte	24–32 cm (Boîte de 50)	706-0182-00
Adulte de forte corpulence	32–42 cm (Boîte de 50)	706-0183-00
AUTRES ACCESSOIRES		
Harnais de support de brassard	Toutes tailles	015-0070-00