



## Données techniques

# SEMA

### SEMA Workstation

#### Configuration PC requise

Processeur: min. 1 GHz

Mémoire de travail: min. 1024 MB (mémoire libre)

Résolution : min. 1280 x 1024, recommandé 1920 x 1200

#### Système d'exploitation:

- Windows 7, 8, 8.1, 10
- MAC OSX 10.12

Imprimante externe: : Impression sur papier ordinaire avec une imprimante laser ou à jet d'encre

Réseau: min. 100 Mbit/s Ethernet

#### Configuration requise

Licence flottante SEMA client

SCHILLER Server

#### Fonctions de base

Gestion des données patient et des enregistrements

Création de rapports au format PDF

Révision de l'enregistrement

Réattribuer les enregistrements

Historique de l'interprétation

#### Enregistrements / Rapports / Modification

ECG de repos (9 à 16 pistes) y compris comparaison sérielle et nouvelle mesure

Rythme de repos, avec événements et données complètes

Révision ECG d'effort

Révision Spirométrie

Révision ECG moyenné

Révision Données de réanimation

Intégration Medilog

ErgoSpiro (lecture uniquement)

MAPA (lecture uniquement)

ECG Holter (lecture uniquement)

#### Systèmes compatibles

Tous les systèmes permettant l'exportation des enregistrements

Système de monitoring ARGUS PRO

CARDIOVIT AT-10 plus

CARDIOVIT AT-101

CARDIOVIT AT-102 G2

CARDIOVIT AT-102, AT-102 plus

CARDIOVIT AT-104 PC

CARDIOVIT AT-170

CARDIOVIT CS-200

CARDIOVIT CS-200 Excellence

CARDIOVIT CS-200 Excellence ErgoSpiro

CARDIOVIT CS-200 Office

CARDIOVIT CS-200 Touch

CARDIOVIT FT-1

CARDIOVIT MS-2007, MS-2010, MS-2015

DEFIGARD/PHYSIOGARD Touch 7

DIAGNOSTIC STATION DS20

### Licence flottante SEMA Client

#### SEMA Office

Licence flottante SEMA Workstation pour 2 /5

#### SEMA Enterprise

Licence flottante SEMA Workstation pour 5 /10 /15 /25 /25+

### SCHILLER Server

#### Configuration PC requise

Processeur: min. 2 GHz

Mémoire de travail: min. 2048 MB (mémoire libre)

#### Système d'exploitation:

- Windows 7
- Windows 10
- Windows Server 2012
- Windows Server 2016

Réseau: min. 100 Mbit/s Ethernet

#### Fonctions de base

Création de rapports au format PDF

Interface de communication (SCS light)

SCHILLER Update Server (SUS) (Serveur de mise à jour Schiller)

Interface GDT

Gestion de listes de travail

#### Options de communication

SEMA Liberty Mobile

Interface répertoire actif (LDAP) (Entreprise seulement)

Exportation des courbes DICOM / HL7 aECG

Exportation des courbes DICOM / HL7 ECG d'effort

Importation patient SIH / DME (HL7, GDT, XML ...)

Exportation des résultats SIH / DME (HL7, XML, GDT ...)

Importation des commandes SIH / DME (DICOM Modality Worklist, HL7, GDT)



# SCHILLER

The Art of Diagnostics