

Fiche Technique

STAT PADZ MULTIFONCTION

ZOLL®


Marque :	ZOLL
Référence :	8900-4004 ou 8900-4003-49 (en boîte de 12)
Fournisseur :	ZOLL MEDICAL France
Classe du produit (marquage CE) :	IIb
Fabricant	ZOLL MEDICAL CORPORATION
Existe t'il un numéro de lot	OUI
Désignation du modèle :	Stat Padz multifonction
Usage unique	OUI
Patient unique	OUI
Adulte	OUI
Pédiatrique	NON
Néonatalogique	NON
Pas de présence de Latex	NON
L'électrode de défibrillation est compatible avec les défibrillateurs	ZOLL
L'électrode de défibrillation est compatible avec moniteur de modèle:	M Series / M Series CCT / R Series / X Series
Plage minimum et maximum de courant admissible en A :	
Minimum	1
Maximum	70
tolérance maximum dans cette plage de mesure en %	5
Longueur mm	Elec. Arrière 1650
Largeur mm	Elec. Arrière 1270
Epaisseur mm	3
Diamètre si ronde mm	Elec. Avant 1600
L'électrode de défibrillation est-elle réparable	NON
Le connecteur de l'électrode de défibrillation possède t'il un détrompeur ?	NON
Longueur des cables liés avec l'électrode de défibrillation en cm	80
Le connecteur possède t'il un détrompeur	OUI
Utilisation:	
Durée d'utilisation de l'électrode de défibrillation sur un même patient de	1 à 2 jours
Temps de conservation clos après fabrication	24 mois
Temps de conservation ouvert du conditionnement en jours	2
Conditionnement transparent	NON
Conditionnement stérile	NON
Type de conditionnement :	Enveloppe papier scellée, laminé aluminium
Quantité de pièce minimal par conditionnement	12 ou 1

Duomed France Solutions

Siège Social : 26, rue de la Montée • 68720 Flaxlanden • France

Locaux IdF : 12-14, rue Sarah Bernhardt • 92600 Asnières-Sur-Seine • France

T +33 (0)3 89 06 14 44 • info.solutions.fr@duomed.com • www.duomed.com