

Fiche technique

Electrodes Pedi Padz II de formation

ZOLL®

Marque :	ZOLL
Référence :	8900-0861-01
Fournisseur :	ZOLL MEDICAL France
Classe du produit (marquage CE) :	I
Fabricant	ZOLL MEDICAL CORPORATION
Existe t'il un numéro de lot	OUI
Désignation du modèle :	Pedi Padz II de formation
Usage unique	OUI
Patient unique	OUI
Adulte	NON
Pédiatrique	OUI
Néonatalogique	OUI
Pas de présence de Latex	NON
L'électrode de défibrillation est compatible avec les défibrillateurs	ZOLL AED Plus et AED Pro
Utilisation	Electrode de formation à usage non clinique
Minimum	1
Maximum	70
Tolérance maximum dans cette plage de mesure en %	5
Longueur mm	Elec. Arrière 1380
Largeur mm	Elec. Arrière 890
Epaisseur mm	3
Diamètre si ronde mm	Elec. Avant 940
L'électrode de défibrillation est-elle réparable	NON
Longueur des câbles liés avec l'électrode de défibrillation en cm	120

Duomed France Solutions

Siège Social : 26, rue de la Montée • 68720 Flaxlanden • France

Locaux IdF : 12-14, rue Sarah Bernhardt • 92600 Asnières-Sur-Seine • France

T +33 (0)3 89 06 14 44 • info.solutions.fr@duomed.com • www.duomed.com

Utilisation:	
Durée d'utilisation de l'électrode de défibrillation sur un même patient de	NA
Temps de conservation clos après fabrication	24 mois
Conditionnement transparent	NON
Conditionnement stérile	NON
Type de conditionnement :	Enveloppe papier scellée, laminé aluminium
Quantité de pièce minimal par conditionnement	Boîte de 6 paires


Duomed France Solutions

Siège Social : 26, rue de la Montée • 68720 Flaxlanden • France

Locaux IdF : 12-14, rue Sarah Bernhardt • 92600 Asnières-Sur-Seine • France

T +33 (0)3 89 06 14 44 • info.solutions.fr@duomed.com • www.duomed.com