

Fiche technique

Electrodes Training CPR Stat Padz de démonstration 8900-0190

ZOLL®

Marque :	ZOLL
Référence :	8900-0190
Désignation :	Electrodes Training CRP Stat Padz de démonstration en Yavec sensor de compression pour utilisation avec appareil clinique et simulateur
Fournisseur :	ZOLL MEDICAL France
Classe du produit (marquage CE) :	I
Fabricant	ZOLL MEDICAL CORPORATION
Existe t'il un numéro de lot	OUI
Désignation du modèle :	Electrodes Training CPR Stat Padz de démonstration
Usage unique	NON
Patient unique	NON
Adulte	OUI
Pédiatrique	NON
Néonatalogique	NON
Pas de présence de Latex	NON
L'électrode est compatible avec moniteur de modèle :	AED Plus, AED Pro, X Series avec le connecteur 8000-0370
Electrode Apex Longueur mm	1650
Electrode Apex Largeur mm	1020
Electrode Sternum Longueur mm	1650
Electrode Sternum Largeur mm	1020
Epaisseur mm	3
L'électrode de défibrillation est-elle réparable	NON
Le connecteur de l'électrode de défibrillation possède t'il un détrompeur ?	OUI
Longueur des cables liés avec l'électrode de défibrillation en cm	124.5
Utilisation:	
Durée d'utilisation de l'électrode de défibrillation sur un même patient de	50 fois
Temps de conservation clos après fabrication	24 mois

Duomed France Solutions

Siège Social : 26, rue de la Montée • 68720 Flaxlanden • France

Locaux IdF : 12-14, rue Sarah Bernhardt • 92600 Asnières-Sur-Seine • France

T +33 (0)3 89 06 14 44 • info.solutions.fr@duomed.com • www.duomed.com

Temps de conservation ouvert du conditionnement en jours	NC
Conditionnement transparent	NON
Conditionnement stérile	NON
Type de conditionnement :	Enveloppe papier scellée, laminé aluminium
Quantité de pièce minimal par conditionnement	La paire


Duomed France Solutions

Siège Social : 26, rue de la Montée • 68720 Flaxlanden • France

Locaux IdF : 12-14, rue Sarah Bernhardt • 92600 Asnières-Sur-Seine • France

T +33 (0)3 89 06 14 44 • info.solutions.fr@duomed.com • www.duomed.com