

## FICHE TECHNIQUE

**Réf. ADH-A/N**


**Bande adhésive pour capteur OXI-A/N et Dura-Y**



1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise		Date de mise à jour : 01.03.17 Date d'édition : 17.08.11
1.1	Nom : MEDTRONIC France SAS	
1.2	Adresse complète : 27/33 quai Alphonse Le Gallo 92513 Boulogne Billancourt FRANCE	Tel: +33 (0) 1 55 38 17 00  Site internet : <a href="http://www.medtronic.fr">www.medtronic.fr</a>
1.3	Coordonnées du correspondant matériorigilance : Service Affaires Réglementaires /Matériorigilance Medtronic France SAS	Tel : ++33 (0) 1 55 38 17 00  e-mail : <a href="mailto:affaires.reglementaires@medtronic.com">affaires.reglementaires@medtronic.com</a>

2. Informations sur dispositif ou équipement	
2.1	<u>Dénomination commune</u> : Bande adhésive
2.2	<u>Dénomination commerciale</u> : NELLCOR ADH-A/N Bande adhésive pour capteur adulte/nouveau-né
2.3	<u>Code nomenclature</u> : GMDN 34864
2.4	<u>Code LPPR*</u> (ex TIPS si applicable) : N/A
2.5	<div> <u>Code CLADIMED</u> (si possible) :   <u>Classe du DM</u> :   <u>Directive de l'UE applicable</u> :  <u>Numéro de l'organisme notifié</u> :  <u>Date de première mise sur le marché dans l'UE</u> :  <u>Fabricant du DM</u> : </div> <div> K50BF99 I  93/42/EEC II.3 TUV 0123  2001  Covidien LLC usa </div>

**2.6 Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, ...) :**



**Caractéristiques :**

- Utilisation sur patient unique
- Bande adhésive pour capteur adulte/nouveau-né (modèle OXI-A/N)
- Lot de 50 bandes adhésives

**2.7 Références Catalogue :**

**REFERENCE :**

**ADH-A/N Bande adhésive pour capteur OXI-A/N nouveau-nés/adultes**

**Conditionnement / emballages**

**UCD** (Unité de Commande) :

**CDT** (Multiple de l'UCD) :

**QML** (Quantité minimale de livraison) :

50	Unités	Blister individuel
2	Unités	
100	Unités	

**Descriptif de la référence :**

**Bande adhésive pour capteurs adultes/nouveau-nés**

**2.8 Composition du dispositif et Accessoires :**

ELEMENTS	MATERIAUX
Bande adhésive	

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :

- ✓ Absence de latex
- ✓ Présence de DEHP

**Dispositifs et accessoires associés à lister.** (en cas de consommables captifs notamment)

**NA**

2.9	<b><u>Domaine - Indications :</u></b> Domaine d'utilisation (selon liste Europharmat) : Indications (selon liste Europharmat) :  Pour toute information complémentaire sur les indications se reporter au fichier pdf « Conditions de conservation, stockage, sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation et informations complémentaires »
-----	--

### 3. Procédé de stérilisation :

	<b><u>DM stérile :</u></b> <b>NON</b> <b><u>Mode de stérilisation du dispositif :</u></b>
--	--

### 4. Conditions de conservation et de stockage

	Conditions normales de conservation & de stockage	NA
	Précautions particulières	NA
	Durée de la validité du produit	
	Présence d'indicateurs de température s'il y a lieu.	Non

### 5. Sécurité d'utilisation

5.1	<b><u>Sécurité technique :</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>RX seulement</li> </ul>
-----	---

### 6. Conseils d'utilisation

6.1	<b><u>Mode d'emploi :</u></b> La bande adhésive NELLCOR pour capteur adulte/nouveau-né, modèle ADH-A/N, s'utilise avec le capteur à oxygène NELLCOR Oxiband, modèle OXI-A/N, ou le capteur à oxygène multisite NELLCOR Dura-Y pour un monitoring en continu, non invasif de la saturation artérielle en oxygène et de la fréquence de pouls.
6.2	<b><u>Indications :</u></b> La bande ADH-A/N permet de placer le capteur à oxygène sur le site du capteur et assure un positionnement correct des composants optiques du capteur. Les instructions relatives à l'application des bandes ADH-A/N sur le capteur sont spécifiques au capteur NELLCOR utilisé → se reporter aux instructions d'utilisation détaillées.
6.3	<b><u>Précautions d'emploi :</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirer la bande du capteur en la tirant avec douceur → si de manière brusque = risque d'endommager le capteur</li> <li>Une mauvaise application de la bande ADH-A/N et du capteur peut entraîner une inexactitude dans les mesures</li> <li>N'utiliser que les bandes adhésives NELLCOR prévues à cet effet sur les capteurs NELLCOR</li> <li>...</li> </ul>
6.4	<b><u>Contre- Indications :</u></b> L'ADH-A/N est contre-indiquée pour des patients présentant des réactions allergiques à la bande adhésive.