



SodiLock + BioBuvard

Boite étanche rigide avec absorbant à plat pour le transport d'échantillons biologiques (tubes de sang).

Les boîtes étanches SodiLock avec absorbants BioBuvard sont conformes à l'instruction d'emballage P650 de la réglementation de transport ADR, dans le cas d'utilisation de tubes ou flacons étanches résistants à 95 kPa.

UN3373

Composition :

- **Matériaux boîte étanche**
 - Polypropylène transparent résistant
 - Joint d'étanchéité en silicone souple
- **Système de fermeture et transport**
 - 4 volets indépendants
 - Poignée bleue solide et rétractable (6,5L, 8L et 10L))
- **Absorbant BioBuvard**
 - Capacité d'absorption 80ml à 580 ml



Caractéristiques :

Référence	Désignation	Dimensions extérieures (L x l x h – en cm)	Capacité d'absorption BioBuvard	Poids	Conditionnement (nombre de pièces par carton)
A05001	SodiLock 1,9 L + Biobuvard	20,5 x 13,4 x 11,8	80 ml	235 g	9
A05048	Sodilock 3,6 L + Biobuvard	24,8 x 18 x 12	175 ml	350 g	3
A05049	Sodilock 6,5 L + Biobuvard	29,5 x 23 x 13,8	580 ml	730 g	4
A05050	Sodilock 8 L + Biobuvard	32 x 23 x 15,5	580 ml	810 g	5
A05052	Sodilock 10 L + Biobuvard	29,5 x 23 x 19,5	580 ml	835 g	4

- **Attestation d'étanchéité (réglementation ADR)**
- **Fiche de préconisations pour le nettoyage**

Sur demande.

Pour découvrir tous les SodiLock scannez le QR Code



Contactez notre commercial

✉ commercial@sodibox.com ☎ +33 (0) 2 98 06 62 20

Retrouvez tous nos produits sur
www.sodibox.com