

## UROSID® leg bag (pour la fixation à la jambe)

Poche pour jambe à trois chambres, stérile ou non stérile

### Informations sur le produit



#### Dispositif médical - Classe I stérile ou Classe I non stérile

Poche à urine à trois chambres avec connecteur, valve anti-retour (NRV) et valve transversale pour collecter l'urine évacuée par les sondes vésicales  
Dos enduit de polaire pour plus de confort  
Le tube peut être raccourci.  
Un connecteur supplémentaire est inclus.  
Pièce de fixation pour sac de nuit incluse

Sangle de maintien pour la fixation à la jambe (3 variantes différentes) vendue séparément.

Elle ne doit pas être utilisée :

- En cas d'hypersensibilité confirmée aux matériaux utilisés.

#### DESCRIPTION PRODUIT

Composition

Poche recueil urine : Chlorure de polyvinyle (PVC)

Tubulure : (PVC)

Valve croisée / Valve à clapet : (PE)

Stérile : Oxyde d'éthylène (ETO)

Durée de conservation: 5 ans

Conditions de stockage : +5°C à +30°C, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière.

A usage unique

Non réutilisable  
Sans latex

### Informations de commande

Référence	PZN - numéro d'enregistrement pharmaceutique	Volume [ml]	Longueur de tubulure [cm]	Caractéristique	Stérilité	Unités par carton [ST]
<b>690735</b>	03061261	500	50	Valve croisée	Stérile (EO):	30
<b>690740</b>	07025960	500	65	Valve croisée	Stérile (EO):	30
<b>690745</b>	07025977	750	65	Valve croisée	Stérile (EO):	30
<b>690760</b>	01178409	500	50	Valve à clapet	Stérile (EO):	30
<b>691755</b>	03071791	750	50	Valve croisée	Stérile (EO):	30
<b>691760</b>	01178390	750	50	Valve à clapet	Stérile (EO):	30
<b>692735</b>	06078492	500	50	Valve croisée	Non stérile	30
<b>692755</b>	06078500	750	50	Valve croisée	Non stérile	30

### RENSEIGNEMENTS SUR LE FABRICANT

CONOD Medical Co., Limited  
No. 11 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park, Guli Town  
215532 Changshu City, Jiangsu Province  
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Dispositif médical de classe I stérile (6907xx and 6917xx) et dispositif médical de classe I non stérile (6927xx), destinés à être utilisé par des professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et précautions indiquées sur l'étiquetage correspondant.



### Sangle pour les sacs pour jambes UROSID®

Sangles de maintien pour fixer les poches UROSID® à la jambe.

Fermeture par bande auto-agrippante (Velcro)

Variantes "Comfort" et "Standard" avec silicone à l'intérieur pour une meilleure adhérence.

Durée de conservation: 5 ans

A usage unique

Non réutilisable

Sans latex, sans DEHP pour 856006 et 856008,

Latex et DEHP pour 856001, 856002 et 856003.

Conditions de stockage

Comfort: +10°C à +45°C, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière.

Standard and Universal: +0°C à +30°C, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière.



Comfort



Standard



Universal

## Informations de commande

Référence	PZN - numéro d'enregistrement pharmaceutique	Nom du produit	Taille	Longueur x largeur (cm) [cm]	Caractéristique	Unités par carton [ST]
856001	03079054	Comfort:	S (petite)	40 x 5	Emballage individuel	100
856002	03079226	Comfort:	M (moyenne)	50 x 5	Emballage individuel	100
856003	03079255	Comfort:	L (large)	60 x 5	Emballage individuel	100
856006	06090949	Universal	Universal	63 x 2,5 63 x 3,5	Emballés par paire	100
856008	06478205	Standard	Universal	53 x 2,5	Emballés par paire	100

## RENSEIGNEMENTS SUR LE FABRICANT

Référence 856001 - 856003  
YASCO ENTERPRISE CORP.  
No.179-52, Da Kang Lang Da Li Village,  
Pu Zi City, Chiayi County, Taiwan  
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Référence 856006 + 856008  
CONOD Medical Co., Limited  
No. 11 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park, Guli Town  
215532 Changshu City, Jiangsu Province  
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Ce produit est un dispositif médical de classe I non stérile, destiné à être utilisé par des professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et précautions indiquées sur l'étiquetage correspondant.

