

# Système de mesure de la diurèse horaire UROSID®

Le système de mesure de la diurèse horaire clos à chambre unique, stérile

## Informations sur le produit



M3



M200

### DISPOSITIF MÉDICAL de classe I stérile avec une fonction de mesure.

Le système de mesure de la diurèse horaire clos à chambre unique, avec une chambre d'égouttage (valve anti-reflux intégrée), une valve croisée, un micro-filtre à revêtement hydrophobe, une ouverture de la poche étanche aux bactéries et aux liquides, un port de prélèvement d'urine sans ou avec aiguille sur le raccord gradué, ainsi qu'un support, une pince pour tubulure et drap de lit.

Il ne doit pas être utilisé:

- En cas d'hypersensibilité confirmée aux matériaux utilisés.

### DESCRIPTION PRODUIT

Composition

Poche: (PVC)

Chambre de mesure :(PVC, PE, ABS)

Valve croisée :(PP, PE, PVC)

Tubulure :(ME)

Poche de ventilation :(PA)

Pince pour tubulure et drap de lit :(ABS)

Support :(PP)

Stérile :Oxyde d'éthylène (ETO)

Durée de conservation: 5 ans

Conditions de stockage : +5°C à +30°C, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière.

A usage unique

Non réutilisable

Sans latex

**Informations de commande**

Référence	Nom du produit	PZN - numéro d'enregistrement pharmaceutique	Volume Poche: [ml]	Volume Mesureur d'urine [ml]	Longueur de tubulure [cm]	Caractéristique	Unités par carton [ST]
<b>690313</b>	M3	01804999	2600	500	150	Avec aiguille	10
<b>690313-L</b>	M3	07265569	2600	500	150	Avec aiguille; chambre compte-gouttes étendue	10
<b>690313-N</b>	M3	01085814	2600	500	150	Sans aiguille	10
<b>690323</b>	M3	00734009	2600	500	120	Avec aiguille	10
<b>690343</b>	M200	08403677	2000	200	120	Avec aiguille	10
<b>690343-N</b>	M200	06800658	2000	200	120	Sans aiguille	10

**RENSEIGNEMENTS SUR LE FABRICANT**

CONOD Medical Co., Limited

No. 11 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park, Guli Town

215532 Changshu City, Jiangsu Province

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Ce produit est un dispositif médical de classe I stérile avec une fonction de mesure, destiné à être utilisé par des professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et précautions indiquées sur l'étiquetage correspondant.



TUV Sud Product Service GmbH

0123