

## FICHE TECHNIQUE

### Cache Sonde de t° cutanée enfant Usage Unique

Ce matériel doit être utilisé par du personnel médical ou paramédical.

#### Références :

Taille Large : MU 06 943

Taille Standard : MU 06 944



#### Dénomination commune :

Cache sonde de t° cutanée enfant à usage unique

#### Descriptif du produit :

Cache sonde à usage unique repositionnable pour fixation, sur la peau du bébé, de la sonde de température cutanée, à utiliser pour les Incubateurs Dräger

Adhérence cutanée atraumatique grâce au gel hypoallergénique.

Repositionnable sur le même patient.

Surface extérieure thermo-réfléchissante permettant une fiabilité de la mesure de température.

#### Conditionnement :

Jeu de 100 unités. Conditionnement non stérile,

#### Dimensions :

##### MU06943 :

Largeur : 3,5 cm

Hauteur : 4,12 cm

##### MU06944 :

Largeur : 2,38 cm

Hauteur : 2,70 cm

#### Classe du DM: I

CE 0123

#### Condition de stockage :

Entreposer dans un endroit frais et sec.

Durée de stockage : indiquée sur l'emballage (2 ans à compter de la date de fabrication).

#### Modalités d'utilisation :

Positionner la pastille sur la sonde cutanée reposant sur peau propre et sèche.

Ce cache sonde peut être repositionné plusieurs fois sur le même patient et ne doit pas être utilisé plus de sept jours (toujours sur un même patient)

Réutilisation, nettoyage, désinfection, stérilisation strictement interdits.

Dans tous les cas, merci de bien vouloir vous référer à la notice d'utilisation de l'appareil et du dispositif

#### Fabricant du DM :

Dräger