

Eau distillée stérile

Utilisée pour les dilutions ou la réalisation de suspensions bactériennes.

➤ Stockage : 2 - 25 °C

➤ Conductivité maximum 10 µS/cm

Référence	Désignation	Cond.	€ HT
693312	Tube 9 ml eau distillée stérile - ClearLine®	100	NC -
693310	Tube 10 ml eau distillée stérile - ClearLine®	100	NC -
693320	Flacon 100 ml eau distillée stérile - ClearLine®	10	NC -
069801	Eau distillée stérile - flacon 500 ml	1	NC -
069802	Eau distillée stérile - flacon 1 litre	550	NC -
069802A	Eau distillée stérile - flacon 1 litre	1	NC -
069805	Eau distillée stérile - Bidon 5 litres	75	NC -
069805A	Eau distillée stérile - Bidon 5 litres	1	NC -

Eau peptonée alcaline

Pour l'enrichissement de Vibrio dans les échantillons alimentaires, l'eau.

➤ Stockage : 2 - 25 °C (milieu déshydraté et milieu prêt à l'emploi)

➤ Incubation : 35 ± 2 °C pendant 24 h

Milieu déshydraté

Référence	Désignation	Cond.	€ HT
777171	Milieu déshydraté eau peptonée alcaline - Condalab	500 g	NC -

Milieux prêts à l'emploi

Référence	Désignation	Cond.	€ HT
693428	Tube 9 ml eau peptonée saline alcaline - ClearLine®	100	NC -
693456	Flacon 225 ml eau peptonée saline alcaline - ClearLine®	6	NC -

Eau peptonée tamponnée

Diluant utilisé pour la préparation des échantillons de produits alimentaires. Notamment il est utilisé comme milieu de pré-enrichissement non sélectif dans la recherche des salmonelles selon la norme 6579, diluant pour le dénombrement des micro-organismes selon la norme 6887, et diluant pour le dénombrement des *Listeria monocytogenes* selon la norme EN ISO 11290-2.

➤ Stockage : 2 - 25 °C (milieu déshydraté et milieu prêt à l'emploi)

➤ Incubation : 37 ± 2 °C pendant 24 h

Milieu déshydraté

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777208	Milieu déshydraté pour eau peptonée tamponnée - Condalab	500 g	NC -

Milieu prêt à l'emploi

Référence	Désignation	Cond.	€ HT
693429	Tube 9 ml eau peptonée tamponnée - ClearLine®	100	NC -
693400	Flacon 90 ml eau peptonée tamponnée - ClearLine®	10	NC -
693321	Flacon 100 ml eau peptonée tamponnée - ClearLine®	10	NC -
693307	Flacon 225 ml eau peptonée tamponnée - ClearLine®	6	NC -
339111	Poche 3 litres eau peptonée tamponnée	3	NC -
339112	Poche 5 litres eau peptonée tamponnée	3	NC -
994511	Poche 5 litres eau peptonée tamponnée - ClearLine®	55	NC -

Milieu en dose pré-dosé - Instabag

➤ Sachet filtre latéral non tissé 190 x 300 mm

➤ Avec sachet pré dosé d'eau peptonée tamponnée à reconstituer dans eau stérile

interscience



VOIR LA SUITE

Page étendue suite à modification

Réf.	instaBAG® EPT (ml)	Dose eau peptonée tamponnée	Poids échantillon à analyser	Volume eau stérile à rajouter	Cond.	€ HT
112042A	90	1,8 g	10 g (± 5 %)	90 mL (± 2 %)	100	NC -
112043A	225	4,50 g	25 g (± 5 %)	225 mL (± 2 %)	100	NC -

Accessoire

➤ Voir détails et photo page 511

Référence	Désignation	€ HT
024034	Support fil inox pour poche de 3 ou 5 l	NC -

Eau peptonée tamponnée avec neutralisant

Diluant utilisé pour la préparation des échantillons de produits alimentaires. Notamment pour le pré-enrichissement et pour la récupération des salmonelles avant enrichissement sélectif et isolation. L'addition de Tween 80 permet une neutralisation et une meilleure homogénéisation de certaines préparations.

➤ Stockage : 2 - 25 °C

➤ Incubation : 37 °C pendant 24 h

Référence	Désignation	Cond.	€ HT
693458	Flacon 225 ml eau peptonée tamponnée avec neutralisant (10 %) - ClearLine®	6	NC -

Eau peptonée tamponnée double concentration

Diluant utilisé pour la préparation des échantillons de produits alimentaires. La double concentration en tampon permet de l'utiliser avec des produits très acides ou alcalins.

➤ Stockage : 2 - 25 °C

➤ Incubation : en fonction du protocole

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
693335	Flacon 225 ml eau peptonée tamponnée double concentration - ClearLine®	6	NC -

Eau peptonée tamponnée + tween 80 (2 g/l)

Pour la récupération de salmonella dans les aliments avec enrichissement sélectif et isolation.

➤ Stockage : 2 - 25 °C

➤ Incubation : 37 °C pendant 24 h

Référence	Désignation	Cond.	€ HT
693334	Eau peptonée tamponnée + Tween 80 (2 g/l) Flacon 225 ml - ClearLine®	6	NC -

Eau peptonée tamponnée + tween 80 (4 g/l)

Pour la récupération de salmonella dans les aliments avec enrichissement sélectif et isolation.

➤ Stockage : 2 - 25 °C

➤ Incubation : 37 °C pendant 24 h

Référence	Désignation	Cond.	€ HT
693459	Flacon 225 ml eau peptonée tamponnée + Tween 80 (4 g/l) - ClearLine®	6	NC -

Eau physiologique (0,85 %) stérile

Diluant isotonique utilisé pour les dilution ou la réalisation de suspensions bactériennes.

➤ Stockage : 2 - 25 °C

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
693462	Tube 2 ml eau physiologique (0,85%) stérile - ClearLine®	6	NC -
693423	Tube 2 ml eau physiologique (0,85%) stérile - ClearLine®	100	NC -
339013	Tube 7 ml serum physiologique (0,85%) stérile	20	NC -
693313	Tube 9 ml eau physiologique (0,85%) stérile - ClearLine®	100	NC -
693311	Tube 10 ml eau physiologique (0,85%) stérile - ClearLine®	100	NC -
693322	Flacon 100 ml eau physiologique (0,85%) stérile - ClearLine®	10	NC -
339134	Flacon 240 ml serum physiologique (0,85%) stérile	6	NC -
339133	Flacon 500 ml serum physiologique (0,85%) stérile	6	NC -

EC (bouillon)

Pour la détection et la numération des coliformes dans l'eau et les aliments selon ISO 11133 / ISO 7251.

➤ Stockage : 2 - 25 °C

➤ Incubation : 44 ± 1 °C pendant 24 ± 2 - 48 ± 2 h

Référence	Désignation	Cond.	€ HT
777240	Milieu déshydraté pour bouillon EC - Condalab	500 g	NC -

EC (bouillon fluorogénique avec MUG)

Pour une détection rapide de *Escherichia coli* dans l'eau, les aliments, le lait.

- **Stockage : 2 - 8°C**
- **Incubation : 37 ± 2°C pendant 24 - 48 heures.**
Lecture sous lumière UV



Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
778428	Milieu déshydraté pour bouillon EC avec MUG - Condalab	500 g	NC -