

# Coussins microbilles



Pour le positionnement du nouveau-né et du nourrisson

## Sécurité et prévention posturale

Les coussins microbilles Carewave protègent le nouveau-né des lésions cutanées grâce à sa **fonction anti-escarre**. Ils limitent le risque de déformations ostéo-articulaires et les rétractations musculaires en positionnant les membres du bébé dans un **axe adapté**. Composés de microbilles en polystyrène, les coussins de positionnement **ultra flexibles** calent le bébé sans le compresser.

## Confort et liberté de mouvement

Les produits Médipréma **diminuent les douleurs et le stress** du nouveau-né, améliorant ainsi son état clinique général. En permettant les mouvements volontaires et en restreignant les réflexes primaires, ils favorisent le **développement moteur**. Les coussins **facilitent** également les **soins quotidiens** du personnel hospitalier et le **contact** avec l'entourage du bébé.



## Deux modèles disponibles:

### Le coussin demi-lune

Le demi-lune permet de placer facilement et rapidement l'enfant dans un axe alignant la tête, la colonne vertébrale et les jambes.

Le risque de bras en chandelier et la position de grenouille écrasée sont écartés. En décubitus latéral, ventral ou dorsal, l'enfant est maintenu en toute sécurité.

### Le coussin flexi-tube

Le Flexi-tube offre une grande liberté d'utilisation en permettant de modeler le coussin selon les cas et besoins médicaux. Il peut également entourer le bébé et ainsi reproduire le cocon maternel.

*Egalement disponible : housse de protection en maille jersey lavable*



Distribués par :



## Coussin flexitube

- Microbilles en polystyrène
- Housse bi-élastique en polyuréthane et polyamide
- Imperméable aux liquides
- Double couture
- Poids maximum supporté : 25 kg
- Entretien par épongeage

## Bénéfices

- Baisse du risque de déformation ostéo-articulaire et de rétraction musculaire
- Grand confort et liberté de mouvement
- Facilité et rapidité d'utilisation
- Résistant au temps et aux utilisations régulières
- Nettoyage et désinfection simples

## Références demi-lunes:

Patient	Référence Demi-lune	Référence housse de protection
Prématuré ≤ 1 kg (99 cm)	3701	3702
Prématuré 1 à 2 kg (124 cm)	3703	3704
Bébé à terme (136 cm)	3705	3706
Grand enfant (174 cm)	3707	3708



## Références flexitubes:

Patient	Référence Flexitube	Référence housse de protection
Petit (140 x 8 cm)	3709	3710
Moyen (170 x 11 cm)	3711	3712
Grand (200 x 15 cm)	3713	3714



Conditionnement à l'unité



Des produits Pharmaouest distribués par :



ZA Node Park Touraine - 470 rue Gilles de Gennes - BP 8 - 37310 TAUXIGNY - FRANCE  
Tél +33 (0)2 47 28 47 87 - Fax +33 (0)2 47 27 35 85 - [www.mediprema.com](http://www.mediprema.com)