

Toutes les
photos (1)

1.01424 ▶ Sigma-Aldrich.

May-Grünwald's eosine-methylene blue solution modified

★★★★★ (0)

for microscopy

Numéro de classement EC: 200-659-6

Documents



FDS



COA/CoQ




Fiche des
caractéristiques

Référence	Conditionnement	Disponibilité	Prix	Quantité	
1014240100	100 ML	✓ Disponible pour expédition le 04 octobre 2022	25,40 €	- +	
1014240500	500 ML	✓ Disponible pour expédition le 04 octobre 2022	42,40 €	- +	
1014241000	1 L	✓ Disponible pour expédition le 04 octobre 2022	67,00 €	- +	
1014242500	2.5 L	✓ Disponible pour expédition le 04 octobre 2022	117,00 €	- +	
1014241022	20 EA	✓ Disponible pour expédition le 04 octobre 2022	759,00 €	- +	
1014249025	25 L	✓ Disponible pour expédition le 04 octobre 2022	1280,00 €	- +	

[Demander une commande en gros](#)


[Ajouter au panier](#)

PRODUITS RECOMMANDÉS



Sigma-Aldrich
1.09204
Giemsa's azur eosin methylene blue solution
for microscopy

[Consulter le prix et la disponibilité](#)



Sigma-Aldrich
1.01352
May-Grünwald's eosin methylene blue
for microscopy

[Consulter le prix et la disponibilité](#)

PROPRIÉTÉS

Pression de vapeur	128 hPa (20 °C)
Niveau de qualité	400
Forme	liquid
Température d'inflammation spontanée	420 °C
Expl. lim.	5.5-44 % (v/v) Methanol)

IVD	for <i>in vitro</i> diagnostic use
-----	------------------------------------

Point de bulle	65 °C/1013 hPa
----------------	----------------

Temp. de transition	flash point 12 °C
---------------------	-------------------

Densité	0.79 g/cm ³ at 20 °C
---------	---------------------------------

application(s)	clinical testing diagnostic assay manufacturing hematology histology
----------------	---

Temp. de stockage	15-25°C
-------------------	---------

Catégories apparentées

Hematology Stains

DESCRIPTION

Description générale

The staining method according to May-Grünwald is one of the standard techniques in hematological diagnostic procedures. Like Wright's eosin methylene blue solution and Leishman's eosin methylene blue solution, this ready-to-use solution is used for staining of blood and bone marrow smears and clinical cytological specimens. The 500 ml bottle provides ca. 1500 stainings. The May-Grünwald's eosin methylene blue solution is an IVD / CE registered / certified product and the 500 ml bottle is sufficient for staining up to 1600 slides in Hellendahl cells. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.

Remarque sur l'analyse

Suitability for microscopy (Blood smear): passes test

Erythrocytes: pink to brownish

Nuclei: violet

Eosinophilic granules: red-brown

Neutrophilic granules: light violet

Lymphocyte cytoplasm: blue

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Pictograms



GHS02,GHS06,GHS08

Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

H225 - H301 + H311 + H331 -
H370

Conseils de prudence

P210 - P233 - P280 - P301 +
P310 - P303 + P361 + P353 -
P304 + P340 + P311

Classification des risques

Acute Tox. 3 Dermal - Acute

Tox. 3 Inhalation - Acute Tox.

3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE

1

Code de la classe de stockage

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 2

Flash Point(F)

53.6 °F

Point d'éclair C

12 °C

LISTES RÉGLEMENTAIRES

Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.

Liste des restrictions (Annexe XXII du Règlement REACH de l'UE)

CAS No. **67-56-1**

DOCUMENTATION

Certificat d'analyse

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'analyse (COA).

Référence

e.g. T1503

Numéro de lot

e.g. 023J5431

Comment saisir un numéro de lot (COA)

Rechercher

Certificat de qualité

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat de qualité (CoQ).

Référence

e.g. T1503

Numéro de lot


e.g. 023J5431

Comment saisir un numéro de lot (CoQ)**Rechercher**

LES CLIENTS ONT ÉGALEMENT CONSULTÉ



Sigma-Aldrich

205435**May-Grünwald Stain**[Consulter le prix et la disponibilité](#)

Sigma-Aldrich

1.11374**Buffer tablets pH 6.8**

for preparing buffer solution acc. to WEISE for the staining of blood smears

[Consulter le prix et la disponibilité](#)

PROTOCOLES ET ARTICLES SCIENTIFIQUES

Contenu apparenté

Hematology

Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.

Hématologie

Apprenez-en davantage sur l'étude clinique du sang, des organes hématopoïétiques et des maladies du sang, y compris sur le traitement et la

prévention, ainsi que sur les colorants employés dans les analyses hématologiques.

PRODUITS CONSULTÉS RÉCEMMENT




Sigma-Aldrich

1.01384

Brilliant cresyl blue solution

for the staining of reticulocytes for microscopy

[Consulter le prix et la disponibilité](#)



Sigma-Aldrich

1.01383

Wright's eosin methylene blue solution

for microscopy

[Consulter le prix et la disponibilité](#)

Évaluations



[Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit](#)

Questions

[Soyez le premier à poser une question](#)

SERVICE TECHNIQUE

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

[Contacter notre Service technique](#)

Le contenu de cette page vous a-t-il été utile ?*



Que pouvons-nous faire pour améliorer cette page spécifique de notre site Internet ?

Envoyer

