

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.

[GET YOURS HERE](#)

Toutes les
photos (1)

1.13741 ▶ **Sigma-Aldrich**

Lactophenol blue solution

★★★★★ (0)

for staining fungi

Référence	Conditionnement	Disponibilité	Prix	Quantité
1137410100	100 ML	✓ Disponible pour expédition le 05 octobre 2022	42,20 €	- + ⓘ

Documents



FDS



COA/CoQ

Fiche des
caractéristiques

Plus de
documents »

[Demander une commande en gros](#)[Ajouter au panier](#)

PRODUITS RECOMMANDÉS

Sigma-Aldrich

S470597

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



Consulter le prix et la disponibilité



Consulter le prix et la disponibilité

PROPRIÉTÉS

Niveau de qualité	400
Forme	liquid
IVD	for <i>in vitro</i> diagnostic use
pH	2.3 (20 °C in H ₂ O)
Densité	1.16 g/cm ³ at 20 °C
application(s)	clinical testing diagnostic assay manufacturing hematology histology
Temp. de stockage	15-25°C

Catégories apparentées

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.

[GET YOURS HERE](#)

DESCRIPTION

Description générale

Lactophenol blue solution - for staining fungi is a ready-to-use staining solution for fungi staining in bacteriology with samples of human origin. The material is stained in one step with Lactophenol blue solution. Fungi appear blue. This ready-to-use solution is especially for air-dried, heat-fixed smears of bacteriological material, e.g. sputum, FNAB, lavages, imprints, body fluids, puss, and exudates, liquid and solid cultures. The staining solution is sufficient for up to 100 preparations per bottle. It is developed and registered as CE / IVD product for applications in diagnostics. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.

Remarque sur l'analyse

Suitability for microscopy: passes test

Yeasts / Moulds: blue

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Pictograms



GHS05, GHS07, GHS08

Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

H302 + H332 - H314 - H341 -
H373 - H412

Conseils de prudence

P273 - P280 - P301 + P312 -
P303 + P361 + P353 - P304 +
P340 + P310 - P305 + P351 +
P338

Classification des risques

Code de la classe de

WGK

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



Muta. 2 - SKIN CORR. 1B - STOT - Hazardous materials
RE 2

DOCUMENTATION

Certificat d'analyse

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'analyse (COA).

Référence

e.g. T1503

Numéro de lot

e.g. 023J5431

Comment saisir un numéro de lot (COA)

Rechercher

Certificat de qualité

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat de qualité (CoQ).

Référence

e.g. T1503

Numéro de lot

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.

[GET YOURS HERE](#)[Rechercher](#)**Manuel D'utilisation**

113741 Lactophenol blue solution - for staining fungi
FDS

PROTOCOLES ET ARTICLES SCIENTIFIQUES**Contenu apparenté****Bacteriology**

An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.


Bactériologie

Un aperçu de la science et de la pratique de la bactériologie en diagnostic clinique. Apprenez-en davantage sur l'application des colorants standards et spéciaux pour l'analyse au microscope.

PRODUITS CONSULTÉS RÉCEMMENT

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.

[GET YOURS HERE](#)[Consulter le prix et la disponibilité](#)[Consulter le prix et la disponibilité](#)

Évaluations

[Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit](#)

Questions

[Soyez le premier à poser une question](#)

SERVICE TECHNIQUE

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

[Contacter notre Service technique](#)

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



Que pouvons-nous faire pour améliorer cette page spécifique de notre site Internet ?

Envoyer

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.

[Conditions d'utilisation du site](#) | [Politique de confidentialité](#) | [Conditions générales de vente](#) | [Consentement relatif au copyright](#) | [Paramètres des cookies](#)