



PHILIPS

AF531

Masque naso-buccal

Respirez facilement

Masque naso-buccal Philips AF531 conçu pour un usage multiple par un seul patient

Convient parfaitement aux patients suivant un traitement* longue durée par ventilation non invasive (VNI). Compatible avec différents modes de VNI.

Caractéristiques principales

- Disponible en moyenne et grande tailles pour des patients de poids > 30 kg.
- Disponible en petite taille pour les enfants à partir de 7 ans de poids > 20 kg.
- Facile à retirer et à remettre en place grâce au harnais CapStrap.
- Équipé de coudes de raccordement à clipser et d'un port de nébulisation.
- Le harnais repose sur le dessus de la tête et permet d'éviter tout contact avec la peau délicate du dessus de l'oreille.
- L'étui CleanClip permet de ranger le masque lorsqu'il n'est pas utilisé.
- S'utilise avec le harnais CapStrap ou le harnais à quatre points.

* La durée de vie utile du masque naso-buccal AF531 sans alterner avec d'autres masques est d'une semaine. Dans le cas d'un traitement de longue durée par VNI, remplacer et jeter le masque tous les 7 jours, ou avant, selon les besoins.

Références de commande



AF531 avec harnais CapStrap
et coude de raccordement code fuite 1



AF531 avec harnais CapStrap
et coude standard



AF531 avec harnais CapStrap
et coude de raccordement code fuite 2

Masque Philips AF531 avec harnais CapStrap, pour usage multiple par un seul patient

Description	Quantité	Référence de produit	Référence de pièce
AF531 avec coude de raccordement code fuite 1, harnais CapStrap, petit	10	1072627	989805628731
AF531 avec coude de raccordement code fuite 1, harnais CapStrap, moyen	10	1072628	989805628741
AF531 avec coude de raccordement code fuite 1, harnais CapStrap, grand	10	1072629	989805628751
AF531 avec coude de raccordement code fuite 2, harnais CapStrap, petit	10	1100390	989805645621
AF531 avec coude de raccordement code fuite 2, harnais CapStrap, moyen	10	1100391	989805645631
AF531 avec coude de raccordement code fuite 2, harnais CapStrap, grand	10	1100392	989805645641
AF531 avec coude standard, harnais CapStrap, petit	10	1072630	989805628761
AF531 avec coude standard, harnais CapStrap, moyen	10	1072631	989805628771
AF531 avec coude standard, harnais CapStrap, grand	10	1072632	989805628781

Masque Philips AF531 avec harnais à quatre points, conçu pour un usage multiple par un seul patient

Description	Quantité	Référence de produit	Référence de pièce
AF531 avec coude de raccordement code fuite 1, harnais à quatre points, petit	10	1072621	989805628671
AF531 avec coude de raccordement code fuite 1, harnais à quatre points, moyen	10	1072622	989805628681
AF531 avec coude de raccordement code fuite 1, harnais à quatre points, grand	10	1072623	989805628691
AF531 avec coude de raccordement code fuite 2, harnais à quatre points, petit	10	1100393	989805645651
AF531 avec coude de raccordement code fuite 2, harnais à quatre points, moyen	10	1100394	989805645661
AF531 avec coude de raccordement code fuite 2, harnais à quatre points, grand	10	1100395	989805645671
AF531 avec coude standard, harnais à quatre points, petit	10	1072624	989805628701
AF531 avec coude standard, harnais à quatre points, moyen	10	1072625	989805628711
AF531 avec coude standard, harnais à quatre points, grand	10	1072626	989805628721

L'ensemble des produits n'est pas commercialisé dans tous les pays.

Références de commande (suite)



Le coude de raccordement code fuite 1 à clipser est équipé d'une valve anti-asphyxie spécifique pour les dispositifs de ventilation non invasive (à utiliser avec des circuits monobranches)



Le coude de raccordement code fuite 2 à clipser est équipé d'une valve anti-asphyxie spécifique pour les dispositifs de ventilation non invasive et de fuites intentionnelles additionnelles



Le coude standard à clipser s'utilise avec un circuit double branche sur des ventilateurs équipés d'une valve de sécurité intégrée



Le coude spécial fibroscopie à clipser est compatible avec les masques Philips Respironics équipés d'un coude à clipser de 22 mm

Philips AF531 accessoires et pièces de rechange

Coudes	Quantité	Référence de produit	Référence de pièce
Coude de raccordement code fuite 1 avec port NIVO	5	1120967	989805654171
Coude de raccordement code fuite 2 avec port NIVO	5	1120968	989805654181
Coude standard avec port NIVO	5	1120969	989805654191
Coude spécial fibroscopie	5	1120984	989805654301
Harnais	Quantité	Référence de produit	Référence de pièce
Harnais CapStrap avec clips de fixation	1	1072654	989805628871
Harnais à quatre points avec clips de fixation, petit	1	1072655	989805628891
Harnais à quatre points avec clips de fixation, grand	1	1072656	989805628881
Harnais à quatre points avec clips de fixation, très grand	5	1083188	989805634751
Clips de fixation et supports	Quantité	Référence de produit	Référence de pièce
Clips de fixation de harnais pour masques RP-PMax et AF531	2	1060913	989805649921
Ensemble support CleanClip*	1	1076430	989805627181
Vis à ailettes pour support CleanClip*	1	1076197	989805629911

*Compatible avec les modèles de masques AF541, AF531 et les masques pédiatriques PerforMax. L'ensemble des produits n'est pas commercialisé dans tous les pays.

Les masques AF541, AF531, AF811, PerformaTrak et PerforMax sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips, dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV SUD CE0123. Ils sont destinés à administrer une ventilation non invasive, en milieu hospitalier/médicalisé. Les actes effectués avec ces masques sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation pour une utilisation en toute sécurité.