



Toutes les
photos (3)

60038BC  Millipore®

VIP® Gold *Salmonella*

★★★★★ (0)

BioControl, Lateral flow test for detection of *Salmonella* in food and environmental samples

Référence	Conditionnement	Disponibilité	Prix	Quantité
60038-40	40 TESTS	 Date d'expédition estimée le 13 octobre 2022	296,00 €	- + 

Documents



FDS



COO/COA

[Demander une commande en gros](#)

[Ajouter au panier](#)

PRODUITS RECOMMANDÉS



Millipore

1.04140

Singlepath® *Salmonella*

input: food(s), Lateral flow assay, for *Salmonella* detection



Millipore

32043BC

VIP® Gold *Salmonella* Positive Control

Consulter le prix et la disponibilité

Consulter le prix et la disponibilité

PROPRIÉTÉS

Agency	AOAC® (OMA) AOAC® (PTM)
Forme	liquid
Durée de conservation	3-9 mo.
Conditionnement	pkg of 40
manufacturer/tradename	BioControl Systems 60038-40 VIP®
Conditions de stockage	dry at room temperature
technique(s)	lateral flow assay: suitable microbe id immunological: suitable
input	food(s)
application(s)	environmental food and beverages pathogen testing
Temp. de stockage	room temp

Adéquation

Salmonella spp.

Catégories apparentées

[Pathogen Screening Kits, Instruments & Disposables](#)

DESCRIPTION

Description générale

VIP Gold for *Salmonella* is a single-step visual immunoassay for the detection of motile and non-motile *Salmonella* species in select food and environmental samples. Each device contains a proprietary reagent system, which forms a visually apparent antigen-antibodychromogen complex if *Salmonella* is present. The test is intended for use by laboratory personnel with appropriate microbiology training.

Application

- AOAC Official Method of Analysis 999.09
- AOAC Performance Tested Method 031801

Caractéristiques et avantages

- Fast Results: Next day results for processed foods; raw and highly contaminated foods require an additional overnight incubation.
- Improved Lab Efficiency: VIP Gold offers an innovative multi-test format with break-away devices designed for maximum flexibility to accommodate a wide range of testing volumes.

- **Advanced Technology:** The cutting edge particle technology allows for faster sample flow, producing a clean background, clear lines and easy to read positive/negative results without the need for a reader.

Composants

- One foil pouch of 40 tests
- Extraction reagents

Compatibilité

BioControl VIP Gold

Méthode d'analyse

Visual Immunoprecipitate

Informations légales

AOAC is a registered trademark of AOAC International

VIP is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.

Composants de kit seuls

Réf. du produit	Description
-----------------	-------------

Adhesive Coated Clear Polyester Backing 0.005"

Absorbent Blotter Sheet

VIP® Prefilter Sample Pad, Cut

VIP® *Salmonella* Gold Colloid Label Pad

VIP® *Salmonella* Gold Reaction Membrane

Desiccant, 14g

PRODUITS APPARENTÉS

Nécessaire, Mais Non Fourni

103686BC

mEHEC® Broth, Dehydrated culture medium for selective enrichment of pathogenic bacteria in selected foods

[View Pricing](#)

Produit Apparenté

10107BC

1-2 Test®

[View Pricing](#)

1.04140

Singlepath® *Salmonella*, input: food(s), Lateral flow assay, for *Salmonella* detection

[View Pricing](#)

Souvent Commandé Avec Ce Produit

32043BC

VIP® Gold Salmonella Positive Control

[View Pricing](#)

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Pictograms



GHS07

Mention d'avertissement

Warning

Mentions de danger

H315 - H319 - H335 - H412

Conseils de prudence

P261 - P264 - P271 - P273 -
P302 + P352 - P305 + P351 +
P338

Classification des risques

Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit.
2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

Organes cibles

Respiratory system

Code de la classe de
stockage

10 - Combustible liquids

WGK

WGK 3

DOCUMENTATION

Certificat d'analyse

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'analyse (COA).

Numéro de lot

e.g. 023J5431

Comment saisir un numéro de lot (COA)

Rechercher

Certificat d'origine

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'origine (COO).

Numéro de lot

e.g. 023J5431

Comment saisir un numéro de lot (COO)

Rechercher

LES CLIENTS ONT ÉGALEMENT CONSULTÉ



Millipore

63003BC

FLASH® Allergen-Indicator Protein Test

BioControl, Rapid Protein Detection for HACCP Management



Millipore

1.04141

Singlepath® *E. coli*

suitable for lateral flow assay, for *Escherichia coli*; input: food(s)

[Consulter le prix et la disponibilité](#)[Consulter le prix et la disponibilité](#)

PRODUITS CONSULTÉS RÉCEMMENT



Millipore

60036BC**VIP® Gold EHEC**BioControl, Lateral flow test for detection of *E. coli* O157:H7 in food and environmental samples[Consulter le prix et la disponibilité](#)

Millipore

59886**Anaerobe Indicator Test Strips**

suitable for microbiology

[Consulter le prix et la disponibilité](#)

Évaluations

[Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit](#)

Questions

[Soyez le premier à poser une question](#)

SERVICE TECHNIQUE

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

[Contacter notre Service technique](#)

Le contenu de cette page vous a-t-il été utile ? *



Que pouvons-nous faire pour améliorer cette page spécifique de notre site Internet ?

Envoyer

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.

[Conditions d'utilisation du site](#) | [Politique de confidentialité](#) | [Conditions générales de vente](#) | [Consentement relatif au copyright](#) | [Paramètres des cookies](#)

