[Toutes les photos \(1\)](#)**Documents**[↓ FDS](#)[🔍 COA/CoQ](#)**71104-M** **Sigma-Aldrich®**

Sf9 Insect Cells - Novagen

★★★★☆ 3.0 (1)

Serum-free, adapted Sf9 cells

Synonyme(s):

InsectDirect® System- Sf9 Cells

Référence	Conditionnement	Disponibilité	Prix	Quantité
71104-3	3 VIAL	 Date d'expédition estimée le 12 octobre 2022	183,00 €	- + 

[Demander une commande en gros](#)[Ajouter au panier](#)

PRODUITS RECOMMANDÉS



Sf9 Cell Line from *Spodoptera frugiperda* pupal ovarian tissue
89070101

SAFC

14380C**EX-CELL® CD Insect Cell Medium**



Operated by Public Health England

[Consulter le prix et la disponibilité](#)[Consulter le prix et la disponibilité](#)

PROPRIÉTÉS

Niveau de qualité	100
manufacturer/tradename	Novagen®
Conditions de stockage	OK to freeze
Temp. de stockage	-140 to -196°C

DESCRIPTION

Description générale

Sf9 Insect Cells are provided as frozen stocks of *Spodoptera frugiperda* Sf9 cells for establishment of cultures suitable for any application. These cells plus BacVector Insect Cell Medium are recommended for cotransfection of transfer plasmids with BacVector Triple Cut Virus DNA or BacMagicDNA for the construction of baculovirus recombinants and for transfection of pIEx and pBiEx vector constructs of the InsectDirect System. After recovery, they can be grown as semi-adherent cultures in tissue culture flasks or in suspension as shaker cultures. Cells are shipped on dry ice. Upon receipt, the vials should be removed from their container and either recovered immediately, or placed at -70°C and used within two weeks. For longer-term storage, place in liquid nitrogen.

This product contains genetically modified organisms (GMO). Within the EU GMOs are regulated by Directives 2001/18/EC and 2009/41/EC of the European Parliament and of the Council and their national implementation in the member States respectively. This legislation obliges us to request certain information about you and the establishment where the GMOs are being handled. Click [here](#) for Enduser Declaration (EUD) Form.

Composants

- : 3 vials: Sf9 Insect Cells (frozen at 1×10^7 cells/ml)

Avertissement

Toxicity: Irritant (B)

Informations légales

INSECTDIRECT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

**Code de la classe de
stockage**

10 - Combustible liquids

WGK

WGK 2

DOCUMENTATION

Certificat d'analyse

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'analyse (COA).

Numéro de lot

e.g. 023J5431

Comment saisir un numéro de lot (COA)

Rechercher

Certificat de qualité

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat de qualité (CoQ).

Référence

e.g. T1503


Numéro de lot

e.g. 023J5431

Comment saisir un numéro de lot (CoQ)

Rechercher


LES CLIENTS ONT ÉGALEMENT CONSULTÉ



Sigma-Aldrich

T1032**TNM-FH insect medium**

With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for insect cell culture

[Consulter le prix et la disponibilité](#)


Sigma-Aldrich

I7267**Insect Medium Supplement (10×)**

liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for insect cell culture

[Consulter le prix et la disponibilité](#)


PRODUITS CONSULTÉS RÉCEMMENT



Sigma-Aldrich

71086**KOD Hot Start DNA Polymerase**

High fidelity DNA polymerase designed for accurate PCR amplification of long strand and GC- rich DNA template...

[Consulter le prix et la disponibilité](#)

Sigma-Aldrich

710806**18-Hydroxycorticosterone**

97% (CP)

[Consulter le prix et la disponibilité](#)

Évaluations

[Rédiger une évaluation](#)

Description sommaire de la notation

Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.

5 ★ 0

4 ★ 0

3 ★ 1

2 ★ 0

1 ★ 0

Notes moyennes des clients

Générale ★★☆☆☆ 3.0

BTCTRL lab

Montreal, CA

Avis 2

Votes 0

★★★☆☆ · il y a 19 jours

LIMITED USE

These cells only work with BacVector medium which is not available at the moment. All other medium kills the cells so it restricts when they can be used. Other than that they work well and comes in a pack of 3 which is nice.

[Traduire avec Google](#)

Recommande ce produit ☒ Oui

Utile? [Oui · 0](#) [Non · 0](#) [Signaler](#)

RÉPONSE DE SIGMA-ALDRICH CORPORATION :

Technical Support · il y a 2 jours

Thank you for taking the time to leave a review! We would like to learn more about your experience to see if there is anything we can do to help troubleshoot this issue. When you have a moment, please contact us by visiting <https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support> and submit a Product Technical Inquiries ticket. We look forward to hearing from you soon!

★★★★☆ 3.0 | 1 avis

Rechercher des questions et des réponses



1
avis

0
questions

0
réponses

Questions

Soyez le premier à poser une question

SERVICE TECHNIQUE

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contactez notre Service technique

Le contenu de cette page vous a-t-il été utile ?*



Que pouvons-nous faire pour améliorer cette page spécifique de notre site Internet ?

Envoyer

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.

[Conditions d'utilisation du site](#) | [Politique de confidentialité](#) | [Conditions générales de vente](#) | [Consentement relatif au copyright](#) | [Paramètres des cookies](#)