


Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.

[GET YOURS HERE](#)

Toutes les
photos (1)

N6760 ▶ **Sigma-Aldrich**

Nutrient Mixture F-12 Ham

★★★★★ (0)

With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture

Synonyme(s):
Ham's F-12

Documents**FDS****COO/COA****Fiche des
caractéristiques**

Plus de
documents



Numéro MDL:

MFCD00217417

NACRES:

NA.75

Référence	Conditionnement	Disponibilité	Prix	Quantité	
N6760-10L	10 L	✓ Date d'expédition estimée le 24 novembre 2022	51,80 €	- +	
N6760-10X1L	10 X 1 L	✓ Date d'expédition estimée le 21 octobre 2022	51,80 €	- +	
N6760-50L	50 L	✓ Date d'expédition estimée le 24 novembre 2022	168,00 €	- +	


[Demander une commande en gros](#)[Ajouter au panier](#)

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE




Sigma-Aldrich

N6658

Nutrient Mixture F-12 Ham

With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture

Consulter le prix et la disponibilité



SAFC

51651C

Ham's Nutrient Mixture F12

liquid

Consulter le prix et la disponibilité



PROPRIÉTÉS

Stérilité	sterile
Forme	powder
technique(s)	cell culture mammalian: suitable
Composants	NaHCO ₃ : no HEPES: no sodium pyruvate: 0.11 g/L phenol red: yes L-glutamine: yes
Expédié(e)s dans	ambient

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.

[GET YOURS HERE](#)**Catégories apparentées**[Biological Buffers](#)[Classical Media & Buffers](#)

DESCRIPTION**Application**

Developed for growth of primary rat hepatocytes and rat prostate epithelial cells. Also used in a clonal toxicity assay using CHO cells.

Quantité

Formulated to contain 10.6 grams of powder per liter of medium.

Reconstitution

Supplement with 1.176 g/L sodium bicarbonate.

PRODUITS APPARENTÉS**Supplément**

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.

[GET YOURS HERE](#)[View Pricing](#)**F2442**

Fetal Bovine Serum, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma

[View Pricing](#)

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Pictograms**GHS07****Mention d'avertissement**

Warning

Mentions de danger**H317****Conseils de prudence****P261 - P272 - P280 - P302 +
P352 - P333 + P313 - P362 +
P364****Classification des risques**

Skin Sens. 1

**Code de la classe de
stockage**

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 1

**Équipement de protection
individuelle**Eyeshields, Gloves, type N95
(US)

DOCUMENTATION

Certificat d'analyse

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'analyse (COA).

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



Rechercher

Certificat d'origine

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'origine (COO).

Numéro de lot

e.g. 023J5431

Comment saisir un numéro de lot (COO)

Rechercher

Fiche D'informations Produit

[Product Information Sheet - N6760](#)

Formulation

[Nutrient Mixtures \(Ham\)](#)

[FDS](#)

LES CLIENTS ONT ÉGALEMENT CONSULTÉ

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



powder, with 3151 mg/L dextrose, with 2.5 mM L-glutamine, with 55 mg/L sodium pyruvate, without...



lysine, L-methionine, CaCl₂, MgCl₂, MgSO₄, sodium...



[Consulter le prix et la disponibilité](#)

[Consulter le prix et la disponibilité](#)

ARTICLES REVUS PAR DES PAIRS

Calcium potentiates the effect of estradiol on PGF2 α production in the bovine endometrium.

Claudia Maria Bertan Membrive et al.

Journal of animal science and biotechnology, 5(1), 25-25 (2014-05-30)

Estradiol (E2) is required for luteolysis in cows and its injection stimulates prostaglandin F2 α (PGF2 α) release. The main goal of our study was to investigate the ability of endometrial explants and cells treated with E2 and the calcium ionophore (CI)

Functional Nanocarriers for Delivering Itraconazole Against Fungal Intracellular Infections.

Susana P Mejía et al.

Frontiers in pharmacology, 12, 685391-685391 (2021-07-16)

Infectious diseases caused by intracellular microorganisms represent a significant challenge in medical care due to interactions among drugs during coinfections and the development of resistance in microorganisms, limiting existing therapies. This work reports on itraconazole (ITZ) encapsulated into functional polymeric

Radioimmunotherapy of Blastomycosis in a Mouse Model With a (1 $\rightarrow$ 3)- β -Glucans Targeting Antibody.

Muath Helal et al.

Frontiers in microbiology, 11, 147-147 (2020-03-03)

Invasive fungal infections (IFI) cause devastating morbidity and mortality, with the number of IFIs more than tripling since 1979. Our laboratories were the first to demonstrate that radiolabeled microorganism-specific monoclonal antibodies are highly effective for treatment of experimental fungal, bacterial

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



Ram Gopal et al.

The Journal of urology, 191(6), 1889-1898 (2014-01-21)

We evaluated the status of autophagy in different grades of urothelial carcinoma and explored autophagy modulators as a potential adjunctive therapeutic agent for urothelial carcinoma. The study was performed in tumor tissue from patients with low and high grade urothelial

Radiation-induced H3K9 methylation on E-cadherin promoter mediated by ROS/Snail axis : Role of G9a signaling during lung epithelial-mesenchymal transition.

SunilGowda Sunnaghatta Nagaraja et al.

Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 70, 105037-105037 (2020-11-06)

Lung cancer patients who have undergone radiotherapy developed severe complications such as pneumonitis and fibrosis. Upon irradiation, epithelial cells acquire mesenchymal phenotype via a process called epithelial to mesenchymal transition (EMT), which plays a vital role in organ fibrosis. Several

[Afficher tous les articles scientifiques apparentés](#)

PROTOCOLES ET ARTICLES SCIENTIFIQUES

Protocoles

Powdered Media Preparation Instructions

Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.


PRODUITS CONSULTÉS RÉCEMMENT

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



~98%, pkg of 0.2 mg (per vial)



filtered, suitable for cell culture



[Consulter le prix et la disponibilité](#)

[Consulter le prix et la disponibilité](#)

Évaluations



[Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit](#)

Questions

[Soyez le premier à poser une question](#)

SERVICE TECHNIQUE

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

[Contacter notre Service technique](#)

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



Que pouvons-nous faire pour améliorer cette page spécifique de notre site Internet ?

Envoyer

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.

[Conditions d'utilisation du site](#) | [Politique de confidentialité](#) | [Conditions générales de vente](#) | [Consentement relatif au copyright](#) | [Paramètres des cookies](#)