


Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.

[GET YOURS HERE](#)

Toutes les
photos (1)

P3619 ▶ **Sigma-Aldrich.**

Phosphate Buffer Solution

★★★★★ (0)

1.0 M, pH 7.4 (25 °C)

eCl@ss:

32129211

NACRES:

NA.25

Documents**FDS****COO/COA****Fiche des
caractéristiques**

Référence

Conditionnement

Disponibilité

Prix

Quantité

P3619-1GA

1 GAL



Date d'expédition estimée le 17 octobre 2022

97,30 €

- +

[Demander une commande en gros](#)[Ajouter au panier](#)

PRODUITS RECOMMANDÉS



Sigma-Aldrich
P5244



Millipore
17202

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



Consulter le prix et la disponibilité

Consulter le prix et la disponibilité

PROPRIÉTÉS

Forme	liquid
Niveau de qualité	200
Concentration	1.0 M
pH	7.4 (25 °C)
application(s)	diagnostic assay manufacturing
Temp. de stockage	2-8°C

Catégories apparentées

Biological Buffers

DESCRIPTION

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE

- to study sperm motility in different culture media
- for protein extraction
- as a reagent in blocking buffer for immunolabeling

PRODUITS APPARENTÉS

Produit Apparenté

08168

Timestrip Plus™ 8 °C

[View Pricing](#)

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Code de la classe de
stockage

12 - Non Combustible Liquids

WGK
WGK 1

Flash Point(F)
Not applicable

Point d'éclair C
Not applicable

Équipement de protection

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.

[GET YOURS HERE](#)

respirator cartridge (US)

DOCUMENTATION

Certificat d'analyse

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'analyse (COA).

Numéro de lot

e.g. 023J5431

Comment saisir un numéro de lot (COA)

Rechercher

Certificat d'origine

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'origine (COO).

Numéro de lot

e.g. 023J5431

Comment saisir un numéro de lot (COO)

Rechercher

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE




P5368

Phosphate buffered saline

BioPerformance Certified, pH 7.4

[Consulter le prix et la disponibilité](#)



P5493

Phosphate buffered saline

10× concentrate, BioPerformance Certified, suitable for cell culture

[Consulter le prix et la disponibilité](#)



ARTICLES REVUS PAR DES PAIRS

Characterization and cryopreservation of Amur leopard cats (*Prionailurus bengalensis euptilurus*) semen collected by urethral catheterization

Jeong DH, et al.

Theriogenology, 119, 91-95 (2018)

Characterization and cryopreservation of Amur leopard cats (*Prionailurus bengalensis euptilurus*) semen collected by urethral catheterization.

Dong-Hyuk Jeong et al.

Theriogenology, 119, 91-95 (2018-07-10)

The Amur leopard cat (*Prionailurus bengalensis euptilurus*) is a globally endangered species, and there is thus an urgent need to increase its population. The objectives of this study were to: (1) confirm the utility of urethral catheterization (UC) for semen

Immunogold Electron Microscopy of the Autophagosome Marker LC3

Mattosio D, et al.

PLoS Pathogens (2017)

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



Cannabinoid type 1 (CB1) receptor is involved in whole-body and cellular energy metabolism. We asked whether CB1 receptor stimulation was able to decrease mitochondrial biogenesis in different metabolically active tissues of obese high-fat diet (HFD)-fed mice. The effects of selective

Increased intracellular survival of *Salmonella* Typhimurium ST313 in HIV-1-infected primary human macrophages is not associated with *Salmonella* hijacking the HIV compartment.


G Lê-Bury et al.

Biology of the cell, 112(3), 92-101 (2020-01-11)

Non-typhoidal *Salmonella* (NTS) causes a severe invasive syndrome (iNTS disease) described in HIV-positive adults. The impact of HIV-1 on *Salmonella* pathogenesis and the molecular basis for the differences between these bacteria and classical diarrhoeal *S. Typhimurium* remains unclear. Here, we

[Afficher tous les articles scientifiques apparentés](#)

PRODUITS CONSULTÉS RÉCEMMENT



Sigma-Aldrich

P3563

Phosphate Buffered Saline with 0.05% TWEEN® 20, pH 7.4

[Consulter le prix et la disponibilité](#)



Sigma-Aldrich

P3558

Paraplast®

for tissue embedding

[Consulter le prix et la disponibilité](#)

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit

Questions

Soyez le premier à poser une question

SERVICE TECHNIQUE

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contactez notre Service technique

© 2022 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.

[Conditions d'utilisation du site](#) | [Politique de confidentialité](#) | [Conditions générales de vente](#) | [Consentement relatif au copyright](#) | [Paramètres des cookies](#)

