


Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.

[GET YOURS HERE](#)

Toutes les
photos (1)

P5244 ▶ **Sigma-Aldrich.**

Phosphate buffer solution

★★★★★ (0)

0.1 M

eCl@ss:

32129211

NACRES:

NA.25

Documents**FDS****COO/COA****Fiche des
caractéristiques**

Référence

Conditionnement

Disponibilité

Prix

Quantité

P5244-100ML

100 ML

Disponible pour expédition le 10
octobre 2022[Détails...](#)

93,90 €

-

+

[Demander une commande en gros](#)[Ajouter au panier](#)

PRODUITS RECOMMANDÉS



Sigma-Aldrich
P3619



Supelco
76847

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



Consulter le prix et la disponibilité

Consulter le prix et la disponibilité

PROPRIÉTÉS

Stérilité	autoclaved
Niveau de qualité	200
Forme	liquid
Ne contient pas	preservatives
Concentration	0.1 M
pH	7.5 (25 °C)
application(s)	diagnostic assay manufacturing
Temp. de stockage	2-8°C

Catégories apparentées

Biological Buffers

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.

[GET YOURS HERE](#)**Application**

Phosphate buffer solution has been used:

- in the inhibition assay of α -glucosidase activity
- for measuring calcium deposition
- in trypsin grafting

PRODUITS APPARENTÉS

Produit Apparenté**08168**

Timestrip Plus™ 8 °C

[View Pricing](#)

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Code de la classe de**WGK****Flash Point(F)****Point d'éclair C**

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



Équipement de protection individuelle

Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)

DOCUMENTATION

Certificat d'analyse

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'analyse (COA).

Numéro de lot

e.g. 023J5431

Comment saisir un numéro de lot (COA)

Rechercher

Certificat d'origine

Saisir un numéro de lot pour rechercher un certificat d'origine (COO).

Numéro de lot

e.g. 023J5431

Comment saisir un numéro de lot (COO)

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



ARTICLES REVUS PAR DES PAIRS

Diverse effect of BMP-2 homodimer on mesenchymal progenitors of different origin

Hrubi E, et al.

Human Cell : Official Journal of Human Cell Research Society, 31(2), 139-148 (2018)

alpha-glucosidase inhibitor activity of Terminalia species

Anam K, et al.

Int. J. Pharmacol., 5(4), 277-280 (2009)

Enhancing surface activity in silicon microreactors: use of black silicon and alumina as catalyst supports for chemical and biological applications.

Roumanie M, et al.

Chemical Engineering Journal, 135, S317-S326 (2008)

Notochordal Cell Matrix As a Therapeutic Agent for Intervertebral Disc Regeneration.

Stefan de Vries et al.

Tissue engineering. Part A, 25(11-12), 830-841 (2018-05-10)

Notochordal cells (NCs) reside in the core of the healthy disc and produce soluble factors that can stimulate nucleus pulposus cells (NPCs). These NC-derived factors may be applied in intervertebral disc regeneration for treatment of low-back pain. However, identification of

Notochordal cell matrix as a bioactive lubricant for the osteoarthritic joint.

S A H de Vries et al.

Scientific reports, 8(1), 8875-8875 (2018-06-13)


Notochordal cell derived matrix (NCM) can induce regenerative effects on nucleus pulposus cells and may exert such effects on chondrocytes as well. Furthermore, when dissolved at low concentrations, NCM forms a viscous fluid with potential lubricating properties. Therefore, this study

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.

[GET YOURS HERE](#)


PRODUITS CONSULTÉS RÉCEMMENT



Sigma-Aldrich

P5188**TWEEN® 80**

for molecular biology, syrup



Sigma-Aldrich

P5177**Methyl palmitate**

≥99% (capillary GC)

[Consulter le prix et la disponibilité](#)[Consulter le prix et la disponibilité](#)

Évaluations

[Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit](#)

Questions

[Soyez le premier à poser une question](#)

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE



Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

[Contacter notre Service technique](#)

Le contenu de cette page vous a-t-il été utile ?*



Que pouvons-nous faire pour améliorer cette page spécifique de notre site Internet ?

Envoyer

Brighten up your lab coat!

Subscribe to our scientific newsletters and make your lab mates jealous with a shiny 'Magical Flask' pin.



GET YOURS HERE

