

 BladderScan i10™

LA PRÉCISION FIABLE ASSOCIÉE À LA DURABILITÉ AVÉRÉE




LA PRÉCISION FIABLE ASSOCIÉE À LA DURABILITÉ AVÉRÉE

UNE PRÉCISION FIABLE POUR TOUS LES UTILISATEURS

Avec la technologie d'intelligence artificielle révolutionnaire ImageSense™ de Verathon, BladderScan i10™ exploite les données réelles pour détecter et définir de manière fiable l'emplacement, la taille et la forme de la vessie chez tous les types de patients pédiatriques et adultes ainsi que toutes les anatomies.

± 7,5 % sur les volumes supérieurs à 100 ml*

± 7,5 ml sur les volumes inférieurs à 100 ml



FLUX DE TRAVAIL ACCÉLÉRÉ

ImageSense, associé à la technologie de sonde VMODE®, mesure automatiquement le volume vésical en quelques secondes.

- Le grand écran tactile de 25,6 cm (10,1") optiquement lié réduit l'éblouissement
- L'interface utilise des graphiques intuitifs, la détection automatique de l'emplacement de la vessie et le suivi des contours BladderTraQ™ pour guider l'utilisateur à chaque étape
- L'outil de graphiques simple transfère facilement les résultats d'examen à tout système de dossiers de santé électronique

Optimisé pour les déplacements dans les couloirs animés des hôpitaux, le BladderScan i10 est associé à un poste de travail coulissant silencieux.

- L'arrimage de la sonde à une main permet aux utilisateurs de se concentrer sur le patient et non sur la gestion de l'équipement
- Poignée à 360 degrés pour un positionnement facile
- Avec le chargement embarqué et une batterie remplaçable par l'utilisateur, le système est toujours prêt quand et où vous en avez besoin

- Grand écran avec graphiques intuitifs
- Inclinaison et hauteur réglables
- Montage rapide VESA
- Joint IPX2 imperméable

Batterie remplaçable par l'utilisateur

- Sonde 3D solide
- Protection IPX4 entièrement étanche
- Câble léger et flexible
- Arrimage à une main

Poignée à 360 degrés pour un transport et un positionnement faciles

Imprimante (facultative)

Espace de rangement généreux pour les fournitures

- Colonne en aluminium
- Gestion et protection de câble
- Montage sur rail antidérapant

Adaptateur secteur pour le chargement embarqué

Base fine avec roulettes silencieuses

UNE FIABILITÉ SOLIDE ET DISPONIBLE

BladderScan i10™ est conçu et construit pour un fonctionnement continu dans les environnements cliniques difficiles.

- La construction durable faite de matériaux de qualité médicale, de paliers métalliques et de câbles de verrouillage de qualité industrielle assure un fonctionnement fiable et une disponibilité de service élevée
- Aucune routine étalonnage de routine n'est requise, même si vous changez de sonde
- Le diagnostic de la sonde CaliScan™ confirme que la sonde fonctionne en cas de chute

BladderScan i10 est conçu pour les nouvelles réalités du contrôle des infections.

- Association personnalisée de matériaux de qualité médicale pour résister aux désinfectants action rapide
- La sonde IPX4 étanche et solide ainsi que la console IPX2 imperméable assurent la protection de votre électronique de précision.

CONFIANCE DANS VOTRE INVESTISSEMENT

Vous pouvez optimiser les dépenses au cours de la durée de vie de votre dispositif avec une assistance exceptionnelle et la possibilité de mettre à niveau vers une garantie étendue premium complète.

La formation sur site, les mises à jour logicielles et les services de gestion des dispositifs gratuits optimisent l'utilisation. Des équipes d'assistance technique et de service client disponible pour augmenter votre assistance sur site.

Verathon® améliore la valeur du BladderScan i10™ avec une assistance exceptionnelle, vous pouvez donc être tranquille en sachant que votre investissement fonctionne tous les jours pour améliorer les soins aux patients.

MISE À NIVEAU DE L'EXTENSION DE GARANTIE PREMIUM

- Jusqu'à 5 ans de couverture premium complète, avec tous les dommages et toutes les pannes touchant la sonde et la console
- Appareil de prêt le jour même quand la commande est traitée avant 14h00 CET
- « Un seul appel suffit ». Si vous avez besoin d'aide, notre service client expérimenté et nos équipes d'assistance technique expertes se tiennent à votre disposition.
- Délai de traitement habituel de 5 jours max. à compter de la réception de l'instrument

UNE DISPONIBILITÉ OPTIMISÉE AVEC UNE EXPÉRIENCE CLIENT PERSONNALISÉE

Nous faisons de votre expérience client notre priorité. Voici quelques exemples de la manière dont nous vous facilitons la vie :

- Aucun étalonnage de routine requis
- Diagnostic embarqué pour soutenir votre programme de maintenance préventive
- Les mises à niveau logicielles gratuites vous permettent d'actualiser régulièrement votre instrument
- Transfert rapide des paramètres de configuration : Reproduisez les paramètres préférés sur tous les dispositifs
- La fonction de verrouillage de la configuration du dispositif assure la conformité aux réglementations de l'hôpital et aux meilleures pratiques
- Service Partner Programs



En savoir plus sur la gamme de produits BladderScan et consulter les ressources cliniques et les vidéos d'instructions en service sur [BladderScan.com](https://www.bladder-scan.com)



Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011
États-Unis
Tél : +1 800 331 2313
(États-Unis et Canada uniquement)
Tél. : +1 425 867 1348
Fax : +1 425 883 2896



Verathon Medical (Europe) B.V.
Willem Fenengastraat 13
1096 BL Amsterdam
Pays-Bas
Tél : +31 (0) 20 210 30 91
Fax : +31 (0) 20 210 30 92

Verathon Medical (Australie) Pty Limited
Unit 9, 39 Herbert Street
St Leonards NSW 2065
Australie
Tél. : 1800 613 603 (en Australie)
Fax : 1800 657 970
Tél : +61 2 9431 2000 (international)
Fax : +61 2 9475 1201