

FICHE TECHNIQUE

réf : 0813C



I. CARACTERISTIQUES

Pansement stérile pour brûlures
Masque facial spécialement perforé au niveau des narines, des yeux et de la bouche.
Il peut également servir de champ normal.

Ingrédients :

Eau purifiée (79,3%), humectant, régulateur de viscosité, émulsifiant.

Les plus produit :

- Stoppe l'évolution en profondeur de la brûlure par refroidissement immédiat et permet une réhydratation locale.
- Stérile - Facile à utiliser - Hypoallergénique - Protection efficace contre l'infection - N'adhère pas aux tissus sous-jacents.

Précautions d'emploi :

Ce produit est destiné aux premiers soins d'urgence en cas de brûlures avant de consulter un médecin si nécessaire.
Ce produit n'est pas conçu ni recommandé pour une utilisation prolongée.
Ce produit peut conduire l'électricité. En cas d'irritation, cesser l'utilisation.
Ne pas entreposer à des températures extrêmes.
Ne pas frotter le gel sur la zone affectée. Usage externe. Stopper en cas d'irritation.
Conserver en dessous de 25°C. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.
Consulter un médecin en cas de brûlure grave ou si elle s'étend sur une grande zone.

Avertissement :

Pour usage externe. Si la condition pour laquelle ce produit est appliqué persiste plus de 7 jours ou si l'irritation, la rougeur, l'enflure ou la douleur persiste, ou une éruption cutanée ou une infection se développe, cesser l'utilisation et consulter un médecin.

II. DIMENSIONS

Longueur : 20 cm. Largeur : 45 cm.

III. CONDITIONNEMENT

À l'unité

IV. DÉSIGNATION

Masque facial Brul'Neir stérile.

